

อภินันทนาการ



คู่มือบทปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร (Food Microbiology Laboratory Manual)



โดย
นางสาวเพชรรุ่ง เสนานุช

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเรศวร
วันลงทะเบียน..... ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๔
เลขทะเบียน..... ๑๖๙๙๗๗๑
เลขเรียกหนังสือ..... ๑ ๗๘ ๑๔๕
๒๕๖๔

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเรศวร 2557

คู่มือบทปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร

(Food Microbiology Laboratory Manual)



โดย

นางสาวเพชรรัตน์ เสนานุช

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557

คำนำ

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวเพชรรุ่ง เสนานุช ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเรื่อง “บทปฏิบัติการจุลชีวิทยาทางอาหาร” ซึ่งได้เรียบเรียงจากหนังสือบทปฏิบัติการจุลชีวิทยาทางอาหาร และ Compendium of Methods for the Microbiological, Bacteriological Analytical Manual (BAM) [online] เพื่อใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานในการเตรียมปฏิบัติการของระบบวิชาจุลชีวิทยาอาหาร ของภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) เพื่อความสะดวกและความถูกต้องในการใช้ประกอบในการดำเนินงาน ด้านการเรียนการสอนสำหรับผู้เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งบุคคลที่จะเข้ามาดำเนินการทางด้านปฏิบัติการจุลชีวิทยาทางอาหารสามารถใช้คู่มือเล่มนี้ประกอบได้ หรือสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดเน้นวิธีการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ และสารละลาย วิธีปฏิบัติในการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ แยกตามบทปฏิบัติการทางจุลชีวิทยาทางอาหาร

หากข้อความหรือข้อมูลของคู่มือปฏิบัติการเล่มนี้มีความผิดพลาดประการใด หรือหากมีข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคู่มือปฏิบัติการเล่มนี้ ข้าพเจ้ายินดีและพร้อมที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคู่มือเล่มนี้ต่อไป และข้าพเจ้าขอขอบพระคุณภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร กงบังเกิด ที่ได้กรุณาช่วยให้ข้อมูล คำแนะนำ และตรวจสอบในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.บัญสิริ แสงอ่อน ที่ได้ให้คำชี้แนะนำในการจัดทำคู่มือเล่มนี้

(เพชรรุ่ง เสนานุช)

ผู้จัดทำ

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	i
สารบัญ	ii
สารณัตราย	iii
สารบัญภาพ	iv
บทปฏิบัติการที่ 1 การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ และเทคนิคที่จำเป็นในการตรวจสอบจุลินทรีย์ในอาหาร.....	1
บทปฏิบัติการที่ 2 การตรวจเคราะห์จำนวนจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทั้งหมดในอาหาร.....	14
บทปฏิบัติการที่ 3 การตรวจเคราะห์ยีสต์และรา ในอาหาร.....	22
บทปฏิบัติการที่ 4 การตรวจติดตาม(monitoring) จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม.....	29
บทปฏิบัติการที่ 5 การตรวจเคราะห์ Coliforms bacteria และ <i>Escherichia coli</i> ในอาหาร.....	38
บทปฏิบัติการที่ 6 การตรวจเคราะห์ <i>Salmonella</i> spp. ในอาหาร.....	54
บทปฏิบัติการที่ 7 การตรวจเคราะห์ <i>Staphylococcus aureus</i> ในอาหาร.....	84
บทปฏิบัติการที่ 8 การตรวจเคราะห์ <i>Clostridium perfringens</i> ในอาหาร.....	96
บทปฏิบัติการที่ 9 การตรวจเคราะห์ <i>Vibrio</i> ในอาหารทะเล.....	108
บทปฏิบัติการที่ 10 การตรวจเคราะห์ <i>Bacillus cereus</i> ในอาหาร.....	125
บทปฏิบัติการที่ 11 การตรวจเคราะห์ <i>Yersinia enterocolitica</i> ในอาหาร.....	141
บทปฏิบัติการที่ 12 การตรวจเคราะห์ Lactic acid bacteria ในอาหารหมัก.....	158
บทปฏิบัติการที่ 13 จุลชีววิทยาอาหารกระป่อง.....	165
บรรณานุกรม	180
ภาคผนวก	182
ประวัติผู้เขียน	183

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1.1	จุลินทรีย์ที่ต้องการตรวจสอบและสารละลายสำหรับเจือจาง.....	4
1.2	สภาวะที่ใช้สำหรับการบ่มเพื่อเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์กลุ่มต่างๆ ที่สำคัญในอาหาร.....	9
1.3	ตัวอย่างการคำนวณโคโลนีต่อกรัมหรือมิลลิลิตร.....	13
6.1	การทดสอบทางชีวเคมีเบื้องต้นเพื่อจำแนก <i>Salmonella</i>	71
6.2	ปฏิกริยาทางชีวเคมีและน้ำเหลืองวิทยาของ <i>Salmonella</i>	73
6.3	เกณฑ์สำหรับการตัดสินว่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำการทดสอบนั้นไม่ใช่เชื้อ <i>Salmonella</i>	74
6.4	<i>AOAC-RI Performance Tested Methods for Detection of Salmonella in food and Related Products.....</i>	83
7.1	ปฏิกริยาทางชีวเคมีเพื่อแยกเชื้อ <i>S. aureus</i>	93
8.1	ปฏิกริยาทางชีวเคมีของ <i>C. perfringens</i> และ <i>Clostridium</i> สปีชีย์อื่น.....	106
9.1	ลักษณะโคโลนีของ <i>V. cholerae</i> และ <i>V. parahaemolyticus</i> บนอาหารแข็ง TCBS agar.....	117
9.2	การทดสอบทางชีวเคมีเบื้องต้นสำหรับ <i>V. cholera</i>	118
9.3	ปฏิกริยาชีวเคมีของ <i>V. cholerae</i> และ <i>V. parahaemolyticus</i>	124
10.1	ลักษณะของโรคอาหารเป็นพิษที่เกิดจากเชื้อ <i>Bacillus cereus</i> สปีชีย์อื่น....	128
10.2	ลักษณะโคโลนีของ <i>B. cereus</i> บนอาหารเรียงเชื้อชนิดคัดเลือกบางชนิด..	135
10.3	ปฏิกริยาทางชีวเคมีของ <i>B. cereus</i> เทียบกับ <i>Bacillus</i> อื่น.....	140
11.1	ปฏิกริยาทางชีวเคมีของ <i>Y. enterocolitica</i>	153
13.1	การซักตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสินใจ.....	179

สารบัญภาพ	หน้า
ภาพที่	
1.1 เครื่องตีผงอาหาร (stomacher).....	6
1.2 ขั้นตอนการเจือจากตัวอย่างเป็นลำดับครั้งละ 10 เท่า.....	7
1.3 โถเพาะเชื้อไร้ออกซิเจน (anaerobic jar).....	8
2.1 ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์จำนวนจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทั้งหมด โดยวิธี Pour Plate Technique.....	20
2.2 ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์จำนวนจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทั้งหมด โดยวิธี Spread Plate Technique	21
3.1 ขั้นตอนวิธีการตรวจนับจำนวนยีสต์และรา.....	28
4.1 ลักษณะของ RODAC plate ที่เท SPC agar	35
4.2 แผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป 3M- Petrifilm.....	36
5.1 ขั้นตอนการตรวจสอบ Coliforms bacteria ในอาหารโดยวิธีเอ็มพีเอ็น.....	51
5.2 ขั้นตอนการตรวจ Coliforms bacteria ในอาหาร โดยการนับโคโลนี.....	52
5.3 ขั้นตอนการตรวจ E. Coli ในอาหาร โดยการนับโคโลนี.....	53
6.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์เชื้อ Salmonella โดยวิธี Standard Conventional Method.....	75
6.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์เชื้อ Salmonella โดยวิธี Modified Method.....	76
7.1 ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ S. aureus โดยวิธี Direct Plate Count Method.....	91
7.2 ลักษณะโคโลนี S. aureus บนจานอาหาร Baird-Parker egg-yolk tellurite agar.....	92
7.3 ลักษณะโคโลนี S. aureus บนจานอาหาร Mannitol Salt Phenol Red Agar.....	92
7.4 ปริมาณการจับตัวของพลาสม่าในการทดสอบโคเอกูเลส.....	93
7.5 ขั้นตอนการตรวจ S . aureus โดยวิธีเอ็มพีเอ็น.....	95

ภาคที่

หน้า

8.1	เซลล์และสปอร์ของ <i>C. perfringens</i>	97
8.2	ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ <i>C. perfringens</i> โดยการตรวจนับโคโลนี.....	104
8.3	ขั้นตอนการตรวจ <i>C. perfringens</i> เพื่อรายงานว่าพบหรือไม่พบ.....	107
9.1	ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ <i>V. parahaemolyticus</i>	122
9.2	ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ <i>V. cholera</i>	123
10.1	ลักษณะโคโลนีของ <i>B. cereus</i> บนอาหารเลี้ยงเชื้อ ชนิดคัดเลือก MYP agar.....	135
10.2	ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ <i>B. cereus</i> โดยวิธีเอ็มพีเอ็น.....	136
10.3	ขั้นตอนการวิเคราะห์ <i>B. cereus</i> โดยวิธี Direct plate count.....	137
11.1	ลักษณะโคโลนี <i>Y. enterocolitica</i> บนอาหาร MacConkey agar.....	152
11.2	ลักษณะโคโลนี <i>Y. enterocolitica</i> บนอาหาร YSA (CIN).....	152
11.3	ลักษณะโคโลนี <i>Y. enterocolitica</i> บนอาหาร LAIA slant.....	156
11.4	ลักษณะโคโลนี <i>Y. enterocolitica</i> บนอาหาร Christensen's Urea agar.....	156
11.5	ลักษณะโคโลนี <i>Y. enterocolitica</i> บนอาหาร Bile Esculin agar.....	156
11.6	ลักษณะการเคลื่อนที่ของ <i>Y. enterocolitica</i> ในอาหาร Motility Test Medium with TTC.....	157
11.7	ลักษณะการเจริญของ <i>Y. enterocolitica</i> ในอาหาร MRVR broth	157
11.8	ลักษณะการเคลื่อนที่ของ <i>Y. enterocolitica</i> บนอาหาร CRBHO.....	157
12.1	ขั้นตอนการวิเคราะห์จำนวนแบคทีเรียกรดแลกติก.....	163
12.2	ขั้นตอนการตรวจนับจำนวน <i>Streptococcus thermophilus</i> และ <i>Lactobacillus bulgaricus</i>	164
13.1	ขั้นตอนวิธีวิเคราะห์ จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total Plate Count) ในอาหารกระป่องชนิดกรดตា...	173
13.2	ขั้นตอนการวิเคราะห์ Flat Sour ชนิด Thermophilic และ Mesophilic ในอาหารกระป่องชนิดกรดตា...	174
13.3	การวิเคราะห์ Flat Sour ชนิด Mesophilic (Putrefactive) anaerobes ในอาหารกระป่องชนิดกรดตា...	175

ภาพที่		หน้า
13.4	ขั้นตอนการวิเคราะห์ Sulfide spoilage ในอาหารกระป๋องชนิดกรดตា...	176
13.5	ขั้นตอนวิเคราะห์ Flat Sour ชนิด Thermophilic และ Mesophilic ในอาหาร กระป๋องมีความเป็นกรด.....	178



บทปฏิบัติการที่ 1

การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ และเทคนิคที่จำเป็นในการตรวจสอบจุลินทรีย์ในอาหาร

1.1 ความมุ่งหมาย (Purpose)

เป็นคู่มือการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ และเทคนิคที่จำเป็นในการตรวจสอบจุลินทรีย์ในอาหาร

1. 2 การใช้งาน (Application)

เพื่อใช้เป็นวิธีปฏิบัติการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ และเทคนิคที่จำเป็นในการตรวจสอบจุลินทรีย์ในอาหาร

1.3 เอกสารอ้างอิง (References)

- 1.3.1 จากรุวรรณ ศิริพรรณพ. (ผู้บรรยาย). (16-17 กุมภาพันธ์ 2541). เทคนิคปฏิบัติการตรวจคุณภาพทางจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร ในเอกสารประกอบการฝึกอบรมเรื่อง “เทคนิคปฏิบัติการตรวจคุณภาพทางจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร” สำหรับบุคลากรบริษัทวันไทยอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด . หน้า 1-11. กรุงเทพฯ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- 1.3.2 บุญส่อง แสงอ่อน. (2547). คู่มือจุลชีววิทยาทางอาหารภาคปฏิบัติการ. ภาควิชา อุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยนเรศวร. 75 หน้า
- 1.3.3 วัลย์รัตน์ จันทร์ปานนท์ และเพ็ญชัย ชมเปรีดา. (2545). คู่มือปฏิบัติการการวัดค่าปัจจัยคุณภาพทางชีวภาพ. ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 44 หน้า.
- 1.3.4 ศิริโฉม ทุ่งเก้า. (2543). ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา. 178 หน้า.
- 1.3.5 AOAC. (1995). Official Methods of Analyses of Association of Official Analytical Chemists. 16th ed. Associations of Official Analytical Chemist, Arlington, VA.
- 1.3.6 Downes, F. P. and ITO, K. (2001). Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 4th ed. American Public Health Association, Washington. DC. 676 p.
- 1.3.7 ICMSF. (1998). Microorganisms in Foods. Blackie Academic and Profession, London.
- 1.3.8 U.S. Food and Drug Administration. (1995). Bacteriological Analytical Manual. 8th ed. AOAC International, Gaithersburg, MD.

1.4 นิยามและคำย่อ (Terminology and abbreviation)

1.5 หลักการทางวิทยาศาสตร์ (Principle)

ผู้ปฏิบัติงานการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาต้องเข้าใจถึงเนื้อหา และขั้นตอนเฉพาะเรื่องที่วิเคราะห์อยู่อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทราบถึงเรื่องการปนเปื้อนอย่างเคร่งครัดโดยมีหลักสำคัญ ดังนี้

- ป้องกันไม่ให้มีการปนเปื้อนของจุลทรีญจากภายนอกในตลอด ฟลาสก์ หรือ詹朋 เพาะเชื้อ ๆ ละ ที่กำลังทดลอง

- ป้องกันไม่ให้จุลทรีญที่ใช้ศึกษาออกไปเป็นเปื้อน หรือแพร่กระจายไปสู่สภาวะแวดล้อมไม่ว่าจุลทรีญนั้นจะเป็นเชื้อก่อโรคหรือไม่ก็ตาม

การป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอก มีข้อควรปฏิบัติขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้

1. ดูแลไม่ให้ห้องปฏิบัติการเป็นแหล่งสะสมเชื้อ โดยต้องรักษาความสะอาดไม่ให้เกิดแหล่งสะสมฟุ่นคลุ่ง ไม่นำสิ่งที่ไม่จำเป็นเข้ามาในห้องปฏิบัติการ และมีการทำจัดขยะอย่างสม่ำเสมอ

2. ผู้ปฏิบัติต้องเรียนรู้และฝึกเทคนิคปลอดเชื้อ (Aseptic technique)

3. ในกรณีที่ห้องปฏิบัติการไม่มีเครื่องปรับอากาศ ในขณะถ่ายเชื้อ ปลูกเชื้อ หรือเทอหารใส่詹朋เพาะเชื้อต้องปิดพัดลม และควรปิดหน้าต่างในจุดที่กระแสลมจะทำให้เกิดการปนเปื้อนได้ ป้องกันการปนเปื้อนระหว่างการบ่มเชื้อ สำหรับในเขตกรุงเทพฯ ประเทศไทยปัญหาที่มักเกิดขึ้นได้แก่ การปนเปื้อนอันเกิดจากมด และแมลงอื่น ๆ เช่น แมลงหี

ถึงแม้ว่าจะมีจุลทรีญอยู่ในสภาวะแวดล้อมทั่ว ๆ ไป เช่น ในอากาศ ดิน น้ำ เป็นต้น แต่จำนวนที่ปนเปื้อนอยู่จะไม่มากเท่ากับเมื่อมีการเพาะเติมในอาหารเลี้ยงเชื้อ ซึ่งทำกันในห้องปฏิบัติการ โดยแต่ละโคโลนีจะมีเชื้อไม่น้อยกว่า 281 ล้านล้านเซลล์ (2^{48} เซลล์) ดังนั้นหากปฏิบัติไม่ถูก ต้องแล้วห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาจะกลายเป็นบ่อเกิด และแหล่งสำคัญของการแพร่เชื้ออสุสภาวะแวดล้อม โดยทั่วไปวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบจุลทรีญในอาหารก็คือ เพื่อทราบว่าอาหารชนิดนี้ ๆ มีจุลทรียกลุ่มใหญ่บ้างในบริมาณมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เพื่อต้องการควบคุมคุณภาพและทำนายระยะเวลาการเก็บอาหาร ตลอดจนเพื่อตรวจสอบสุขลักษณะการผลิตและการปฏิบัติต่ออาหาร นอกจากนี้ยังอาจต้องการตรวจสอบว่าอาหารตัวอย่างนั้นมีจุลทรียกอโรคปนเปื้อนอยู่ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของภาระของโรคอาหารเป็นพิษ (food poisoning) หรือไม่ การตรวจสอบจุลทรีญในอาหารมีขั้นตอนสำคัญที่ควรปฏิบัติ เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ดังนี้

1. การสุ่มเก็บตัวอย่าง (Sampling)

อาหารหรือวัตถุติดสำหรับผลิตอาหารชนิดนี้ ๆ ที่ต้องการตรวจสอบจุลทรียมักมีการผลิตหรือมีอยู่ปริมาณมาก แต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถนำอาหารที่มีห้งหมดมาตรวจสอบได้ ดังนั้นจึง

ต้องทำการสุ่มตัวอย่าง (sampling) อาหารมาปริมาณหนึ่งเท่านั้น การสุ่มเก็บตัวอย่างมีแนวปฏิบัติโดยทั่วไปดังนี้

1.1 เก็บตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของอาหารนิดนั้น ๆ และนำมาในปริมาณเพียงพอซึ่งขึ้นกับลักษณะของอาหารและชนิดจุลินทรีย์ที่ต้องการตรวจหา

- อาหารที่มีลักษณะเหลวและเป็นเนื้อเดียวกัน เช่น นม น้ำเชื่อม หรือไอศครีมที่บรรจุในภาชนะขนาดใหญ่ ให้กวนหรือคนให้เข้ากัน และนำมาปริมาณ 200-500 มิลลิลิตร ใส่ในภาชนะปลอดเชื้อที่มีฝาปิดสนิท ป้องกันการหลอกของตัวอย่าง

- อาหารที่มีลักษณะแข็งหรือแห้ง ถ้ามีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน เช่น แป้ง หรือนมผง ให้นำมาน้ำหนักประมาณ 200-300 กรัม ถ้ามีลักษณะไม่เป็นเนื้อเดียวกัน เช่น ปลา ผัก หรือเนื้อสัตว์ ให้สุ่มตัวอย่างจากหลาย ๆ จุด ให้ได้น้ำหนักร่วมกันไม่น้อยกว่า 200 กรัม

- ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบจุลินทรีย์แอนโนโรบส์ (anaerobes) หรือพากที่ไม่ต้องการออกซิเจนในการเจริญ ควรสุ่มเก็บตัวอย่างจากบริเวณที่มีออกซิเจนน้อยหรือไม่มี เช่น บริเวณด้านในที่อยู่ลึกลงไปของอาหาร และเก็บตัวอย่างไว้ในภาชนะที่ป้องกันออกซิเจน

1.2 เก็บตัวอย่างโดยใช้เทคนิคปลอดเชื้อ (aseptic technique) ได้แก่ การป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์จากภายนอกลงในตัวอย่างในทุกขั้นตอน โดยใช้วัสดุอุปกรณ์สำหรับการเก็บตัวอย่าง เช่น ช้อนตักตัวอย่าง แท่งสำหรับการผสมตัวอย่าง ปากคีบ กรรไกร รวมทั้งภาชนะสำหรับบรรจุตัวอย่างที่ปลอดเชื้อ ตลอดจนปิดฝาภาชนะบรรจุตัวอย่างให้สนิทเป็นต้น

1.3 บันทึกรายละเอียดของตัวอย่าง เช่น ชื่ออาหาร ลักษณะของตัวอย่าง วันที่เก็บตัวอย่าง เป็นต้น

2. การขนส่งและการเก็บรักษาตัวอย่าง (Transportation and Samples preservation)

เมื่อเก็บตัวอย่างได้แล้วควรขนส่งตัวอย่างมายังห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบจุลินทรีย์โดยเร็วที่สุด นอกจากนั้นยังควรรักษาสภาพของตัวอย่างระหว่างการขนส่ง เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงของประชากรจุลินทรีย์ที่มีในตัวอย่าง ถ้าตัวอย่างเป็นอาหารแข็งเย็นหรือแข็งเยือกแข็งให้รักษาสภาพด้วยน้ำแข็งแห้ง และถ้าไม่สามารถตรวจสอบตัวอย่างได้ทันทีควรเก็บรักษาไว้ในสภาพที่เหมาะสมตัวอย่าง เช่น อาหารที่เน่าเสียได้จ่าย เช่น ผักสด และเนื้อสัตว์ ให้เก็บรักษาโดยการแข็งเย็นที่อุณหภูมิไม่เกิน 4.4 องศาเซลเซียส แต่ไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 48 ชั่วโมง ถ้าเป็นอาหารที่ไม่เน่าเสียจ่าย เช่น อาหารกระป๋อง หรืออาหารแห้งให้เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง สำหรับอาหารแข็งเยือกแข็งให้เก็บที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ถ้าเป็นตัวอย่างสำหรับตรวจสอบจุลินทรีย์กลุ่มแอนโนโรบส์ให้เก็บรักษาในสภาพที่ปลอดออกซิเจน เป็นต้น

3. การเตรียมตัวอย่าง (Sample preparation)

ก่อนที่จะนำอาหารตัวอย่างมาตรวจสอบจุลินทรีย์ต้องมีการเตรียมตัวอย่าง ซึ่งขั้นตอนในการเตรียมนั้น ขึ้นกับลักษณะของตัวอย่างดังนี้

3.1 การละลายน้ำแข็ง ในกรณีที่ตัวอย่างเป็นอาหารแข็ง เช่น ก้อนหิน ให้นำมาละลายน้ำแข็งก่อน โดยอาจวางตัวอย่างไว้ในตู้เย็น (อุณหภูมิไม่เกิน 4.4 องศาเซลเซียส) เพื่อให้น้ำแข็งละลายภายในระยะเวลาไม่เกิน 18 ชั่วโมง หรือละลายน้ำแข็งในอ่างน้ำ (water bath) ที่อุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส ภายในเวลาไม่เกิน 15 นาที

3.2 การทำตัวอย่างให้เป็นเนื้อดียวกัน ในกรณีอาหารตัวอย่างมีลักษณะเหลวและเป็นเนื้อเดียวกัน ให้ผสมตัวอย่างโดยใช้ภาชนะบรรจุขึ้นลงเรื่วๆ ถ้าเป็นอาหารแห้งหรืออาหารแข็งชิ้นใหญ่ๆ ให้ตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ด้วยกรรไกรปลดเดือ หรือป่นให้ละเอียดด้วยเครื่องป่น (homogenizer หรือ blender)

3.3 การซึ่งตัวอย่าง ตัวอย่างอาหารที่นำมาตรวจหาจุลินทรีจะต้องใช้ปริมาณที่แน่นอน เพื่อให้แปรผลได้ถูกต้อง โดยซึ่งตัวอย่างน้ำหนักให้แน่นอนใส่ในภาชนะปลดเดือ เช่น ถุงพลาสติก หรือขวดแก้วที่มีความจุเพียงพอ เช่น ไม่น้อยกว่า 500 มิลลิลิตร เนื่องจากต้องมีการเติมสารละลายลงไปเจือจางตัวอย่างด้วย

4. การเจือจางตัวอย่าง (Dilution)

การเจือจางตัวอย่าง (dilution) หมายถึง การนำตัวอย่างปริมาณหนึ่งมาผสมกับสารละลายสำหรับเจือจาง (diluent) ปริมาตรหนึ่ง และทำให้ผสมเป็นนื้อดียวกัน ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความหนาแน่นของจุลินทรีในตัวอย่างให้อยู่ในระดับที่ให้ผลการวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้ นอก จากนั้นในกรณีตัวอย่างที่มีลักษณะเป็นของแข็ง การเจือจางยังช่วยทำให้จุลินทรีที่อยู่ในตัวอย่างหลุดออกมากอญในสารละลายอีกด้วย สารละลายสำหรับเจือจางมักมีส่วนผสมที่ช่วยให้เซลล์จุลินทรีมีชีวิตอยู่ได้ระยะเวลานาน โดยไม่เพิ่มจำนวน ตัวอย่างสารละลายสำหรับเจือจางที่เหมาะสมกับจุลินทรีกับจุลินทรีกลุ่มต่าง ๆ ดังสรุปไว้ใน ตารางที่ 1.1

ตาราง 1.1 จุลินทรีที่ต้องการตรวจสอบและสารละลายสำหรับเจือจาง

จุลินทรี	สารละลายสำหรับเจือจาง
แอโรบส์ (aerobes) หรือพากที่ต้องการออกซิเจนในการเจริญ	ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (phosphate buffer) พีเอช 7.2 เปปโตนเข้มข้น 0.1 % (0.1 % peptone water) เปปโตนเข้มข้น 0.1 % ที่มีเกลือเข้มข้น 0.85 % สารละลายริงเกอร์เจือจาง 4 เท่า (quarter strength Ringer's solution)

แอนแอโรบส์ (anaerobes) หรือพากที่ไม่ต้องการออกซิเจนในการเจริญ	Reinforced clostridial medium
ยาโลไฟล์ (halophiles) หรือพากที่ชอบเจริญในอาหารที่มีเกลือความเข้มข้นสูง	สารละลายเกลือเข้มข้น 15 % (15 % NaCl solution)
ออสโมไฟล์ (osmophiles) หรือพากที่ชอบเจริญในอาหารที่มีน้ำตาลความเข้มข้นสูง	สารละลายซูครอสเข้มข้น 20 % (20 % sucrose solution)

น้ำยาเจือจาง (diluents) ที่เหมาะสมมีหลายชนิดที่นิยมใช้ในปัจจุบัน คือ 0.1 % peptone water และ phosphate buffer น้ำยาเจือจางตัวอย่างนิยมบรรจุไว้ในภาชนะ 450 มิลลิลิตร, 225 มิลลิลิตร, 99 มิลลิลิตร, 90 มิลลิลิตร หรือ 9 มิลลิลิตร ถ้าตัวอย่างอาหารเป็นของแข็ง นิยมใช้ตัวอย่างน้ำหนัก 25 หรือ 50 กรัม ส่วนตัวอย่างอาหารที่เป็นของเหลว尼ยมใช้ปริมาตร 10 มิลลิลิตร การคำนวณระดับความเจือจาง ปริมาณตัวอย่างที่ใช้ และปริมาณน้ำยาเจือจางที่ใช้ สามารถใช้สูตรด้านล่างนี้คำนวณได้ ดังตัวอย่างที่ 1 และ 2

ตัวอย่างเป็นของแข็ง (กรัม) หรือ ของเหลว (มิลลิลิตร) * ตัวอย่างอาหารเริ่มต้นไม่ได้เจือจาง

ตัวอย่างอาหารเริ่มต้นไม่ได้เจือจาง (กรัม) หรือ มิลลิลิตร + น้ำยาเจือจาง

ตัวอย่างที่ 1 ถ้าใช้ตัวอย่างเนื้อหมูสด 25 กรัม ใส่ลงในน้ำยาเจือจางปริมาตร 225 มิลลิลิตร จะหาระดับความเจือจางของเนื้อหมูสด

$$\begin{array}{l}
 \text{แทนค่าในสูตร} \\
 \text{กำหนดให้ระดับความเจือจางใหม่มี} = X \\
 \text{จะได้} \quad 25 \text{ g.} \quad * \quad 1 = X \\
 \hline
 25 \text{ g.} + 225 \text{ ml.}
 \end{array}$$

หมายเหตุ * คือเครื่องหมาย X (คูณ)
 1 คือตัวอย่างอาหารเริ่มต้นที่ไม่ได้เจือจาง
 หรือมีค่าระดับความเจือจาง = 10^0

$$\begin{array}{l}
 \text{ดังนั้น} = \frac{25}{250} * 1 \\
 = \frac{1}{10} = 10^{-1}
 \end{array}$$

ตัวอย่างที่ 2 ถ้าต้องการเจือจากตัวอย่างอาหารชนิดหนึ่งที่มีความเจือจาก 10^{-1} ให้เป็น 10^{-2} โดยใช้น้ำยาเจือจาก 90 มิลลิลิตร อยากราบว่าต้องใช้ตัวอย่างดังกล่าวปริมาตรกี่มิลลิลิตร

แทนค่าในสูตร

กำหนดให้ X คือปริมาตรของตัวอย่างที่ต้องการใช้ในการเจือจาก

$$\frac{X * 10^{-1}}{X + 90} = \frac{1}{10^2}$$

ดังนั้น $X = 10$ มิลลิลิตร


โดยทั่วไปมักทำให้ตัวอย่างเจือจากลงครั้งละ 10 เท่า (10-fold dilution) ซึ่งทำได้โดยผสมตัวอย่างกับสารละลายสำหรับเจือจากในอัตราส่วน 1 ต่อ 9 เป็นลำดับ โดยเริ่มแรกจะซึ่งตัวอย่างน้ำหนักแน่นอน เช่น 10, 25 หรือ 50 กรัม ผสมกับสารละลายสำหรับเจือจากปริมาตร 90, 225 หรือ 450 มิลลิลิตร ตามลำดับ จากนั้นจึงทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน จะได้ตัวอย่างที่เจือจากลงจากเดิม 10 เท่า ($1/10$ หรือ 10^{-1})

การทำให้ตัวอย่างเป็นเนื้อเดียวกันนั้น อาจใช้วิธีปั่นตัวอย่างให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่นไฟฟ้า (homogenizer) หรือใช้วิธีตีบดด้วยเครื่องตีผงอาหาร (stomacher) (ภาพที่ 1.1) เครื่องมือชนิดนี้มีหลักการทำงานโดยอาศัยการตีสับกันของแผ่นโลหะ 2 แผ่นลงบนถุงพลาสติกที่บรรจุตัวอย่างและสารละลายสำหรับเจือจาก เมื่อตีผงตัวอย่างเป็นระยะเวลานึง เช่น 30 วินาที หรือ 60 วินาที จะทำให้ตัวอย่างละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันอย่างไร้ที่ตามเครื่องมือชนิดนี้มีข้อจำกัดคือไม่เหมาะสมกับตัวอย่างอาหารที่มีลักษณะแข็ง



ภาพ 1.1 เครื่องตีผงอาหาร (stomacher)


สำหรับการเจือจางตัวอย่างความเจือจาง 10^{-1} ลงท่อไปอีกครั้งละ 10 เท่านั้น มีวิธีการคือ ถ่ายตัวอย่างความเจือจาง 10^{-1} ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงในสารละลายสำหรับเจือจางปริมาตร 9 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน จะได้ตัวอย่างความเจือจาง 10^{-2} (หรือ 1/100) จากนั้นจึงทำการเจือจางโดยวิธีเดียวกันต่อไปอีกจนตัวอย่างมีความเจือจางถึงระดับที่ต้องการ สำหรับขั้นตอนการเจือจาง ตัวอย่างเป็นลำดับครั้งละ 10 เท่าดังกล่าวสรุปไว้ในภาพที่ 1.2



ภาพ 1.2 ขั้นตอนการเจือจางตัวอย่างเป็นลำดับครั้งละ 10 เท่า

5. สภาวะการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ (Cultivative condition)

เนื่องจากจุลินทรีย์แต่ละชนิดต้องการปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสารอาหารแตกต่างกันในการเจริญ ดังนั้นจึงควรจัดสภาวะการเพาะเลี้ยงให้เหมาะสมสมกับจุลินทรีย์ที่ต้องการตรวจหาจุลินทรีย์ที่พบริบในอาหารบางชนิดนั้นอาจเป็นพวกรที่เจริญได้ที่อุณหภูมิต่ำหรือสูงกว่าอุณหภูมิปกติ นอกจากนั้นความต้องการออกซิเจนในการเจริญของจุลินทรีย์ยังแตกต่างกันอีกด้วย โดยพวกร่อนแอโรบส์ควรบ่มเพาะเชื้อในตู้บ่มที่มีการดึงออกซิเจนออก หรือในโถเพาะเชื้อไร้ออกซิเจน (anaerobic jar) (ภาพ 1.3) ซึ่งมีลักษณะเป็นโถโลหะหรือพลาสติกภายในสีของบรรจุสารเคมีที่ให้กําชี่ายdroเจน (H_2) ซึ่งกําชีนี้จะรวมกับกําชออกซิเจน (O_2) ในโถ ได้น้ำ (H_2O) โดยมีพัลเลเดียม (palladium) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาและมีแผ่นชุบสารละลายเมทิลีนบลู (methylene blue) เป็นตัวชี้สำหรับตรวจสอบว่ามีออกซิเจนเหลืออยู่ในโถหรือไม่



ภาพ 1.3 โถเพาะเชื้อไร้ออกซิเจน (anaerobic jar)

สำหรับสภาวะการบ่มเพาะจุลินทรีย์กลุ่มต่างๆ โดยทั่วไปสรุปไว้ในตาราง 1.2

ตาราง 1.2 สภาวะที่ใช้สำหรับการบ่มเพื่อเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์กลุ่มต่าง ๆ ที่สำคัญในอาหาร

กลุ่มของจุลินทรีย์	สภาวะการบ่มเพาะเชื้อ
ไซโตรโทรฟส์ (psychrotrophs) หรือพวกที่เจริญได้ที่อุณหภูมิต่ำ	อุณหภูมิ 7 องศาเซลเซียส 10 วัน
เมโซไฟล์ (mesophiles) หรือพวกที่ชอบเจริญที่อุณหภูมิปานกลาง	อุณหภูมิ 35-37 องศาเซลเซียส 48 ชั่วโมง
เทอร์โมไฟล์ (thermophiles) หรือพวกที่ชอบเจริญที่อุณหภูมิสูง	อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส 48-72 ชั่วโมง
ยีสต์และรา	อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส 3-5 วัน
แอนแอโรบส์	อุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมในตู้บ่ม ไร้ออกซิเจน หรือในโถเพาะเชื้อไร้ออกซิเจน

อาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์กลุ่มต่าง ๆ ในอาหารนั้นควรเลือกให้เหมาะสมด้วย โดยทั่วไปอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์อาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ อาหารเลี้ยงเชื้อชนิดแข็ง (solid medium) หรืออาหารวุ่น (agar medium) และอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลว (liquid medium หรือ broth) นอกจากนั้นยังอาจมีอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดกึ่งแข็ง (semi-solid medium) ด้วย

การเลือกใช้อาหารเลี้ยงเชื้อประเภทใดขึ้นกับวัตถุประสงค์และลักษณะของตัวอย่างอาหารที่ต้องการตรวจเคราะห์ ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการเพาะแบคทีเรียจากตัวอย่างอาหารให้เจริญเป็นโคโลนี มักใช้อาหารเลี้ยงเชื้อชนิดแข็ง เช่น plate count agar หรือ nutrient agar และถ้าต้องการแยกโคโลนีของยีสต์และราในอาหารมักใช้เพาะเลี้ยงด้วย potato dextrose agar หรือ malt extract agar ถ้าอาหารตัวอย่างมีจุลินทรีย์ที่ต้องการตรวจหาอยู่ปริมาณน้อย อาจเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มจำนวนในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลว ซึ่งเรียกว่า enrichment ก่อน เป็นต้น

6. การนับจำนวนจุลินทรีย์ (Enumeration of Microorganisms)

จำนวนจุลินทรีย์ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเรียนรู้นอกเหนือจากเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับจุลินทรีย์ในอาหาร ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิต การควบคุมปริมาณจุลินทรีย์หรือการควบคุมคุณภาพอาหาร เป็นต้น การนับจำนวนจุลินทรีย์สามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันมานาน และยังใช้อย่างได้ผลดีในปัจจุบัน

การนับจำนวนจุลินทรีย์จะได้ผลดีเพียงใด ต้องขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างเช่น การเก็บและการรักษาตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ประเภทและชนิดของจุลินทรีย์ที่ต้องการนับ อาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้ อุณหภูมิ และระยะเวลาในการบ่มเชื้อ จำนวนข้าของอาหารทดสอบ หรือความละเอียดรอบคอบของผู้ปฏิบัติงาน

6.1 Colony Count Method

มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น Standard Plate Count, Aerobic Plate Count, Total plate Count, Viable Plate Count หรือ Mesophilic Count เป็นวิธีตรวจนับจุลินทรีย์ทั้งหมดที่แท้จริง ในผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องจากจุลินทรีย์บางชนิดไม่สามารถเจริญและสร้างโคลนให้เห็นได้ อาจเป็น ผลมาจากการบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์นั้นๆ ทำให้เซลล์บางส่วนถูกทำลายหรือเป็นเซลล์ที่อ่อนแอ เกินไป หรืออาจเนื่องจากสภาวะไม่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโต เทคนิคที่นิยมใช้ในวินี้ได้แก่

6.1.1 Pour plate เป็นเทคนิคที่ทำให้เชื้อหรือตัวอย่างเจือจาง (dilution) ด้วยสารละลาย เพื่อเจือจางที่เหมาะสม ซึ่งผ่านการซ่าเชื้อแล้วและทราบปริมาตรที่แน่นอน ทำการเจือจางเพื่อให้เชื้อมีการเจริญเป็นโคลนเดียวๆ ความเจือจางที่เหมาะสมควรมีการเจริญของเชื้อระหว่าง 25 - 250 โคลนne โดยปกติจะทำให้เจือจางเพิ่มขึ้นครั้งละ 10 เท่าเป็นลำดับ (ten fold dilution) เพื่อให้ง่าย ต่อการปฏิบัติและการคำนวณจำนวนโคลนที่ต่อหน่วยนับ (กรัม หรือ มิลลิลิตร)

6.2.2 Spread Plate เป็นการแยกจุลินทรีย์ให้บริสุทธิ์ที่สามารถตรวจนับปริมาณได้โดยมีการเจือจางเป็นลำดับส่วน (Serial dilution) จากนั้นปีเปตตัวอย่างที่มีความเจือจางตามต้องการโดยวิธี aseptic technique ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ใส่ตัวอย่างลงบนอาหารวุ้นแข็ง และทำการเกลี่ยตัวอย่างให้กระจายทั่วผิวน้ำอาหาร ด้วย Sterile spreader แห่งแก้วรองรูปตัว L ที่ทำจากแท่งแก้วโคลนของจุลินทรีย์จะเจริญบนอาหารวุ้นแข็งเท่านั้น วิธีการ spread plate นี้ ง่ายและสะดวกกว่า วิธี pour plate แต่ไม่เหมาะสมกับจุลินทรีย์พวกที่ໄว้ต่อออกซิเจน ข้อได้เปรียบเทคนิคนี้คือ จุลินทรีย์ไม่ได้รับความร้อนจากอาหารเลี้ยงเชื้อ ทำให้การเจริญเป็นไปได้ด้วยดี จึงสามารถนับโคลนที่แท้จริงได้ถูกต้อง นอกจากนี้ยังใช้เทคนิคนี้กับอาหารเลี้ยงเชื้อได้ทุกชนิด แม้แต่อาหารทึบแสง แต่เนื่องจากใช้ปริมาณตัวอย่างเพียง 0.1 – 0.5 มิลลิลิตร จึงไม่เหมาะสมที่จะใช้กับตัวอย่างที่ปริมาณจุลินทรีย์ต่ำ

ข้อควรระวัง

6.2.2.1 สามารถใช้ปริมาณตัวอย่างมากกว่า 0.1 มิลลิลิตร ได้ แต่ต้องคำนึงถึง ผิวน้ำของอาหารควรแห้งสนิทหลังจากที่เกลี่ยด้วยแห่งแก้วรองแล้วไม่มีตัวอย่างเหลืออยู่บนผิวน้ำ หรือติดค้างอยู่บนแห่งแก้ว ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องในการนับจำนวนโคลนที่แท้จริงทั้งหมด หรือเพื่อความสะดวกในการคำนวณอาจใช้ 0.2 มิลลิลิตร ของตัวอย่างจากระดับความเจือจาง 1:10 หยดลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ 5 plate นับจำนวนโคลนรวมกันทั้งหมด แห่กับ 1 กรัม รายงานผลเป็น CFU/g

6.2.2.2 ควรแยกใช้แห่งแก้วรองกับอาหารเลี้ยงเชื้อแต่ละจาน ไม่ควรใช้เกลี่ยชักกัน หลายๆ จาน หรือถ้าจำเป็นต้องใช้ชักกัน ควรเริ่มจากตัวอย่างที่ทำให้เจือจางมากที่สุด ไปสู่ระดับเจือจางน้อยที่สุด (1:1000 → 1:10)

6.1.3 Membrane Filtration วิธีนี้เหมาะสมสำหรับการนับจำนวนจุลินทรีย์ที่มีปริมาณมาก แต่ มีจุลินทรีย์ปะปนอยู่จำนวนมากน้อย ก่อนที่จะนับจำนวนโคโลนีควรทำให้ตัวอย่างมีความเข้มข้นขึ้น แล้ว นำไปกรองผ่านเยื่อกรองที่กักเซลล์แบคทีเรีย (Bacteriological Membrane Filter) แต่ยอมให้น้ำ หรือตัวทำละลายผ่านได้ คำนวณจุลินทรีย์ในตัวอย่างจากจำนวนโคโลนีที่นับได้ รายงานผลเป็นโคโลนี ต่อกรัม หรือ มิลลิลิตร

6.1.4 Drop plate เป็นเทคนิคการนับจุลินทรีย์ที่คล้ายคลึงกับเทคนิค Spread plate ต่างกันตรงที่ไม่ต้องใช้แห้งแก้วอุ่นเคลื่อนย้ายตัวอย่างบนผิวน้ำของอาหารเลี้ยงเชื้อ ตัวอย่างอาหารที่ทำให้ เจือจางแล้วจะถูกวัดปริมาตรจำนวนหยดโดยใช้ปีเปตที่ผ่านการคำนวณ นำตัวอย่างดังกล่าวหยดลง บนอาหารเลี้ยงเชื้อใช้อุณหภูมิและเวลาในการบ่มที่เหมาะสม นำมานับจำนวนโคโลนีของเชื้อจาก ความเจือจางที่เหมาะสม คำนวณจำนวนโคโลนี 1 มิลลิลิตร โดยทราบจำนวนโคโลนีเฉลี่ยใน 1 หยด จำนวนหยดใน 1 มิลลิลิตร และ dilution factor ที่ตรวจนับได้ รายงานผลเป็นจำนวนโคโลนีต่อ มิลลิลิตร อย่างไรก็ตามเทคนิคนี้ไม่เหมาะสมที่จะใช้กับตัวอย่างอาหารที่มีจำนวนจุลินทรีย์น้อยกว่า 3,000 โคโลนีต่อกรัม

6.1.5 Swab เป็นเทคนิคที่ใช้กันมานานและแพร่หลายในการตรวจสอบจุลินทรีย์ตามผิวน้ำ ของอาหาร เครื่องมือ และวัสดุต่างๆ วิธีการคือ จุ่ม swab ลงในหลอดทดลองที่มีตัวทำละลายที่ ทราบปริมาตรที่แน่นอนบรรจุอยู่ หักก้านที่ใช้จับออกไป เบี่ยงหลอดแรงๆ หลายครั้ง นำสารละลาย ไปตรวจสอบปริมาณด้วยการเพาห์เลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ หรือตรวจนับโดยตรงจากกล้องจุลทรรศน์ วิธีนี้ทำให้สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย แต่อาจจะนับจุลินทรีย์จากผิวน้ำที่ต้องการไม่ได้ ทั้งหมด อีกทั้งตัวละลายอาจหลั่งจุลินทรีย์ออกจาก swab ได้ไม่หมดเช่นกัน

6.2 Direct Microscopic Count

เป็นการตรวจนับจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดจากกล้องจุลทรรศน์โดยตรง ซึ่งจะรวมทั้งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิต ทำได้โดย smear ตัวอย่างที่ทราบปริมาตรบนพื้นที่ที่กำหนดไว้ของแผ่นสไลด์ ทำให้แห้ง ย้อมสีด้วยสีเฉพาะ นับจำนวนเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ คำนวณค่าเป็น Direct Microscopic Count ต่อกรัม หรือ มิลลิลิตร

หรืออาจใช้สไลด์เฉพาะ เรียกว่า Haemacytometer มีหลุมที่ทราบความลึกและปริมาตรที่ แน่นอน พร้อมทั้งเครื่องหมายพื้นที่เป็นตารางสี่เหลี่ยม นับจำนวนจุลินทรีย์ในพื้นที่ดังกล่าว แล้ว คำนวณปริมาณจุลินทรีย์ได้โดยใช้ค่าเฉลี่ยจำนวนที่นับได้ทั้งหมด

วิธีนี้ทำได้สะดวก รวดเร็ว ใช้เวลาในการตรวจนับสั้น บอกรูปร่างลักษณะของเซลล์ได้ แต่มี ข้อจำกัดคือ ความเที่ยงตรงมีน้อย

6.3 Most Probable Number (MPN) Technique

ค่า MPN เป็นค่าเฉลี่ยของจำนวนจุลินทรีย์ที่ใช้หลักการทางสถิติโดยประเมินจากค่าดัชนี ตัวเลขของเชื้อที่มีความเป็นไปได้มากกว่าตัวเลขอื่น การตรวจสอบใช้ตัวอย่างที่มีความเจือจาง 3

2.4 นิยามและคำย่อ (Terminology and abbreviation)

- 2.4.1 PCA = Plate Count Agar
 2.4.2 CFU = Colony Forming Unit

2.5 หลักการทางวิทยาศาสตร์ (Principle)

จุลินทรีย์ในอาหาร (Microorganism in Foods)

จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็ก ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ โดยจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 3 กลุ่มคือ แบคทีเรีย ยีสต์ และรา แต่ละกลุ่มนี้มีมากมายหลายชนิด ในสภาวะแวดล้อมต่างๆ กันได้แก่ ในดิน น้ำ อากาศ คน สัตว์ และอาหารเป็นต้น จุลินทรีย์เหล่านี้ในปริมาณหนึ่งจะมีก่อให้เกิดอันตรายได้ แต่ถ้ามีมากจนเกินขีดจำกัด และปนเปื้อนในอาหาร อาจก่อให้เกิดโทษหรือเกิดโรคในคนและสัตว์ได้

จุลินทรีย์ที่พบในอาหาร แบ่งออกได้ตามความสำคัญต่ออาหารและผู้บริโภคดังนี้

1. จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ และเป็นที่ต้องการในการผลิตอาหาร ได้แก่ การผลิตนม เปรี้ยว น้ำส้มสายชู ขนมปัง หรือซีอิ้ว เป็นต้น ตัวอย่างแบคทีเรีย เช่น *Lactobacillus bulgaricus*, *Streptococcus thermophilus*, *Acetobacter aceti*, ยีสต์ *Saccharomyces cerevisiae* และเชื้อร้า *Aspergillus oryzae* เป็นต้น

2. จุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย ถ้าคนได้รับเชื้อกลุ่มนี้ในปริมาณมากอาจทำให้เกิดความผิดปกติในระบบย่อยอาหารได้ เช่น *Bacillus* sp. และ *Rhizopus* sp. เป็นต้น

3. จุลินทรีย์ที่เป็นตัวบ่งชี้การปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลและนิยมใช้เป็นดัชนีคุณภาพอาหารทางด้านสุขาภิบาล แบคทีเรียที่สำคัญ ได้แก่ Coliform Group ซึ่งประกอบด้วย Coliform bacteria, Faecal coliforms, *E. coli* และ *Streptococcus faecalis*

4. จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค เนื่องจากตัวเชื้อจุลินทรีย์เองหรือจากสารพิษที่จุลินทรีย์ผลิต ออกมากตัวอย่างจุลินทรีย์ได้แก่ *Staphylococcus aureus*, *Bacillus cereus*, *Salmonella* sp. และ *Clostridium perfringens*

Aerobic plate count เป็นวิธีการที่ถูกนำมาใช้เพื่อชี้ให้เห็นถึงจำนวนของเชื้อแบคทีเรียในตัวอย่าง ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้อาจเรียกว่า aerobic colony count, standard plate count, mesophilic count หรือ total plate count โดยอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเซลล์ที่ฟอร์มตัวกันจนเห็นเป็นลักษณะของโคโลนีด้วยตาเปล่ามีนั้น จะเกิดขึ้นได้เมื่อถูกผสมด้วยอาหารวัสดุที่มีสารอาหารที่เหมาะสม วิธีการนี้ไม่สามารถนับจำนวนแบคทีเรียทั้งหมดได้ หากแต่บอกเป็นนัยว่าเป็นการทดสอบโดยทั่วไปสำหรับสิ่งมีชีวิตที่เจริญในสภาวะที่มีอากาศ ณ อุณหภูมิ 25 - 40 องศาเซลเซียส (mesophilic temperatures) และไม่สามารถบอกถึงความแตกต่างของชนิดของแบคทีเรียได้ (Downes and ITO, 2001) การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ให้เจริญเป็นโคโลนีและนับจำนวน (colony

บทปฏิบัติการที่ 2
การตรวจวิเคราะห์จำนวนจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทั้งหมด

2.1 ความมุ่งหมาย(Purpose)

เป็นคู่มือในการตรวจวิเคราะห์จำนวนจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทั้งหมดในอาหาร

2.2 การใช้งาน (Application)

เพื่อใช้เป็นวิธีปฏิบัติในการตรวจวิเคราะห์จำนวนจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทั้งหมดในอาหาร

2.3 เอกสารอ้างอิง (References)

- 1.3.1 จากรุรณ ศิริพรรณพ. (ผู้บรรยาย). (16-17 กุมภาพันธ์ 2541). เทคนิคปฏิบัติการตรวจคุณภาพทางจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร ในเอกสารประกอบการฝึกอบรมเรื่อง “เทคนิคปฏิบัติการตรวจคุณภาพทางจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร” สำหรับบุคลากรบริษัทวันไทยอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด . หน้า 1-11. กรุงเทพฯ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- 1.3.2 บุญส่ง แสงอ่อน. (2547). คู่มือจุลชีววิทยาทางอาหารภาคปฏิบัติการ. ภาควิชา อุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยนเรศวร. 75 หน้า
- 1.3.3 วัลย์รัตน์ จันทรปานนท์ และเพ็ญขวัญ ชมปรีดา. (2545). คู่มือปฏิบัติการการวัดค่าปัจจัยคุณภาพทางชีวภาพ. ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 44 หน้า.
- 1.3.4 ศิริโรม ทุ่งเก้า. (2543). ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา. 178 หน้า.
- 2.3.5 AOAC. (1995). Official Methods of Analyses of Association of Official Analytical Chemists. 16th ed. Associations of Official Analytical Chemist, Arlington, VA.
- 2.3.6 Downes, F. P. and ITO, K. (2001). Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 4th ed. American Public Health Association, Washington. DC. 676 p.
- 2.3.7 ICMSF. (1998). Microorganisms in Foods. Blackie Academic and Professional, London.
- 2.3.8 U.S. Food and Drug Administration. (1995). Bacteriological Analytical Manual. 8th ed. AOAC International, Gaithersburg, MD.

$$\text{CFU ต่อกรัม หรือ CFU ต่อมิลลิลิตร} = n/d/10$$

$$\text{หรือ} = n \times df \times 10$$

จำนวนโคโลนีต่อกรัม (CFU/g หรือ CFU/ml) คือจำนวนโคโลนีที่นับได้คูณด้วย dilution factor ในการคัดเลือก plate เพื่อนำมาคำนวณ โดยมีจำนวนโคโลนีที่นับได้อยู่ในช่วง 25 - 250 โคโลนี แต่ละ dilution ทำ 2 plate หลักเกณฑ์ที่ใช้มีหลายกรณี ได้แก่ (ดูตารางที่ 1.3 ประกอบ)

7.1 ถ้ามีเพียง 1 dilution เท่านั้นที่อยู่ใน ช่วง 25 -250 โคโลนีต่อจาน ให้นับจำนวนทั้งหมด แล้วหารด้วย 2 ดูตัวอย่างที่ 1

7.2 ถ้านับได้ 2 dilution โดยที่จำนวนแตกต่างไม่เกิน 2 เท่า ให้ใช้ค่าเฉลี่ย plate ที่นับได้ แต่ถ้าจำนวนแตกต่างกันเกิน 2 เท่า ให้ใช้ค่าที่ได้คูณด้วย dilution factor และให้เลือกใช้ค่าที่น้อยกว่า ดูตัวอย่างที่ 2 และ 3

7.3 ถ้าทุก plate มีจำนวนโคโลนีน้อยกว่า 25 หรือไม่อยู่ในช่วง 25-250 โคโลนี ให้รายงานเป็น Est (Estimated CFU/g หรือ ml) โดยนับใน plate ที่มีจำนวนใกล้เคียง 250 โคโลนี ดูตัวอย่างที่ 4 หรือถ้าทุก plate มีน้อยกว่า 25 โคโลนีให้นับ dilution ที่มีการเรียกจากต่ำสุด ดูตัวอย่างที่ 5

7.4 ถ้าเกิด spreader (Spr) หรือ Lab Accident (LA) ดูตัวอย่าง 6, 7 และ 8

ตารางที่ 1.3 ตัวอย่างการคำนวณโคโลนีต่อกรัมหรือมิลลิลิตร (CFU/g or CFU/ml)

ตัวอย่าง	จำนวนโคโลนีที่นับได้		จำนวนโคโลนีต่อกรัมหรือ มล. (CFU/g, CFU/ml.)
	Dilution 1:100	1 : 1000	
1	175	16	19,000
	208	17	
2	228	28	25,000
	240	26	
3	138 } แตกต่าง 162 } 1.2 เท่า	42 } แตกต่าง 33 } 2.4 เท่า	15,000
4	287	23	280,000 Est
	263	19	
5	18	2	17,000 Est
	16	0	
6	Spr	31	31,000
7	243	LA	24,000
8	27	215	LA

หมายเหตุ ตัวเลขที่เป็นตัวเอียงและขีดเส้นใต้ แสดงถึง plate ที่เลือกนับในแต่ละ dilution

ความเข้มข้นเรียงกัน ใส่ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว ความเข้มข้นละ 3 หลอด หรือ 5 หลอด บ่มเพาะ เชื้อที่อุณหภูมิและเวลาที่กำหนด นับจำนวนหลอดที่ให้ผลบวกซึ่งดูได้จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เช่น การสร้างแก๊ซ หรืออาหารเลี้ยงเชื้ออุ่น จากจำนวนหลอดที่นับได้เปรียบเทียบกับค่าในตาราง MPN อ่านผลจำนวนเซลล์โดยประมาณเป็น MPN ต่อกรัม หรือ มิลลิลิตร วิธี MPN แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนได้แก่

6.2.1 Presumptive test เป็นการทดสอบขั้นแรก โดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมสำหรับ เลี้ยงเชื้อชนิดนั้นๆ

6.2.2 Confirm test เป็นการบ่มเพาะเชื้อจากหลอดทดลองที่ให้ผลบวกของการทดสอบขั้น แรกในอาหารเลี้ยงเชื้อที่จำเพาะมากขึ้น เพื่อยืนยันผลการตรวจ Presumptive test

6.2.3 Complete test เป็นการทดสอบขั้นสมบูรณ์ โดยการนำเซลล์จากหลอดทดลองที่ ให้ผลบวกใน Confirm test มาทำการแยกเชื้อ เพื่อให้เชื่อมั่นอยู่ในสภาพบริสุทธิ์พร้อมที่จะตรวจสอบ สัณฐานวิทยาคุณสมบัติทางชีวเคมีอื่นๆ

โดยปกติในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ จุลินทรีย์จะมีการกระจายตัวไม่เท่าเทียมกัน แต่ในน้ำเซลล์ จะมีการกระจายได้ดีกว่า วิธีการ MPN จึงเหมาะสมและนิยมใช้กับตัวอย่างที่เป็นน้ำหรือเป็นอาหาร เหลวทำให้ค่า MPN ที่ได้จะมีความถูกต้องแน่นอนกว่า

7. การคำนวณจำนวนจุลินทรีย์ (Amount of microbial calculation)

จำนวนจุลินทรีย์มีชีวิตในอาหาร 1 กรัม (กรณีอาหารตัวอย่างเป็นของแข็ง) หรือ 1 มิลลิลิตร (กรณีอาหารตัวอย่างเป็นของเหลว) คำนวณได้เมื่อทราบค่าจำนวนโคโลนีเฉลี่ยใน 1 งาน ที่หาได้จาก ทุกชั้นของความเจือจางที่มีจำนวนโคโลนีต่องานระหว่าง 30-300 (หรือ 25-250) และสมมุติว่า 1 โคโลนีเจริญมาจาก 1 เซลล์ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงบางโคโลนีอาจเจริญมาจากการเซลล์มากกว่า 1 ที่เกาะกลุ่มกันหรือเรียงต่อกันเป็นสาย ดังนั้นจึงควรใช้คำว่า colony forming unit (CFU) แทนคำว่า colony และค่า CFU ต่อกรัม หรือ CFU ต่อมิลลิลิตร ของตัวอย่างจากวิธีเพลท คำนวณได้จากความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

$$\text{CFU ต่อกรัม หรือ CFU ต่อมิลลิลิตร} = n/d$$

เมื่อ n คือ จำนวนโคโลนีเฉลี่ยใน 1 งาน ของงานที่มีจำนวนโคโลนีอยู่ในช่วง 30-300 (หรือ 25-250) ต่องาน

และ d คือ ความเจือจางของตัวอย่างที่นำมาเพาะในงานที่หาค่า n ได้
หรือ $\text{CFU ต่อกรัม หรือ CFU ต่อมิลลิลิตร} = n \times df$

เมื่อ df คือ dilution factor หรือส่วนกลับของความเจือจางดังกล่าว

หมายเหตุ ในกรณีที่ใช้วิธีสเปรดเพลท ซึ่งใช้ตัวอย่าง 0.1 มิลลิลิตรมาเพาะเชื้อค่า CFU ต่อกรัม หรือ CFU ต่อมิลลิลิตร หาได้จากความสัมพันธ์ดังนี้

count) เป็นวิธีที่ใช้หาปริมาณเซลล์จุลินทรีย์มีชีวิต (viable cells) ที่มีในอาหารวิธีหนึ่ง การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ให้เจริญเป็นโคโลนีดังกล่าวทำได้หลายวิธี วิธีที่นิยมใช้กันมากได้แก่ วิธีพอร์เพลท (pour plate) และวิธีสเปรดเพลท (spread plate หรือ surface plate) นอกจากนั้นยังอาจใช้วิธีอื่นๆ เช่น วิธีดร็อปเพลท (drop plate) และวิธีสีปั๊ลเพลท (spiral plate) เป็นต้น (ศิริโภ, 2543) วิธีการวิเคราะห์จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (aerobic plate count) โดยใช้อาหารวุ้น เป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุดในการวัดจำนวนจุลินทรีย์ที่มีอยู่ทั้งหมดในผลิตภัณฑ์อาหาร วิธีนี้มีหลักการคือ จุลินทรีย์ 1 เซลล์ในอาหารเมื่อผสานกับอาหารวุ้นแล้วจะเจริญเติบโตเป็น 1 โคโลนีเดียว ๆ ที่แยกจากกัน (วัลย์รัตน์ และเพ็ญขวัญ, 2545)

การตรวจนับจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทั้งหมดในอาหารมีความสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าการวิเคราะห์มีความถูกต้องแม่นยำสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด (ในต่างประเทศและต่างประเทศ) หรือผ่านเกณฑ์ตามความต้องการของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร หรือไม่ บางครั้งข้อมูลนี้ใช้เป็นแนวทางในการประเมินราคารวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สุดท้าย นอกจากนี้ อาจใช้กำหนดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ได้ถ้าชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ที่ตรวจพบมีบทบาทสำคัญต่อการเน่าเสียของผลิตภัณฑ์ (จำนวนจุลินทรีย์ที่มีมากขึ้น มีความสัมพันธ์เชิงลบกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์)

2.6 เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Associated document)

กฎการตรวจนับโคโลนีแบคทีเรียในอาหาร เชื่อและรายงานผล

2.7 ความปลอดภัย (Safety)

2.7.1 ต้องสวมเสื้อคลุมตลอดระยะเวลาปฏิบัติการเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อจุลินทรีย์ติดผิวนังหรือเสื้อผ้า รวมทั้งป้องกันตัวเองและเสือผ้าจากการกระเด็นของสารเคมีและสิ่งสกปรกต่างๆ

2.7.2 ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มหรือสูบบุหรี่ในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนห้ามเคี้ยว หรือกัดดินสอ ปากกา

2.7.3 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหน้าหรือตาระหัวงบปฏิบัติงาน

2.7.4 ก่อนและหลังปฏิบัติงานทุกครั้งต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อความสะอาด บริเวณปฏิบัติงานทุกครั้ง

2.7.5 ต้องติดฉลาก แสดง ชื่อ วันที่ ตัวอย่าง ชนิด อาหาร เลี้ยง เชื้อ หรืออื่นๆ ลงบน งานเพาะเชื้อ หรืออุปกรณ์ ทดลองเพื่อป้องกันการล้างหรือนำไปทิ้งโดยไม่ตั้งใจ

2.7.6 ใช้ตะเกียงบุนเสน หรือตะเกียงแอลกอฮอล์ตัวความระมัดระวัง ห้ามวางตะเกียงดังกล่าวไว้ใกล้ภาชนะบรรจุและออกอ้อยหรือสารไวไฟต่างๆ รวมทั้งระมัดระวังมือและเส้นผม หรือส่วนต่างๆ ของร่างกายจากการถูกไฟลวก ดับตะเกียงทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

2.7.7 วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปนเปื้อนเชื้อต้องนำไปป่าเชื้อด้วยวิธีการที่เหมาะสม งานเพาะเชื้อ หลอดทดลองที่เลี้ยงเชื้อต้องนำไปปนเปื้อนก่อนนำไปล้าง

2.7.8 สไลด์ที่ปนเปื้อนเชื้อต้องนำไปแข็งน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนนำไปทำการจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสมต่อไป

2.7.9 ก่อนและหลังปฏิบัติการทุกครั้งต้องล้างมือด้วยสบู่ และเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ (แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์) ทุกครั้ง

2.8 เครื่องมือเครื่องใช้ (Equipment's and supplies)

2.8.1 ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) ควบคุมอุณหภูมิ 32- 35 องศาเซลเซียส

2.8.2 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave)

2.8.3 เครื่องวัด pH (pH meter)

2.8.4 เครื่องซั่ง (Balance)

2.8.5 เครื่องแกะ ได้แก่ Petri dishes, Pipette, Dilution bottle, Glass rod spreader, Slide

2.8.6 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath)

2.8.7 กระถางปลอกเชื้อ

2.8.8 เครื่องตีผสมอาหารอาหาร (Stomacher)

2.8.9 ห่วงเย็บเชื้อ (Loop)

2.8.10 น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับเข้าห้องปฏิบัติการ

2.9 สารมาตรฐาน (Standards)

2.9.1 PCA (Plate count agar)

2.9.2 0.1 % Peptone water

2.10 วิธีดำเนินการ (Procedures)

2.10.1 วิธีการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ

2.10.1.1 สารละลายเพื่อเจือจาง (Dilution Blank)

สารละลายเพื่อเจือจาง มีอยู่หลายชนิด การเลือกใช้ขึ้นกับชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ ชนิดของอาหารที่จะตรวจสอบ และวิธีที่ใช้ สารละลายที่นิยมใช้ ได้แก่

- สารละลายเจือจางธรรมด้า (Plain Dilution Blanks) หรือน้ำกลันที่ผ่านการฆ่าเชื้อ
- สารละลายเปปตโนความเข้มข้น 0.1% (Peptone Dilution Blanks 0.1% หรือ Peptone Solution)
- สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (Phosphate Buffer Dilution Blanks หรือ Phosphate Buffer Solution PBS)

- สารละลายเกลือเพื่อเจือจาง (Saline Dilution Blanks หรือ 0.85% NaCl solution)
- Phosphate Buffer Solution (PBS)

วิธีเตรียม

ก. Stock Solution

ละลาย Potassium dihydrogen phosphate (KH_2PO_4) 34 กรัม ในน้ำกลั่น 500 มิลลิลิตร ปรับ pH ให้ได้ 7.2 ด้วย 1 N NaOH แล้วปรับปริมาตรให้ครบ 1 ลิตร ผ่าเชื้อในหม้อนึ่งความดัน (Autoclave) ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส หรือที่ความดัน 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว นาน 15 นาที

ข. Dilution Blanks

นำ Stock Solution มา 1.25 มิลลิลิตร ใส่ในน้ำกลั่น 1 ลิตร แบ่งใส่หลอดทดลองบรรจุ 9 มิลลิลิตร บรรจุขวดแก้วทันร้อน 90 มิลลิลิตร และ 225 มิลลิลิตร

- 0.1 % Peptone water

วิธีการเตรียม

ซั่งเปปโตน (Merck) หนัก 1 กรัม ผสมน้ำ 1,000 มิลลิลิตร คนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน บรรจุใส่ภาชนะตามขนาดที่ต้องการ (หลอดทดลองบรรจุ 9 มิลลิลิตร บรรจุขวดแก้วทันร้อน 90 มิลลิลิตร และ 225 มิลลิลิตร) นึ่งผ่าเชื้อที่ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที

2.10.1.2 PCA (Plate count agar) หรือ Standard Method Agar

ส่วนผสม

- Tryptone	5.0	กรัม
- Yeast extract	2.5	กรัม
- D-glucose	1.0	กรัม
- Agar	15.0	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH 7.0 ± 0.2

วิธีการเตรียม

ละลายส่วนประกอบทั้งหมด บรรจุใส่ภาชนะตามขนาดที่ต้องการ นึ่งผ่าเชื้อที่ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที หรือ ซั่ง PCA 22.5 กรัม (Merck) /น้ำกลั่น 1 ลิตร ละลายและบรรจุใส่ภาชนะและนำไปนึ่งผ่าเชื้อเข่นเดียวกัน

2.10.2 วิธีดำเนินการ

2.10.2.1 วิธีเตรียมตัวอย่าง

ตัวอย่างที่เป็นของแข็ง ซึ่งตัวอย่างอาหาร 25 กรัม ใส่ในถุงพลาสติกปิดอดเชื้อ เติมสารละลาย เปป์โต่น 0.1% ปริมาตร 225 มิลลิลิตร ลงในถุง นำไปตีผสานเป็นเวลา 60 วินาที จะได้ตัวอย่างความเจือจาง 10^{-1}

ตัวอย่างที่เป็นของเหลว ใช้ปั๊ปเปตปิดอดเชื้อคุดตัวอย่าง 10 มิลลิลิตร ใส่ในขวดซึ่งมีน้ำยาเจือจาง 90 มิลลิลิตรปิดฝาขาวดเจือจางให้สนิท เขย่าขึ้นลงอย่างแรง 25 ครั้ง จะได้ตัวอย่างความเจือจาง 10^{-1}

2.10.2.2 ใช้ปั๊ปเปตถ่ายตัวอย่างปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงในหลอดบรรจุสารละลายเปป์โต่น 9 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันปั่นด้วยเครื่องปั่นผสม จะได้ตัวอย่างความเจือจาง 10^{-2} จากนั้นทำการเจือจางด้วยวิธีเดียวกันจนถึงระดับที่ต้องการ

2.10.2.3 นำตัวอย่างที่ความเจือจางเหมาะสม 3 ระดับ (เช่น 10^{-2} , 10^{-3} และ 10^{-4}) มาปฏิบัติตั้งนี้

วิธีพอร์เพลท (Pour plate)

- ถ่ายตัวอย่างจากแต่ละความเจือจางลงในจานเพาะเชื้อปิดอดเชื้อ 2 จานๆ ละ 1 มิลลิลิตร
- เทอาหารเลี้ยงเชื้อ PCA ที่หลอมเหลว อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ลงในจานเพาะเชื้อที่มีตัวอย่าง จำนวนประมาณ 15 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันโดยการหมุนจานและรอจนตุ้นแข็ง

วิธีสเปรดเพลท (Spread plate)

- ถ่ายตัวอย่างแต่ละความเจือจางลงบนผิวของอาหาร PCA ในจานเพาะเชื้อ 2 จานๆ ละ


0.1 มิลลิลิตร

- ใช้แท่งแก้วปิดอดเชื้อ (เผาด้วยเปลวไฟ ทิ้งไว้ให้เย็น) เกลี่ยตัวอย่างให้ทั่วผิวน้ำของอาหาร แต่ละจาน

2.10.2.4 บ่มจานเพาะเชื้อ (โดยวางจานแบบคว่ำ) ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง

2.10.2.5 นับจำนวนโคโลนีจากแต่ละจานเพาะเชื้อ หากค่าเฉลี่ยจำนวนโคโลนีใน 1 จาน และ จำนวน CFU (Colony Forming Unit) ต่อกรัมของตัวอย่างที่ได้จากการวิธีพอร์เพลทและวิธีสเปรดเพลท

การตรวจวิเคราะห์จำนวนจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทั้งหมด โดยวิธี Pour Plate Technique วิธีวิเคราะห์แสดงดังภาพ 2.1



ภาพ 2.1 ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์จำนวนจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทั้งหมด โดยวิธี Pour Plate Technique

การอ่านผล นับจำนวนโคโลนีในจานที่มี 25 - 250 โคโลนี

การคำนวณ ค่าเฉลี่ยจำนวนโคโลนี คูณกับ dilution factor

การรายงานผล จำนวนโคโลนีต่อกรัม หรือ มิลลิลิตร (CFU/g หรือ CFU/ml)

CFU = Colony Forming Unit

ตัวอย่าง จำนวนโคโลนีที่เฉลี่ย = 55.8 โคโลนี นับได้จาก dilution 1 : 10⁵


ตัวอย่าง 1/10⁵ นับแบคทีเรียได้ = 55.8 โคโลนี

ตัวอย่าง 1 กรัม นับได้ = 55.8×10^5

1

= 5.58×10^6 โคโลนี

การตรวจวิเคราะห์จำนวนจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทั้งหมด ด้วยวิธี Spread Plate Technique วิธีการตรวจวิเคราะห์แสดงดังภาพ 2.2



ภาพ 2.2 การตรวจวิเคราะห์จำนวนจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทั้งหมด โดยวิธี Spread Plate Technique

บทปฏิบัติการที่ 3
การวิเคราะห์จำนวนยีสต์และรา ใบอาหาร

3.1 ความมุ่งหมาย (Purpose)

เป็นคู่มือในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณจำนวนยีสต์และราทั้งหมดในอาหาร

3.2 การใช้งาน (Application)

เพื่อใช้เป็นวิธีปฏิบัติในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณจำนวนยีสต์และราทั้งหมดในอาหาร

3.3 เอกสารอ้างอิง (References)

- 3.3.1 จากรุรณ ศิริพรรณพ. (ผู้บรรยาย). (16-17 กุมภาพันธ์ 2541). เทคนิคปฏิบัติการตรวจคุณภาพทางจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร ในเอกสารประกอบการฝึกอบรมเรื่อง “เทคนิคปฏิบัติการตรวจคุณภาพทางจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร” สำหรับบุคลากรบริษัทวันไทยอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด . หน้า 1-11. กรุงเทพฯ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- 3.3.2 บุญส่ง แสงอ่อน. (2547). คู่มือจุลชีววิทยาทางอาหารภาคปฏิบัติการ. ภาควิชา อุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยนเรศวร. 75 หน้า
- 3.3.3 AOAC. (1995). Official Methods of Analyses of Association of Official Analytical Chemists. 16th ed. Associations of Official Analytical Chemist, Arlington, VA.
- 3.3.4 Downes, F. P. and ITO, K. (2001). Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 4th ed. American Public Health Association, Washington. DC. 676 p.
- 3.3.5 ICMSF. (1998). Microorganisms in Foods. Blackie Academic and Professional, London.
- 3.3.6 U.S. Food and Drug Administration. (1995). Bacteriological Analytical Manual. 8th ed. AOAC International, Gaithersburg, MD.

3.4. นิยามและคำย่อ (Terminology and abbreviation)

- 3.4.1 PDA = Potato Dextrose Agar
- 3.4.2 CFU = Colony Forming Unit
- 3.4.3 df = dilution factor
- 3.4.4 RDBA = Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar
- 3.4.5 MEA = Malt Extract Agar

3.5 หลักการทางวิทยาศาสตร์ (principle)

เนื่องจากยีสต์และรามีอยู่ทั่วไปในทุกสภาพแวดล้อม ดังนั้นจึงพับยีสต์และราเกิดขึ้นและเป็นปัญหาในอาหารทุกชนิด โดยสามารถเจริญได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ 5 - 35 องศาเซลเซียส และเจริญได้ในสภาพที่มีความเป็นกรด ในการตรวจสอบจึงต้องการลดลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย อาหารที่นิยมใช้กันทั่วไปคือ Potato Dextrose Agar (PDA) ที่ปรับ pH เป็น 3.5 ด้วย 10% tartaric acid วิธีวิเคราะห์ทำได้โดยใช้วิธีการเดียวกับการนับจุลินทรีย์ทั้งหมด เทคนิคที่นิยมใช้คือ Pour Plate และในอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อนสูง จะใช้วิธีการตรวจสอบด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลว คือ Malt Extract Broth บ่มเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 96 ชั่วโมง ถ้ามีการเจริญของเชื้อยีสต์และราอาหารเลี้ยงเชื้อจะชุ่น หรือมีการเจริญที่ผิวน้ำของอาหาร ทดสอบยืนยันโดยใช้ PDA หรือ Sabouraud's Dextrose Agar และย้อมสีดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ รายงานผลเป็นลักษณะพบรหรือไม่พบร (จากรูรรณ, 2541)

3.6 เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Associated document)

กฎการตรวจนับโคโลนีแบคทีเรียนบนจานเพาะเชื้อและการรายงานผล

3.7 ความปลอดภัย (Safety)

- 3.7.1 ต้องสวมเสื้อคลุมตลอดระยะเวลาปฏิบัติการเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าสู่จุลินทรีย์ติดผิวน้ำหรือเสื้อผ้า รวมทั้งป้องกันตัวเองและเสื้อผ้าจากการกระเด็นของสารเคมีและสิ่งสกปรกต่างๆ
- 3.7.2 ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มน้ำหรือสูบบุหรี่ในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนห้ามเคี้ยว หรือกัดดินสอ หรือ ปากกา
- 3.7.3 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหน้าหรือตาระหว่างปฏิบัติงาน
- 3.7.4 ก่อนและหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง ต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อความสะอาด บริเวณปฏิบัติงานทุกครั้ง
- 3.7.5 ต้องติดฉลาก แสดง ชื่อ วันที่ ตัวอย่าง ชนิด อาหารเลี้ยงเชื้อหรืออื่นๆ ลงบน จานเพาะ เชื้อหรืออุปกรณ์ ทดลองเพื่อป้องกันการล้างหรือนำไปทิ้งโดยไม่ตั้งใจ
- 3.7.6 ใช้ตะเกียงบุนเสน หรือตะเกียงแอลกอฮอล์ด้วยความระมัดระวัง ห้ามวางตะเกียงดังกล่าวไว้ใกล้ภาชนะบรรจุแอลกอฮอล์หรือสารไวไฟต่างๆ รวมทั้งระมัดระวังมือและเส้นผม หรือส่วนต่างๆ ของร่างกายจากการถูกไฟลวก และดับตะเกียงทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
- 3.7.7 วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปนเปื้อนเข้าต้องนำไปป่าเชื้อด้วยวิธีการที่เหมาะสม จานเพาะเชื้อ หลอดทดลองที่เลี้ยงเชื้อต้องนำไปปนเข้ากันนำไปล้าง
- 3.7.8 สไลด์ที่ปนเปื้อนเข้าต้องนำไปแข่นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนำไปกำจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสมต่อไป
- 3.7.9 ก่อนและหลังปฏิบัติการทุกครั้ง ต้องล้างมือด้วยสบู่ และเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ (แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์) ทุกครั้ง

3.8 เครื่องมือเครื่องใช้ (Equipments and supplies)

- 3.8.1 ตู้อบบ่มเชื้อ (Incubator) ควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
- 3.8.2 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave)
- 3.8.3 กระดาษวัด pH (pH paper)
- 3.8.4 เครื่องชั่ง (Balance)
- 3.8.5 เครื่องแก้ว ได้แก่ Petri dishes, pipette, dilution bottle, glass rod spreader
- 3.8.6 จ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) ตั้งอุณหภูมิ 50⁰ช
- 3.8.7 กรรไกรตัดตัวอย่าง
- 3.8.8 เครื่องผสมอาหาร (Stomacher)
- 3.8.9 เครื่องนับโคโลนี (Colony counter)
- 3.8.10 ร่างแข็งเปปต
- 3.8.11 น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับเข้าด้วยปฏิบัติการ

3.9. สารมาตรฐาน (Standards)

อาหารเลี้ยงเชื้อและสารเคมี

- 3.9.1 Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar
- 3.9.2 Malt Extract Agar
- 3.9.3 Peptone water 0.1%
- 3.9.4 PDA (Potato Dextrose Agar)

3.10. วิธีดำเนินการ (Procedures)

3.10.1 วิธีการเตรียมสารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อ

3.10.1.1 Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar

ส่วนผสม

- Glucose	10.0 กรัม
- Peptone	5.0 กรัม
- Potassium phosphate, monobasic	1.0 กรัม
- Magnesium sulfate heptahydrate	0.5 กรัม
- Rose bengal (5% soln., w/v)	0.5 มิลลิลิตร
- Chloramphenicol	0.1 กรัม
- Dichloran solution (2,6-dichloro-4-nitroaniline) (0.2% (w/v) in ethanol)	1.0 มิลลิลิตร
- Agar	15.0 กรัม



- น้ำกลั่น

1.0 ลิตร

pH 5.6 ± 0.2

1.659991

วิธีเตรียม

ละลายส่วนผสมในน้ำกลั่น ต้มจนวุ่นละลาย ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร ด้วยน้ำกลั่น นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที หลังนึ่งฆ่าเชื้อปรับ pH เป็น 5.6 ด้วยกรดثار์ฟาริก 10 % แล้วเติม Dichloran solution 1 มิลลิลิตร (กำจัดเชื้อด้วยการกรองผ่านกระดาษกรองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.45 ไมครอน) ก่อนนำมาเทใส่จานเพาะเชื้อ

3.10.1.2 Malt Extract Agar

ส่วนผสม

- Malt extract	20.0 กรัม
- Dextrose	20.0 กรัม
- Peptone	1.0 กรัม
- Agar	15.0 กรัม
- น้ำกลั่น	1.0 ลิตร

pH 4.7 ± 0.2

วิธีเตรียม

ละลายส่วนผสมในน้ำกลั่น ต้มจนวุ่นละลาย ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร ด้วยน้ำกลั่น นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที หลังนึ่งฆ่าเชื้อปรับ pH เป็น 4.6 ด้วยกรดไฮโดรคลอริก 0.1 นอร์มอล ก่อนนำมาเทใส่จานเพาะเชื้อ

3. 10.1.3 Potato Dextrose Agar

ส่วนผสม

- Potato infusion form	200.0 กรัม
- Glucose	20.0 กรัม
- Agar	15.0 กรัม
- น้ำกลั่น	1.0 ลิตร

pH 3.5 ± 0.2

วิธีเตรียม

ละลายส่วนผสมในน้ำกลั่น ต้มจนวุ่นละลาย ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร ด้วยน้ำกลั่น นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที หลังนึ่งฆ่าเชื้อปรับ pH เป็น 3.5 ด้วยกรดثار์ฟาริก 10% หรือ กรดแลคติก ก่อนนำมาเทใส่จานเพาะเชื้อ

3.10.1.4 Peptone (0.1%)

ส่วนผสม

- Peptone	1.0 กรัม
- น้ำกลั่น	1.0 ลิตร

วิธีเตรียม

ละลายเปปโตน 1 กรัมในน้ำกลั่น ปรับ pH เป็น 7.1 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร ด้วยน้ำกลั่น นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที



3.10.2 วิธีดำเนินการวิเคราะห์

3.10.2.1 วิธีเตรียมตัวอย่าง

ของแข็ง ซึ่งตัวอย่างอาหาร 25 กรัม ใส่ในถุงพลาสติกปิดอดเชือก เติมสารละลายเปปโต่น 0.1% ปริมาตร 225 มิลลิลิตร ลงในถุง นำไปปีดผสานด้วยเครื่องตีผสานอาหาร (stomacher) เป็นเวลา 60 วินาที จะได้ตัวอย่างความเจือจาง 10^{-1}

ของเหลว ใช้ปีเปตปลดเชือกดูดตัวอย่าง 10 มิลลิลิตร ใส่ในขวดซึ่งมีน้ำยาเจือจาง 90 มิลลิลิตร ปิดฝาขวดเจือจางให้สนิท เขย่าขึ้นลงอย่างแรง 25 ครั้ง จะได้ตัวอย่างความเจือจาง 10^{-1}

3.10.2.2 ใช้ปีเปตถ่ายตัวอย่างปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงในหลอดบรรจุสารละลายเปปโต่น 9 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันปั่นด้วยเครื่องปั่นผสม (Vortex mixer) จะได้ตัวอย่างความเจือจาง 10^{-2} จากนั้นทำการเจือจางด้วยวิธีเดียวกันจนถึงระดับที่ต้องการ

3.10.2.3 นำตัวอย่างที่ความเจือจางเหมาะสม 3 ระดับ (เช่น 10^{-2} , 10^{-3} และ 10^{-4}) มาปฏิบัติตั้งนี้

วิธีสเปรดเพลท (Spread plate)

- ถ่ายตัวอย่างแต่ละความเจือจางลงบนผิวของอาหาร DRBA หรือ PDA ในจำนวนเพาะเชื้อ 2 งานๆ ละ 0.1 มิลลิลิตร
- ใช้แท่งแก้วปิดอดเชือก (เผาด้วยเปลวไฟ ทิ้งไว้ให้เย็น) เกลี่ยตัวอย่างให้ทั่วผิวน้ำของอาหาร แต่ละงาน

3.10.2.4 บ่มจำนวนเพาะเชื้อ (โดยวางแผนแบบค่าว่า) ที่อุณหภูมิ 25–30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 – 5 วัน

3.10.2.5 นับจำนวนโคโลนีจากแต่ละจำนวนเพาะเชื้อ หากค่าเฉลี่ยจำนวนโคโลนีใน 1 งาน และ คำนวณค่า CFU ต่อกรัมของตัวอย่างที่ได้จากวิธีสเปรดเพลท

3.10.2.6 การคำนวณ

วิธีสเปรดเพลท ซึ่งใช้ตัวอย่าง 0.1 มิลลิลิตร มาเพาะเชื้อ ค่า CFU ต่อกรัม หรือ CFU ต่อมิลลิลิตร หาได้จากการคำนวณดังนี้

$$\text{CFU ต่อกรัม หรือ CFU ต่อมิลลิลิตร} = n/d/10$$


$$\text{หรือ} = n \times df \times 10$$

เมื่อ n คือจำนวนโคโลนีเฉลี่ยใน 1 งาน ของงานที่มีจำนวนโคโลนีอยู่ในช่วง

25 -250 โคโลนีต่องาน

df คือ dilution factor หรือส่วนกลับของความเจือจางดังกล่าว

วิธีการตรวจนับจำนวนยีสต์และรา วิธีการตรวจนับแสดงดังภาพ 3.1



ภาพ 3.1 ขั้นตอนวิธีการตรวจนับจำนวนยีสต์และรา

บทปฏิบัติการที่ 4

การตรวจติดตาม จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูปอาหาร

4.1 ความมุ่งหมาย (Purpose)

เป็นคู่มือในการตรวจการตรวจติดตาม จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูปอาหาร

4.2 การใช้งาน (Application)

เพื่อใช้เป็นวิธีปฏิบัติการตรวจติดตาม จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูปอาหาร

4.3 เอกสารอ้างอิง (References)

4.3.1 บุญส่ง แสงอ่อน. (2547). คู่มือจุลชีววิทยาทางอาหารภาคปฏิบัติการ. ภาควิชา อุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ทัศพยากรรรนชาติ และสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยเรศวร. 75 หน้า

4.3.4 Downes, F. P. and ITO, K. (2001). Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 4th ed. American Public Health Association, Washington. DC. 676 p.

4.4. นิยามและคำย่อ (Terminology and abbreviation)

- | | | | |
|-------|-----------|---|----------------------|
| 4.4.1 | Sanitizer | = | สารฆ่าเชื้อ |
| 4.4.2 | PDA | = | Potato Dextrose agar |
| 4.4.2 | SPC | = | Standard plate count |

4.5 หลักการทางวิทยาศาสตร์ (principle)

โปรแกรมการสุขาภิบาลที่ดี (Good wholesome sanitation program หรือ GSP) เป็นโปรแกรมที่มีส่วนร่วมในการผลิตอาหารของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารให้มีความสะอาดและปลอดภัย ต่อผู้บริโภค โปรแกรมต่างๆ เช่น HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) GMP (Good Manufacturing Practice) และ TQM (Total Quality Management) จะใช้การตรวจติดตามทาง สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของโปรแกรม ข้อมูลที่ได้ต้องจัดทำแผนภูมิ และประเมินโดยบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ข้อมูลที่ได้ต้องถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขเมื่อระดับจุลินทรีย์เกิน ระดับที่ยอมรับได้ บางบริษัทใช้การให้ใบสัตออบแทนพนักงานเพื่อจุงใจให้ ช่วยกันรักษาระดับ จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารและอุปกรณ์การผลิตให้อยู่ในระดับที่ได้สำเร็จ การรักษาระดับจุลินทรีย์ ของ อุปกรณ์ ผนัง พื้น ทางระบายน้ำ อากาศ น้ำ และการให้การศึกษาแก่พนักงาน ซึ่งมีความสำคัญ ด้านสุขาภิบาล (สุขลักษณะ) ต้องเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในโปรแกรมนี้ การบริหารจัดการต้องให้ความสำคัญ

ต่อการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงจึงสามารถแปร逈ขึ้นได้ในตลาดยุคปัจจุบัน สำหรับประเทศไทย ขณะนี้มีกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) หรือหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิต ออกแบบคับในโรงงานอาหารของอาหารที่ระบุไว้ในกฎหมาย ต้องมีระบบ GMP ที่ได้รับมาตรฐานและผ่านการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข (อย.) (บุญส่ง, 2547)

4.6 เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Associated document)

4.7 ความปลอดภัย (Safety)

4.7.1 ต้องสวมเสื้อคลุมตลอดระยะเวลาปฏิบัติการเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าอุบลิหนังหรือเสื้อผ้า รวมทั้งป้องกันตัวเองและเสื้อผ้าจากการกระเด็นของสารเคมีและสิ่งสกปรกต่างๆ

4.7.2 ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มหรือสูบบุหรี่ในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนห้ามเคี้ยว หรือกัดตินสอ หรือ ปากกา

4.7.3 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหน้าหรือตาระหว่างปฏิบัติงาน

4.7.4 ก่อนและหลังปฏิบัติงานทุกครั้งต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อความสะอาด บริเวณปฏิบัติงานทุกครั้ง

4.7.5 ต้องติดลากา แสดง ชื่อ วันที่ ตัวอย่าง ชนิด อาหารเลี้ยงเชื้อหรืออื่นๆ ลงบน จานเพา เชื้อ หรืออุปกรณ์ ทดลองเพื่อป้องกันการล้างหรือนำไปทิ้งโดยไม่ตั้งใจ

4.7.6 ใช้ตะเกียงบุนเสน หรือตะเกียงแลกออยอัลด้วยความระมัดระวัง ห้ามวางตะเกียงดังกล่าว ไว้ใกล้ภาชนะบรรจุแลกออยอัลหรือสารไวไฟต่างๆ รวมทั้งระมัดระวังมือและเส้นผม หรือส่วนต่างๆ ของร่างกายจากการถูกไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และดับตะเกียงทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

4.7.7 วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ป่นเปื้อนเชื้อต้องนำไปป่นผ่าเชื้อด้วยวิธีการที่เหมาะสม จานเพา เชื้อ หลอดทดลองที่เลี้ยงเชื้อต้องนำไปป่นผ่าเชื้อก่อนนำไปล้าง

4.7.8 สไลเดอร์ที่ป่นเปื้อนเชื้อต้องนำไปแขวนน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนนำไปกำจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสมต่อไป

4.7.9 ก่อนและหลังปฏิบัติการทุกครั้งต้องล้างมือด้วยสบู่ และเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ (แลกออยอัล 70 เปอร์เซ็นต์) ทุกครั้ง

4.8 เครื่องมือเครื่องใช้ (Equipment and supplies)

4.8.1 ตู้อบบ่มเชื้อ (Incubator) ควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และ 32 องศาเซลเซียส

4.8.2 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave)

4.8.3 กระดาษวัด pH (pH paper)

4.8.4 เครื่องชั่ง (Balance)

4.8.5 เครื่องแก้ว ได้แก่ petri dishes, Pipette, Dilution bottle, Glass rod spreader

- 4.8.6 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) ควบคุมอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส
- 4.8.7 Sterile nonabsorbent cotton swab
- 4.8.8 Template ขนาด 50 ตารางเซนติเมตร
- 4.8.9 ROADC plate
- 4.8.10 เครื่องนับโคโลนี (Colony counter)
- 4.8.11 朗差์ไปเปต

4.9. สารมาตรฐาน (Standards)

อาหารเลี้ยงเชื้อและสารเคมี

- 4.9.1 3% H₂O₂ บรรจุในหลอดทดลอง 5 มิลลิลิตร
- 4.9.2 0.1% Peptone water
- 4.9.3 PDA (Potato Dextrose Agar)
- 4.9.4 PCA (Standard Plate Count)
- 4.9.5 Phosphate buffer with sanitizer neutralizer (PSBN) บรรจุในหลอดทดลอง 5 มิลลิลิตร

4.10. วิธีดำเนินการ (Procedures)

4.10.1 วิธีการเตรียมสารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อ

4.10.1.1 3% H₂O₂

ส่วนผสม

- H₂O₂ (30%) 10.0 มิลลิลิตร
- น้ำกลั่น 90.0 มิลลิลิตร

วิธีเตรียม

ปีเปต H₂O₂ (30%) มา 10 มิลลิลิตร ใส่ลงใน Volumetric Flask ขนาด 100 มิลลิลิตร เติม น้ำกลั่นลงไป ให้ปริมาตรรวมเป็น 100 มิลลิลิตร บรรจุใส่หลอดทดลองที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว 5 มิลลิลิตร

4.10.1.2 Peptone (0.1%)

ส่วนผสม

- Peptone 1.0 กรัม
- น้ำกลั่น 1.0 ลิตร

วิธีเตรียม

ละลายเปปตอ 1 กรัมในน้ำกลั่น ปรับ pH เป็น 7.1 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร ตัวอย่างน้ำกลั่น นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที

4.10.1.2 PCA (Plate Count Agar) หรือ Standard Method Agar

ส่วนผสม

- Tryptone	5.0	กรัม
- Yeast extract	2.5	กรัม
- D-glucose	1.0	กรัม
- Agar	15.0	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH 7.0 ± 0.2

วิธีการเตรียม

ละลายส่วนประกอบทั้งหมด บรรจุใส่ภาชนะตามขนาดที่ต้องการ นึ่งฆ่าเชื้อที่ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที หรือ ขึ้ง PCA 22.5 กรัม (Merck) / น้ำกลั่น 1 ลิตร ละลายและบรรจุใส่ภาชนะและนำไปนึ่งฆ่าเชื้อเข้มเดียวกัน ทึ้งให้เย็นที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เทใส่จานเพาะเชื้อ 15 มิลลิลิตร และเทใส่ ROADC plate 15 มิลลิลิตร

4.10.1.3 Potato Dextrose Agar

ส่วนผสม

- Potato infusion form	200.0	กรัม
- Glucose	20.0	กรัม
- Agar	15.0	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH 3.5 ± 0.2

วิธีเตรียม

ละลายส่วนผสมในน้ำกลั่น ต้มจนวุ่นละลาย ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร ด้วยน้ำกลั่น นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที หลังนึ่งฆ่าเชื้อ ปรับ pH เป็น 3.5 ด้วยกรดหาร์ฟาริก 10% หรือ กรดแคลคติก

4.10.1.4 Phosphate Buffer Solution (PBS)

วิธีเตรียม

ก. Stock Solution : ละลาย Potassium dihydrogen phosphate (KH_2PO_4) 34 กรัม ในน้ำกลั่น 500 มิลลิลิตร ปรับ pH ให้ได้ 7.2 ด้วย 1 N NaOH แล้วปรับปริมาตรให้ครบ 1 ลิตร ฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งความดัน (Autoclave) ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส หรือที่ความดัน 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว นาน 15 นาที

ข. Dilution Blanks : นำ Stock Solution มา 1.25 มิลลิลิตร ใส่ในน้ำกลั่น 1 ลิตร แบ่งใส่หลอดทดลองบรรจุ 5 มิลลิลิตร

4.10.2 วิธีดำเนินการวิเคราะห์

4.10.2.1 การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์พื้นผิวด้วยเทคนิค swab พื้นผิวสัมผัส (swabbing contact surfaces)

วิธีปฏิบัติ

- Swab พื้นที่ 50 ตารางเซนติเมตร โดยครั้งแรกทำไม้ swab ให้เปียก ด้วยการจุ่มลงใน PSBN 5 มิลลิลิตร

- กดปลาย swab กับผนังด้านในหลอดเพื่อปืน PSBN ออกให้ swab หมาย จากนั้นนำไม้ swab ไปเช็ดถูยพื้นที่เป้าหมายโดย swab เอียงเป็นมุม 30 องศา และถู swab ไป - มาให้ทั่วพื้นผิว 50 ตารางเซนติเมตร (ถูกลับไป - กลับมา) ทำ 3 ครั้ง จากนั้นนำ swab จุ่มน้ำยาเจือจาง แล้วเขย่าหลอด จากนั้นกด swab กับผนังด้านในของหลอดทดสอบให้หมายเพื่อรีดน้ำยาส่วนเกินออกไป นำ swab ตั้งกล่าว swab พื้นที่ 50 ตารางเซนติเมตร ที่เหลืออีก 4 พื้นที่ แต่ละพื้นที่ใช้วิธีทำงานเดียวกัน ที่กล่าวมา ถ้าง swab ในน้ำยาเจือจางหลังจากการ swab แต่ละพื้นที่และรีดน้ำยาส่วนเกินออกจากหัว swab ทุกครั้ง (ควร swab ใน template พื้นที่ 50 ตารางเซนติเมตร)

- หลังจาก swab พื้นที่ลำดับที่ 5 (พื้นที่สุดท้าย) เสร็จแล้วให้นำ swab จุ่มน้ำยาเจือจางแล้วล้างหัว swab จากนั้นหักด้าม swab ออกให้เหลือเฉพาะส่วนหัว swab แข็งในน้ำยาเจือจาง ปิดฝาเกลียวหลอดทดสอบให้แน่น จากนั้นบรรจุหลอดดังกล่าวลงในถังน้ำแข็ง นำกลับมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทันที

- การตรวจวิเคราะห์จำนวนจุลินทรีย์ในงานเพาะเชื้อดังนี้ เขย่า�้ำยาเจือจางตัวอย่างดังกล่าวอย่างแรง เจือจางตามลำดับถึง 10^{-1} จากนั้นดูดตัวอย่างใส่จานเพาะเชื้อจากระดับความเจือจาง 10^0 ถึง 10^{-1} ใส่จานเพาะเชื้อจำนวน 1 มิลลิลิตร จากนั้นเทอาหาร PCA (Standard plate count) อุณหภูมิ 42 – 45 องศาเซลเซียส ลงในจานเพาะเชื้อ เขย่าจานเพาะเชื้อไปมา ช้ายาว 2 – 3 รอบ รอให้อาหารแข็งตัว บ่มงานเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส โดยการกลับงานเพาะเชื้อ ตรวจนับจำนวนจำนวนจุลินทรีย์เมื่อครบเวลา


- กรณีเป็นภาชนะหรืออุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นชิ้น เช่น แก้ว, จาน, ช้อน, ส้อม ฯลฯ ให้สุ่มเลือกตัวอย่างเหล่านั้นมา 4 ชิ้น จากบริเวณที่ภาชนะหรืออุปกรณ์ดังกล่าวถูกเก็บไว้ ควร swab อุปกรณ์ให้ทั่วแล้วใส่ลงในน้ำยาเจือจางตัวอย่าง ด้วยวิธีทำงานเดียวกับที่กล่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว

- การตรวจผลและการตีความหมายผลการทดลอง ถ้าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สัมผัสอาหารซึ่งล้างน้ำยาหรือทำความสะอาดแล้ว เมื่อ swab พื้นที่ผิว 50 ตารางเซนติเมตร จำนวน 5 พื้นที่ พื้นที่รวม 250 ตารางเซนติเมตร คร่าวมจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่เกิน 500 โคลoni (เฉลี่ยประมาณ 2 โคลoni /ตารางเซนติเมตร) แสดงว่าภาชนะหรืออุปกรณ์ดังกล่าวยังทำความสะอาดไม่ได้เพียงพอ จำเป็นต้องล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ดังกล่าวใหม่

จากนั้นกดผิวน้ำอาหาร SPC agar ลงบนพื้นที่ต้องการวิเคราะห์ พยายามใช้แรงกดเท่าๆ กัน ทุกตัวอย่าง ห้ามเลื่อนงานเพาห์เชื้อ ไป – มา นำจานเพาห์เชื้อ ดังกล่าวบ่มเพาห์เชื้อที่ท่ออุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส นาน 18 – 24 ชั่วโมง

การตรวจติดตามผล

- 0-5 โคลoni : ยอมรับได้ ในระดับดีมาก
- 6-15 โคลoni : ยอมรับได้ ในระดับดี
- 16-30 โคลoni : ยอมรับได้ ในระดับปานกลาง
- 31-50 โคลoni : ไม่ยอมรับ มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ ควรปรับปรุง
- >50 โคลoni : ไม่ยอมรับ มีการปนเปื้อนในระดับสูง
- TNTC : ไม่ยอมรับ มีการปนเปื้อนในระดับสูงมาก



ภาพ 4.1 ลักษณะของ RODAC plate (A), RODAC plate ที่เท SPC agar ลงใน plate (B)

4.2.10.2.4 การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์บนพื้นผิวด้วย 3M Petrifilm Disposable Plate วิธีปฏิบัติ

อ่านขั้นตอนปฏิบัติการข้างภาชนะบรรจุ 3M-Petrifilm

A. วิธีการเตรียมแผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป

1. ลักษณะแผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป 3M Petrifilm (ภาพ 4.1)
2. วางแผ่นเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปบนพื้น раб ให้แผ่นฟิล์มด้านใสอยู่ข้างบน
3. ปีเปต น้ำกัลล์ปลดเชื้อ 1 มิลลิลิตร
4. เปิดแผ่นฟิล์มใสขึ้นๆ แล้วค่อยๆ หยดน้ำกัลล์ปลดเชื้อ 1 มิลลิลิตร ลงตรงกลางแผ่น

5. ค่อยๆ ปล่อยแผ่นฟิล์มลง ระวังอย่าให้เกิดฟองอากาศ
6. วาง spreader ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป โดยให้ด้านเรียบคว่ำลง
7. ใช้นิ้วกดตรงกลาง spreader อย่างเบาๆ จนเห็นว่าของเหลวกระจายจนเต็มวงกลม
8. ยก spreader ออก และทิ้งแผ่นเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปไว้ 15 นาที ก่อนเคลื่อนย้าย

B. วิธีการทำ Direct Method

1. เปิดแผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปที่เตรียมจากข้อ A และนำไปทาบนพื้นผิวเป้าหมาย ที่ต้องการ เช่น ท่อ, ที่นั่งผู้เรียน, มุม ฯลฯ
2. ค่อยๆ ใช้นิ้วลูบด้านหลังแผ่น ด้านทึบ สามผั้กับพื้นที่เป้าหมายที่ต้องการทดสอบ
3. ค่อยๆ ปิดแผ่นฟิล์ม โดยระวังไม่ให้เกิดฟองอากาศ นำแผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปไป บ่มที่ 32 องศาเซลเซียส นาน 24 – 48 ชั่วโมง ตรวจผลนับจำนวนโคโลนี

ภาพ 4.2 แผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป 3M- Petrifilm

4.2.10.2.5 การตรวจวิเคราะห์ในอากาศ ด้วยวิธี Sedimentation technique

วิธีปฏิบัติ

- เตรียม Standard Plate Count และ Acidified Potato Dextrose Agar อย่างละ 4 จานเพาะเชื้อ
- ที่เวลา 0 นาที เปิดจานเพาะเชื้อทั้ง 8 จานเพาะเชื้อ ให้สัมผั้กับอากาศ
- บ่ม SPC agar ที่ 32 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง และ PDA ที่ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน
- นับจำนวนจุลินทรีย์และรายงานการบันเบื้องของจุลินทรีย์ในอากาศเป็น CFU/หน่วยเวลา

4.2.10.2.6 การตรวจวิเคราะห์ในอากาศ ด้วยวิธี Sedimentation technique

วิธีปฏิบัติ

- ใส่แผ่น membrane filter บนชุดเครื่องกรองแบคทีเรีย
- ต่อชุดเครื่องกรองดังกล่าวเข้ากับเครื่องปั๊มสูญญากาศ (Vacuum pump)
- ปรับอัตราการทำสูญญากาศด้วยอัตรา 40 ลิตร/นาที เป็นเวลา 0 (Control), 5, 10 และ 15 นาที เมื่อครบเวลาแต่ละช่วงที่กำหนดให้นำ membrane filter ออกจากชุดเครื่องกรอง และนำไปวางบน Standard Plate Count Agar
- บ่มเชื้อที่ 32 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง นับจำนวนโคโลนีจุลินทรีย์ รายงานผลเป็น CFU/ลิตรของอากาศ



บทปฏิบัติการที่ 5

การตรวจวิเคราะห์ Coliforms bacteria และ Escherichia coli ในอาหาร

5.1 ความมุ่งหมาย (Purpose)

เป็นคู่มือในการตรวจวิเคราะห์ Coliform bacteria และ Escherichia coli ในอาหาร

5.2 การใช้งาน (Application)

เพื่อใช้เป็นวิธีปฏิบัติในการตรวจวิเคราะห์ Coliforms bacteria และ Escherichia coli ในอาหาร

5.3 เอกสารอ้างอิง (References)

- 5.3.1 จากรุรรณ ศิริพรรณพ. (ผู้บรรยาย). (16-17 กุมภาพันธ์ 2541). เทคนิคปฏิบัติการตรวจคุณภาพทางจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร ในเอกสารประกอบการฝึกอบรมเรื่อง “เทคนิคปฏิบัติการตรวจคุณภาพทางจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร” สำหรับบุคลากรบริษัทวันไทยอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด. หน้า 1-11. กรุงเทพฯ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- 5.3.2 เรณู ปันทอง. (2537). คู่มือจุลชีววิทยาทางอาหาร. ภาควิชาจุลชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 242 หน้า.
- 5.3.3 ศิริโฉม ทุ่งเก้า. (2543). ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา. 178 หน้า.
- 5.3.4 AOAC. (1995). Official Methods of Analyses of Association of Official Analytical Chemists. 16th ed. Associations of Official Analytical Chemist, Arlington, VA.
- 5.3.5 Downes, F. P. and ITO, K. (2001). Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 4th ed. American Public Health Association, Washington. DC. 676 p.
- 5.3.6 ICMSF. (1998). Microorganisms in Foods. Blackie Academic and Profession, London.
- 5.3.7 U.S. Food and Drug Administration. (1995). Bacteriological Analytical Manual. 8th ed. AOAC International, Gaithersburg, MD.

5.4 นิยามและคำย่อ (Terminology and abbreviation)

5.4.1 LST	=	Lauryl Sulphate Tryptose Broth
5.4.2 BGLB	=	Brilliant Green Lactose Bile Broth
5.4.3 EMB	=	Eosin Methylene Blue Agar
5.4.4 TSI	=	Triple Sugar Iron Agar
5.4.5 MPN	=	Most Probable Number

5.5 หลักการทางวิทยาศาสตร์ (principle)

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliforms) หมายถึงกลุ่มแบคทีเรียแกรมลบ รูปหอก (rod) ไม่สร้างสปอร์เป็นพากแอโรบส์หรือแฟคตัลเททีฟ (aerobic or facultative anaerobes) หมักน้ำตาลแล็กโตสได้ผลผลิตเป็นกรดและก้าซภายในเวลา 20 - 48 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ประกอบด้วยแบคทีเรียในวงศ์ Enterobacteriaceae สกุลที่สำคัญ ได้แก่ *Enterobacter*, *Escherichia* และ *Klebsiella* เป็นต้น โคลิฟอร์มชนิดที่สำคัญได้แก่ *Escherichia coli* และ *Enterobacter aerogenes* โดยที่ไปพบโคลิฟอร์มได้ในแหล่งธรรมชาติ เช่น พืชผัก น้ำ ขยะ อาหารดิบ เป็นต้น นอกจากนั้นยังพบโคลิฟอร์ม บางชนิดได้ในทางเดินอาหารและลำไส้ของคน และสัตว์เลือดอุ่น อาจแบ่งโคลิฟอร์มตามแหล่งกำเนิดเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

ก. ฟีคัลโคลิฟอร์ม (fecal coliforms) หมายถึงโคลิฟอร์มที่มีแหล่งกำเนิดจากทางเดินอาหารและลำไส้ของคนและสัตว์เลือดอุ่น ดังนั้นจึงใช้โคลิฟอร์มกลุ่มนี้เป็นดัชนี (indicator) ของการปนเปื้อนจากอุจจาระ และโอกาสการพบรับแบคทีเรียก่อโรคลำไส้ เช่น *Salmonella* และ *Shigella* ได้ ฟีคัลโคลิฟอร์มที่สำคัญได้แก่ *E. coli* สมบัติสำคัญที่ใช้จำแนกโคลิฟอร์มกลุ่มนี้ออกจากโคลิฟอร์มกลุ่มอื่นได้แก่ การเจริญที่อุณหภูมิ 44.5 ± 0.2 องศาเซลเซียส ซึ่งโคลิฟอร์มทั่วไปไม่สามารถเจริญได้

ข. นอนฟีคัลโคลิฟอร์ม (non-fecal Coliforms) หมายถึง โคลิฟอร์ม ที่ไม่ได้มีแหล่งกำเนิดมาจากการลำไส้คนแต่พบรได้ในแหล่งธรรมชาติ นอนฟีคัลโคลิฟอร์มที่พบได้แก่ *Enterobacter aerogenes*, *Klebsiella* sp. และ *Citrobacter* sp. เป็นต้น

5.6 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตาราง Most Probable Number (MPN)

5.7 ความปลอดภัย (Safety)

5.7.1 ต้องสวมเสื้อคลุมตลอดระยะเวลาปฏิบัติการเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าสู่ulinทรีติดผิวหนังหรือเสื้อผ้า รวมทั้งป้องกันตัวเองและเสื้อผ้าจากการกระเด็นของสารเคมีและสิ่งสกปรกต่างๆ

5.7.2 ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มหรือสูบบุหรี่ในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนห้ามเดี้ยว หรือกัด ดินสอ หรือปากกา

5.7.3 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหน้าหรือตาระหว่างปฏิบัติงาน

5.7.4 ก่อนและหลังปฏิบัติงานทุกครั้งต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อความสะอาด บริเวณปฏิบัติงานทุกครั้ง

5.7.5 ต้องติดฉลาก แสดง ชื่อ วันที่ ตัวอย่าง ชนิด อาหารเลี้ยงเชื้อหรืออื่นๆ ลงบน จานเพาะเชื้อ หรืออุปกรณ์ ทดลองเพื่อป้องกันการล้างหรือนำไปทิ้งโดยไม่ตั้งใจ

5.7.6 ใช้ตะเกียงบุนเสน หรือตะเกียงแอลกอฮอล์ด้วยความระมัดระวัง ห้ามวางตะเกียงดังกล่าว ไว้ใกล้ภาชนะบรรจุแอลกอฮอล์หรือสารไวไฟต่างๆ รวมทั้งระมัดระวังมือและเส้นผม หรือส่วนต่างๆ ของร่างกายจากการถูกไฟลวก ดับตะเกียงทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

5.7.7 วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ป่นเปี้ยนเข้าด้วยกันนำไปฝ่าเข้าด้วยวิธีการที่เหมาะสม จานเพาะเชื้อ หลอดทดลองที่เลี้ยงเชื้อต้องนำไปนึ่งฆ่าเชื้อก่อนนำไปล้าง

5.7.8 สไลด์ที่ป่นเปี้ยนเข้าด้วยกันนำไปนึ่งฆ่าเชื้อก่อนนำไปทำจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสมต่อไป

5.7.9 ก่อนและหลังปฏิบัติการทุกครั้งต้องล้างมือด้วยสบู่ และเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ (แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์) ทุกครั้ง

5.8.เครื่องมือเครื่องใช้ (Equipment and supplies)

5.8.1 ตู้ปั่มเชื้อ (Incubator) ควบคุมอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส

5.8.2 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave)

5.8.3 เครื่องวัด pH (pH meter)

5.8.4 เครื่องซั่ง (Balance)

5.8.5 เครื่องแก้ว ได้แก่ Petri dishes, Pipettes, Dilution bottle, Glass rod spreader, Test tube

5.8.6 หลอดดักก๊าซ (Durham tube)

5.8.7 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) ควบคุมอุณหภูมิ 35 และ 44.5 องศาเซลเซียส

5.8.8 กรรไกรปลอดเชื้อ

5.8.9 ถุงพลาสติกปลอดเชื้อ (Stomacher bag)

5.8.10 เครื่องตีป่นผสมอาหาร (Stomacher)

5.8.11 น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับเช็ดโต๊ะปฏิบัติการ

5.9 สารมาตรฐาน(Standard)

สารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อ

- 5.9.1 Brilliant-Green Lactose Bile Broth
- 5.9.2 EC Broth
- 5.9.3 Eosin Methylene Blue Agar (EMB Agar)
- 5.9.4 Kovac's reagent
- 5.9.5 Lauryl Sulphate Tryptose Broth (LST)
- 5.9.6 Methyl red reagent
- 5.9.7 MR-VP Test
- 5.9.8 Simmons Citrate Agar
- 5.9.9 Tryptone water 1%
- 5.9.10 Voges-Proskauer reagent

5.10 วิธีดำเนินการ (Procedures)

5.10.1. การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ

5.10.1.1 Brilliant-Green Lactose Bile Broth

ส่วนผสม

- Peptone	10.0	กรัม
- Lactose	10.0	กรัม
- Ox bile dried	20.0	กรัม
- Brilliant green	0.0133	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH 7.2 ± 0.2

วิธีการเตรียม

ละลายส่วนผสมด้วยน้ำกลั่น ปรับ pH เป็น 7.2 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร ด้วยน้ำกลั่น บรรจุหลอดแก้วขนาด 16 x 150 มิลลิเมตร หลอดละ 10 มิลลิลิตร และใส่หลอดดักก๊าซ (Durham tube) 1 หลอด (ค่าว่าหลอด) นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที

5.10.1.2 EC Broth

ส่วนผสม

- Peptone from casein	20.0	กรัม
- Lactose	5.0	กรัม
- Bile salt mixture	1.5	กรัม

- Sodium chloride	5.0	กรัม
- di-Potassium hydrogen phosphate	4.0	กรัม
- Potassium hydrogen phosphate	1.5	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH 6.9 ± 0.2

วิธีการเตรียม

ละลายส่วนผสมด้วยน้ำกลั่น ปรับ pH เป็น 6.9 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตรด้วยน้ำกลั่น บรรจุหลอดแก้วขนาด 16 x 150 มิลลิเมตร หลอดละ 10 มิลลิลิตรและใส่หลอดหลอดดักก๊าซ (Durham tube) 1 หลอด (ค่าว่าหลอด) นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที

5.10.1.3 Eosin Methylene Blue Agar (EMB Agar)ส่วนผสม

- Peptone	10.0	กรัม
- di-Potassium hydrogen phosphate	2.0	กรัม
- Lactose	5.0	กรัม
- Sucrose	5.0	กรัม
- Eosin Y	0.4	กรัม
- Methylene blue	0.07	กรัม
- agar-agar	13.5	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH 7.2 ± 0.2

วิธีการเตรียม

ละลายส่วนผสมด้วยน้ำกลั่น ต้มจนวุ่นละลายปรับ pH เป็น 7.2 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตรด้วยน้ำกลั่น นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที เขย่าให้เข้ากันก่อนเทใส่จานเพาะเชื้อ

5.10.1.4 Kovac's reagentส่วนผสม

- p-Dimethylamino benzaldehyde	5.0	กรัม
- Amyl Alcohol	75.0	มิลลิลิตร
- Hydrochloric acid (conc)	25.0	มิลลิลิตร

วิธีเตรียม

ละลาย p-Dimethylamino benzaldehyde ใน Amyl Alcohol ค่อนข้างๆ เติม Hydrochloric acid (conc.) ลงไป เก็บไว้ในขวดสีน้ำตาล

5.10.1.5 Lauryl Sulphate Tryptose Broth (LST)

ส่วนผสม

- Tryptose peptone	20.0	กรัม
- Lactose	5.0	กรัม
- Dipotassium phosphate	2.75	กรัม
- Sodium chloride	5.0	กรัม
- Sodium lauryl sulfate	0.1	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH 6.8 ± 0.2

วิธีการเตรียม

ละลายส่วนผสมด้วยน้ำกลั่น ปรับพีเอชเป็น 6.8 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตรด้วยน้ำกลั่น บรรจุหลอดแก้วขนาด 16 x 150 มิลลิเมตร หลอดละ 10 มิลลิลิตร และใส่หลอดดักก๊าซ (Durham tube) 1 หลอด (คว้าหลอด) นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที

5.10.1.6 Methyl red reagent

ส่วนผสม

- Methyl red	0.1	กรัม
- Ethanol, 95%	300.0	มิลลิลิตร
- น้ำกลั่น	200.0	มิลลิลิตร

วิธีเตรียม

ละลาย Methyl red 0.1 กรัม ใน Ethanol 300 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรเป็น 500 มิลลิลิตร ด้วยน้ำกลั่น

5.10.1.7 MR-VP Test

ส่วนผสม

- Peptone from meat	7.0	กรัม
- D(+) Glucose	5.0	กรัม
- Phosphate buffer	5.0	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH 6.9 ± 0.2

วิธีการเตรียม

ละลายส่วนผสมด้วยน้ำกลั่น ปรับ pH เป็น 6.9 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตรด้วยน้ำกลั่น บรรจุหลอดแก้วขนาด 13×100 มิลลิเมตร หลอดละ 3 มิลลิลิตร นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที

5.10.1.8 Simmons Citrate Agar

ส่วนผสม

- Ammonium dihydrogen phosphate	1.0	กรัม
- di-Potassium hydrogen phosphate	1.0	กรัม
- Sodium chloride	5.0	กรัม
- Sodium citrate	2.0	กรัม
- Magnesium sulfate	0.2	กรัม
- Bromthymol blue	0.08	กรัม
- Agar	13.0	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร
pH 6.8 + 0.2		

วิธีการเตรียม

ละลายส่วนผสมด้วยน้ำกลั่น ต้มจนวุ่นละลายปรับ pH เป็น 6.8 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตรด้วยน้ำกลั่น บรรจุหลอดแก้วขนาด 13×100 มิลลิเมตร หลอดละ 3 มิลลิลิตร นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที วางในลักษณะวุ่นอุ่น

5.10.1.9 Tryptone water 1%

ส่วนผสม

- Peptone from casein	10.0	กรัม
- Sodium chloride	5.0	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH 7.0 ± 0.2

วิธีการเตรียม

ละลายส่วนผสมด้วยน้ำกลั่น ปรับ pH เป็น 7 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตรด้วยน้ำกลั่น บรรจุหลอดแก้วขนาด 13×100 มิลลิเมตร หลอดละ 3 มิลลิลิตร นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที

5.10.1.10 Voges-Proskauer reagent

ส่วนผสม สารละลาย ก

- α -naphthol	5 .0	กรัม
- Ethanol (absolute)	100	มิลลิลิตร

วิธีการเตรียม สารละลาย ก : ละลาย α -naphthol 5.0 กรัม ใน ethanol (absolute) 100 มิลลิลิตร

- Potassium hydroxide	40.0	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

วิธีการเตรียม สารละลาย ข : ละลาย Potassium hydroxide 40 กรัม ด้วยน้ำกลั่น ปรับปริมาตรให้ครบ 1 ลิตร



5.10.2 ขั้นตอนดำเนินการ

วิธีการตรวจวิเคราะห์ Coliform bacteria และ *E. coli*

การตรวจหาโคลิฟอร์มในอาหารทำได้หลายวิธี โดยอาจหาในเชิงคุณภาพ (มีหรือไม่มี) หรือ เชิงปริมาณ (จำนวน) ก็ได้ สำหรับวิธีที่นิยมใช้ในปัจจุบันอาศัยหลักการตรวจสอบสมบัติสำคัญของ แบคทีเรียกลุ่มนี้ ซึ่งได้แก่ การเป็นแบคทีเรียแกรมลบ รูปห่อ หมักแล็กโถส ได้กรดและกําชภายใน 48 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบว่าโคลิฟอร์มที่พบเป็น *E. coli* หรือไม่ ต้องทำการทดสอบทางชีวเคมีที่จำเพาะต่อไปอีก

วิธีเอ็มพีเอ็น (Most Probable Number, MPN method) เป็นวิธีหนึ่งที่นิยมใช้หาปริมาณ โคลิฟอร์ม และ *E. coli* วิธีนี้อาจเรียกว่าวิธี multiple tube fermentation เนื่องจากมีขั้นตอน คือ เพาะเลี้ยงตัวอย่างความเจือจางหลายๆ ระดับติดต่อกันด้วยชุดของอาหารเหลวที่เหมาะสม โดย ทั่วไปมักเพาะเลี้ยงตัวอย่างความเจือจาง 3 ระดับติดต่อกันในอาหารเลี้ยงเชื้อ ความเจือจาง 3, 5 หรือ 10 หลอด นำไปปั่นที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง หลอดที่มี การเจริญของโคลิฟอร์มซึ่งสังเกตได้จากความขุ่นและฟองกําชของอาหารเลี้ยงเชื้อ อ่านผลเป็น หลอด ผลบวก(+) ส่วนหลอดที่ไม่ให้ผลการทดสอบดังกล่าวอ่านผลเป็น หลอดผลลบ(-) ค่าจำนวนหลอด ผลบวก(+) ส่วนหลอดที่มีให้ผลการทดสอบดังกล่าวอ่านผลเป็น หลอดผลลบ(-) ค่าจำนวนหลอด ผลบวกจากทุกระดับความเจือจางนำไปอ่านค่าจากตารางมาตรฐาน ที่เรียกว่า ตารางเอ็มพีเอ็น (MPN table) ซึ่งเป็นค่าปริมาณโคลิฟอร์มในตัวอย่าง หน่วยเป็นเอ็มพีเอ็นต่อกรัม (กรณีตัวอย่างเป็นอาหาร) หรือ เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร (กรณีตัวอย่างเป็นน้ำหรือเครื่องดื่ม) สำหรับการหาปริมาณ *E. coli* โดยวิธีเอ็มพีเอ็นมีวิธีการ เช่นเดียวกับการหาปริมาณโคลิฟอร์ม แต่ต้องใช้การทดสอบเพิ่มเติมโดยแบ่ง ขั้นของการทดสอบเป็น 3 ขั้น ดังนี้

1. การทดสอบขั้นต้น (presumptive test) เป็นการตรวจสอบสมบัติในการหมักแล็กโถส ได้กรดและกําชของโคลิฟอร์ม โดยเพาะเลี้ยงตัวอย่างด้วยอาหารเหลวที่มีแล็กโถสเป็นส่วนประกอบ เช่น Lauryl Sulphate Tryptose Broth หรือ Lactose Broth ที่มีหลอดดักกําช (Durham tube) ซึ่งเป็นหลอดแก้วขนาดเล็กวางคว่ำอยู่ด้วย หลอดที่ขุ่นและเกิดกําชภายในเวลา 24 ถึง 48 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส อ่านผลเป็นหลอดผลบวก อย่างไรก็ตามขั้นตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าจุลินทรีย์ที่พบเป็นโคลิฟอร์ม ทั้งนี้เนื่องจากอาจมีจุลินทรีย์อื่นที่ให้ผลการทดสอบ เช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงต้องทำการทดสอบขั้นยืนยันต่อไป

2. การทดสอบขั้นยืนยัน (confirm test) ขั้นนี้เป็นการทดสอบเพื่อยืนยันผลของ โคลิฟอร์ม โดยถ่ายตัวอย่างที่ให้ผลบวกในขั้นต้นลงในอาหารเหลว Brilliant Green Lactose Bile Broth ซึ่งมีแล็กโถสเป็นส่วนประกอบ รวมทั้งมี Brilliant Green และ Bile ที่ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย แกรมบวก สำหรับโคลิฟอร์มซึ่งเป็นแบคทีเรียแกรมลบนั้นจะเจริญได้และทำให้อาหารเลี้ยงเชื้อขุ่น

และเกิดฟองก้าซภายในระยะเวลา 24-48 ชั่วโมง ซึ่งอ่านผลเป็นหลอดผลบวก สำหรับหลอดที่ไม่ให้ผล การทดสอบดังกล่าวให้ถือเป็นหลอดผลลบ

การอ่านผลปริมาณโคลิฟอร์ม

ผลของจำนวนหลอดผลบวกที่พบจากทุกความเจือจางในขันยีนยัน นำไปอ่านค่าปริมาณ โคลิฟอร์มได้จากตารางเอ็มพีเอ็น

หมายเหตุ ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบฟีคัลโคลิฟอร์ม ให้ถ่ายเข้าจากหลอดผลบวกในขันตันลงในอาหารเหลว *E. coli* (EC) broth บ่มเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 44.5 องศาเซลเซียส ในอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ถ้ามีการเจริญของฟีคัลโคลิฟอร์มจะเกิดก้าซภายในระยะเวลา 24-48 ชั่วโมง

3. การทดสอบขั้นสมบูรณ์ (complete test) ขั้นนี้เป็นการตรวจสอบว่าโคลิฟอร์มที่พบในขันยีนยันเป็น *E. coli* หรือไม่ โดยนำหลอดผลบวก BGLB broth ที่ให้ผลบวกมาขีดแยกเชือบลงอาหารแข็ง Eosin Methylene Blue (EMB) agar บ่มเพาะเชื้อเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ถ้าพบโคโลนีลักษณะ แบบขนาด 2-3 มิลลิเมตร ผิวไม่เงี้ยม มีจุดสีเข้ม ผิวโคโลนีมีสีเขียวเหลืองแสง ซึ่งเรียกว่าลักษณะการเหลืองแสง เช่นนี้ว่า เงาโลหะ (metallic sheen) ซึ่งเป็นโคโลนีลักษณะเฉพาะของ *E. coli* บนอาหารเหลืองเชือบชนิดนี้ ให้นำมาทำการทดสอบต่อขั้นต่อไป

(1) ทดสอบสมบัติทางชีวเคมีที่สำคัญของ *E. coli* ด้วยชุดการทดสอบที่เรียกว่า IMViC

ซึ่งเป็นคำย่อที่ได้จากการตัวแรกของชื่อการทดสอบ 4 การทดสอบย่อย ดังนี้

** I มาจาก Indole test	หรือการทดสอบอินโดล
** M มาจาก methyl red test	หรือการทดสอบเอ็มาร์
** V มาจาก Voges-Proskauer test	หรือการทดสอบวีพี
** C มาจาก citrate utilization test	หรือการทดสอบการใช้ซิตรেต

โดย *E. coli* และ *Enterobacter aerogenes* ให้ผลการทดสอบ IMViC ดังนี้

แบคทีเรีย	I	M	V	C
<i>E. coli</i> type I*	+	+	-	-
<i>E. coli</i> type II	-	+	-	-
<i>En. aerogenes</i>	-	-	+	+

หมายเหตุ + หมายถึงให้ผลบวกกับการทดสอบ

- หมายถึงให้ผลลบกับการทดสอบ

* หมายถึง *E. coil* สายพันธุ์ที่พบมาก

(2) เพาะเชื้อบนอาหารแข็ง Nutrient Agar เมื่อเจริญแล้วนำมาย้อมแกรม เพื่อตรวจดูว่าเป็นแบคทีเรียแกรมลบ รูปท่อนหรือไม่ พร้อมทั้งเพาะเชื้อบนอาหารเหลว Lauryl Sulphate Tryptose Broth ซึ่งอีกครั้งหนึ่ง เพื่อยืนยันการผลิตกําชจากแล็กโถส

ตัวอย่างการอ่านค่าเอ็มพีเอ็น

	จำนวนหลอด		
	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}
lauryl sulphate tryptose broth	3	3	3
lauryl sulphate tryptose broth ผลบวก	3	2	1
BGLB broth ผลบวก	2	1	0
อ่านค่าปริมาณโคลิฟอร์มจากตารางได้ 15 เอ็มพีเอ็นต่อกรัม			
EC broth ผลบวกของ <i>E. coli</i>	1	1	0
อ่านค่าปริมาณ <i>E. coli</i> จากตารางได้ 7 เอ็มพีเอ็นต่อกรัม			

5.10.2.1 วิธีการตรวจ Coliform bacteria และ E. coli ในอาหาร โดยเทคนิค Most Probable Number Technique (MPN)

ก. การทดสอบขั้นต้น

1. ใช้กรรไกรปลอดเชื้อตัดตัวอย่างให้ละเอียด
2. ซึ่งตัวอย่างน้ำหนัก 25 กรัม ใส่ถุงพลาสติกปลอดเชื้อ เดิมสารละลายเป็นโคนปริมาตร 225 มิลลิลิตร ลงในถุงตัวอย่างนำไปตีผสมด้วยเครื่องเป็นเวลา 60 นาที จะได้ตัวอย่างความเจือจาง 10^{-1}
3. ใช้ปีเปตถ่ายตัวอย่างความเจือจาง 10^{-1} ลงในหลอดอาหาร LST broth 3 หลอดๆ ละ 1 มิลลิลิตร

มิลลิลิตร

4. ใช้ปีเปตอันใหม่ถ่ายตัวอย่างความเจือจาง 10^{-2} ลงในหลอดเปปโตัน 9 มิลลิลิตร อีกหลอดหนึ่งผสมให้เข้ากันจะได้ตัวอย่างความเจือจาง 10^{-3} และใช้ปีเปตอันเดิมถ่ายตัวอย่างความเจือจาง 10^{-2} ลงในอาหาร LST broth อีก 3 หลอดๆ ละ 1 มิลลิลิตร
5. ใช้ปีเปตอันใหม่ถ่ายตัวอย่างความเจือจาง 10^{-3} ลงในอาหาร LST Broth อีก 3 หลอดๆ ละ 1 มิลลิลิตร

6. บ่มหลอด LST broth ที่มีตัวอย่าง (รวมทั้งหมด 9 หลอด ต่อ 1 ตัวอย่าง) ที่อุณหภูมิ

35 องศาเซลเซียส อ่านผลครั้งแรกหลังจากบ่มเป็นเวลา 24 ชั่วโมง สังเกตการเจริญจากความชุ่ม แสงสังเกตการผลิตกําชจันการเกิดฟองอากาศ ในอาหารเลี้ยงเชื้อและมีที่ว่างในหลอดตักกําช บ่มหลอด ที่ไม่ให้ผลบวกต่ออีกเป็นเวลา 24 ชั่วโมง และอ่านผลเช่นเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง

ข. การทดสอบขั้นยืนยันสำหรับ Coliforms bacteria

1. ใช้ห่วงเชือกถ่ายจากหลอด LST broth ที่ให้ผลบวกลงในหลอดอาหาร BGLB broth ทำเช่นเดียวกันจนครบทุกหลอดบวก
2. บ่มหลอด LST broth ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ตรวจผลหลังจากบ่มเป็นเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง หลอดที่อ่านผลเป็น ผลบวก อาหารเลี้ยงเชื้อจะชุ่ม และเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาลอ่อนเหลือง และมีที่ว่างในหลอดตักกําชมากกว่า 1/10 ของปริมาตรหลอดตักกําช
3. นำค่าจำนวนหลอด LST broth ที่ให้ผลบวกจากทุกความเจือจางไปอ่านค่าปริมาณ Coliforms bacteria จากตารางเอ็มพีอีน (ภาคผนวก) จะได้ค่าเอ็มพีอีนต่อตัวอย่าง 1 กรัม

ค. การทดสอบขั้นยืนยันสำหรับ E. coli

1. ใช้ห่วงเชือกถ่ายจากหลอด LST broth ที่ให้ผลบวกลงในหลอดอาหาร EC broth ทำเช่นเดียวกันจนครบทุกหลอด
2. บ่มหลอด EC broth ที่อุณหภูมิ 45.5 องศาเซลเซียส ตรวจผลหลังจากบ่มเป็นเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง หลอดที่อ่านผลเป็น ผลบวก อาหารเลี้ยงเชื้อจะชุ่ม และมีที่ว่างในหลอดตักกําช

3. นำค่าจำนวนหลอด EC broth ที่ให้ผลบวกจากทุกความเจือจากไปอ่านค่าปริมาณ E. coli จากตารางเอ็มพีเอ็นของ E. coli ต่อตัวอย่าง 1 กรัม

ค. การทดสอบขั้นสมบูรณ์สำหรับ E. coli

1. นำหลอด EC broth ที่ให้ผลบวกแต่ละหลอดมาขีดแยกเข้าลงบนจานอาหารแข็ง EMB agar บ่มเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

2. เลือกโคโลนีที่มีลักษณะเฉพาะของ E. coli บน EMB agar (โคโลนีแบบไม่เย้มมีจุดสีเข้ม มีเงาโดด_hat) ซึ่งถือเป็นผลบวก

3. ทำการทดสอบ IMViC TEST

การทดสอบ IMViC

1. การทดสอบอินໂດල

1.1 เพาะโคโลนีลงในหลอดอาหารเลี้ยงเชื้อ 1% Typtone broth

1.2 บ่มงานเพาะเชื้อที่ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

1.3 เติมสารละลายโคแวร์คส์ ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ลงในหลอด เขียว/beige

ผลของ E. coli เกิดชั้นสีแดงด้านบนของขั้นอาหารเลี้ยงเชื้อ (ผลบวก)

2. การทดสอบเอ็มอาร์

2.1 เพาะโคโลนีลงในหลอดอาหารเลี้ยงเชื้อ MR – VP broth

2.2 บ่มเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 – 72 ชั่วโมง

2.3 เติมสารละลายเมทิลเรด 5 หยด ลงในหลอด เขียว/orange

ผลของ E. coli อาหารเลี้ยงเชื้อเปลี่ยนเป็นสีแดง (ผลบวก)

3. การทดสอบวีพี

3.1 เพาะโคโลนีลงในหลอดอาหารเลี้ยงเชื้อ MR – VP broth

3.2 บ่มเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง

3.3 เติมสารละลายแอลฟานэнฟทอล ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร และสารละลาย
โปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร ลงในหลอด

ผลของ E. coli อาหารเลี้ยงเชื้อไม่เปลี่ยนเป็นสีแดง ภายใน 30 นาที (ผลลบ)

4. การทดสอบการใช้ซิเตรต

4.1 เพาะโคโลนีลงในอาหารเอียง Simmons Citrate Agar โดยขีดลงบนผิว
ของอาหารเลี้ยงเชื้อ


4.2 บ่มเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

ผลของ E. coli อาหารเลี้ยงเชื้อมีสีเขียวเข้มเดิม (ผลลบ)

3. นำโคลนนี้ที่ให้ผลการทดสอบ IMViC เป็น + + - มาทำการย้อมแกรม และทดสอบการหมักแล็กโทส ใน LST broth ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง


4. นำค่าจำนวนหลอด BGLB broth จากทุกความเรื้องจากที่ให้ผลการทดสอบเพิ่มเติมเหล่านี้ของ *E. coli* ไปอ่านค่าปริมาณ *E. coli* จากราดเอ็มพีเอ็น ซึ่งจะได้ ค่าเอ็มพีเอ็นของ *E. coli* ต่อตัวอย่าง 1 กรัม

5.10.2.1 การตรวจวิเคราะห์ Coliforms bacteria ในอาหาร โดยวิธี Most Probable Number Technique (MPN) แสดงดังภาพ 5.1



ภาพ 5.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ Coliforms bacteria ในอาหาร โดยวิธีเอ็มพีเอ็น

5.10.2.2 วิธีการตรวจ Coliforms bacteria ในอาหาร โดยการนับโคโลนี แสดงดังภาพ 5.2




ภาพ 5.2 ขั้นตอนการตรวจ Coliform bacteria ในอาหาร โดยการนับโคโลนี

การคำนวณ จำนวนโคลิฟอร์มต่อกรัม คิดจาก % ของหลอดที่ให้ก้ามจาก BGLB แล้วจึงคำนวณ กลับไปยัง plate ของ VRBA คูณด้วย dilution factor

การรายงานผล จำนวนโคโลนีต่อกรัม

หมายเหตุ ถ้าต้องการตรวจนับ Faecal Coliform ให้นำจานเพาะเชื้อ ไปบ่มเพาะเชื้อที่ 44.5° แล้วดำเนินการตามขั้นตอน เช่นเดียวกันกับการตรวจนับ Coliform bacteria

5.10.2.3 วิธีการตรวจ *E. coli* ในอาหารโดยการนับโคโลนี แสดงดังภาพ 5.3



ภาพ 5.3 ขั้นตอนการตรวจ *E. coli* ในอาหารโดยการนับโคโลนี

การคำนวณ นับจำนวนที่นับได้ทั้งหมดคูณด้วย dilution factor

การรายงานผล จำนวน *E. coli* ต่อกรัม

บทปฏิบัติการที่ 6

การตรวจวิเคราะห์ *Salmonella* spp. ในอาหาร

6.1 ความมุ่งหมาย (Purpose)

เป็นคู่มือในการตรวจวิเคราะห์ *Salmonella* spp. ในอาหาร

6.2 การใช้งาน (Application)

เพื่อใช้เป็นวิธีปฏิบัติในการตรวจวิเคราะห์ *Salmonella* spp. ในอาหาร

6.3 เอกสารอ้างอิง (References)

- 6.3.1 มาลัย บุญรัตนกรกิจ. (ผู้บรรยาย). (16 - 17 กุมภาพันธ์ 2541). เทคนิคปฏิบัติการตรวจคุณภาพทางจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร ในเอกสารประกอบการฝึกอบรมเรื่อง “เทคนิคปฏิบัติการตรวจคุณภาพทางจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร” สำหรับบุคลากรบริษัทวันไทยอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด. หน้า 37- 54. กรุงเทพฯ :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- 6.3.2 บุญส่ง แสงอ่อน. (2547). จุลชีววิทยาทางอาหารภาคปฏิบัติการ. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยนเรศวร พิมพ์ที่ 76 หน้า.
- 6.3.3 เรนู ปันทอง. (2537). คู่มือจุลชีววิทยาทางอาหาร. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 231 หน้า.
- 6.3.4 ศิริโฉม ทุ่งเก้า. (2543). ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา. 158 หน้า.
- 6.3.5 Andrews, W. H., Jacobson, A. and Hammack ,T. S. (2002) . *Bacteriological Analytical Manual (BAM)* [online] สืบค้นจาก :<http://www.fda.gov/Food/ScienceResearch/LaboratoryMethods/BacteriologicalAnalyticalManualBAM/ucm071429.htm> เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
- 6.3.6 AOAC. (1995). *Official Methods of Analyses of Association of Official Analytical Chemists*. 16th ed. Associations of Official Analytical Chemist, Arlington, VA.
- 6.3.6 Downes, F. P. and ITO, K. (2001). *Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods*. 4th ed. American Public Health Association, Washington. DC. 676 p.
- 6.3.7 ICMSF. (1998). *Microorganisms in Foods*. Blackie Academic and Professional, London.

6.3.8 Internation Organization for Standardization ISO 6579. Microbiological of food and and animal feeding stuffs-Horizontal method for the detection of *Salmonella* spp. 1st. Geneva. International Organization for Standardization (ISO); 2004.

6.3.9 Kauffmann F. Classification of bacteria : a realistic scheme with special reference to the classification of *Salmonella* and *Escherichia* species. Copenhagen : Munksgaard; 1975.

6.3.10 U.S. Food and Drug Administration. (1995). Bacteriological Analytical Manual. 8th ed. AOAC International, Gaithersburg, MD.

6.4 นิยามและคำย่อ (Terminology and abbreviation)

6.4.1 LB = Lactose Broth

6.4.2 BS = Bismuth Sulfite Agar

6.4.3 BG = Brilliant Green Agar

6.4.4 LIA = Lysine Iron Agar

6.4.5 TSI = Triple Sugar Iron Agar

6.4.6 BPLS agar = Brilliant-Green Phenol-Red lactose Sucrose Agar

6.4.7 rough = หมายถึงเชื้อที่มีลักษณะผิวโคลนไมเรียบ

6.5 หลักการทางวิทยาศาสตร์ (principle)

Salmonella เป็นเชื้อยูในกลุ่ม Enteric bacteria ในสกุล Enterobacteriaceae เชื้อตัวนี้พบร้าทุกหนแห่งทั่วโลก พบร้าในคน สัตว์เลี้ยง สัตว์ทั่วๆไป และพบว่ามีการปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่ม *Salmonella* จึงเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร เช่น การระบาดของโรคท้องร่วง เป็นอันดับหนึ่งในเกือบทุกประเทศ *Salmonella* ได้ถูกจัดกลุ่มโดยอาศัย Somatic (O) Capsula (K) และ Flagella (H) ag ตามวิธีการของ kauffmsn และ white ออกเป็นจำนวนมากกว่า 2,000 species ต่อมาก Ewing ได้ทำการจำแนกเชื้อในกลุ่ม *Salmonella* เสียใหม่โดยแยกเป็นเพียง 3 species คือ *S. choleraesuis*, *S. typhi* และ *S. enteritidis* ส่วน *Salmonella species* อื่นๆ ถูกจัดเป็น serotype โดยที่ 2 species แรกจะมีเพียงอย่างละ 1 serotype ขณะที่ *S. enteritidis* จะแบ่งออกได้เป็นจำนวนมากกว่า 2,000 serotype

สัณฐานวิทยา

Salmonella เป็นแบคทีเรียแกรมลบ รูปห้อน ไม่สร้างสปอร์ มีขนาด 0.7-1.5 ไมครอน ยาว 2.0 ไมครอน เจริญได้ตั้งในสภาพที่มีและไม่มีออกซิเจน (facultative anaerobe) ไม่สร้างแคปซูล เคลล์อนที่ด้วยแฟลเจลลาที่อยู่รอบๆ เซลล์ มีบางสายพันธุ์ไม่มีแฟลเจลลาที่อยู่รอบเซลล์จึงไม่

สามารถเคลื่อนไหวได้ เช่น *S. gallinarum* และ *S. pullorum* เชื้อ *Salmonella* มีความสามารถสร้างกা�๊ซไฮโดรเจนชลไฟด์แตกต่างกัน มีบางสายพันธุ์ไม่สร้างก้า๊ซไฮโดรเจนชลไฟด์ เช่น *S. enteritidis*, *S. paratyphi A*, *S. choleraesuis* ฯลฯ สามารถเจริญได้ต่อในอาหารเลี้ยงเชื้อ แบบง่ายๆ ทั่วไป สร้างกรดจากน้ำตาลกลูโคส และmannitolได้ แต่ไม่สามารถสร้างกรดจากน้ำตาล ซูครส และโภสเปรด์ โคลนีบนอาหารเลี้ยงเชื้อ nutrient agar มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 - 4 มิลลิลิตร ขอบเรียบ ผิวนั้น ไม่มีสี อุณหภูมิที่เจริญได้ดีอยู่ระหว่าง 37 - 45 องศาเซลเซียส สำหรับอุณหภูมิที่เจริญได้ดีที่สุดคือ 42 องศาเซลเซียส เจริญได้ในช่วง pH 4.5 - 9.0 แต่ pH ที่เหมาะสมในการเจริญจะอยู่ในช่วง 6.5 - 7.5 เชื้อ *Salmonella* ไม่ทนความร้อน ถูกทำลายได้ที่ อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง หรือ 60 องศาเซลเซียส นาน 15-20 นาที หรือที่ 62 องศาเซลเซียส นาน 4 นาที การใช้ความเย็นหรืออุณหภูมิต่ำไม่สามารถทำลาย *Salmonella* ได้ เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบของการเจริญของเชื้อเท่านั้น (มาลัย : การปนเปื้อน การควบคุมและการตรวจวินิจฉัย *Salmonella*, หน้า 37)

การทำให้เกิดโรค

การเกิดโรคจากเชื้อ *Salmonella* จำแนกออกเป็น 3 แบบ คือ

1. Enteric fever เป็นโรคที่มีไข้สูง ซึ่งได้แก่ ไข้รากสาด หรือ ไทฟอยด์ (typhoid fever) และไข้รากสาดน้อย หรือ พาราไทฟอยด์ (paratyphoid fever) ลักษณะของไข้ไทฟอยด์ มีสาเหตุมา จากเชื้อ *S. typhi* เป็นโรคที่แสดงอาการรุนแรงที่สุดที่เกิดจากแบคทีเรียสกุลนี้ เชื้อปนเปื้อนกับอาหาร หรือน้ำดื่มที่รับประทานเข้าไป จะผ่านลำไส้เล็กแล้วเข้าสู่กระเพาะเลือด กระจายสู่อวัยวะต่างๆ ผู้ป่วย จะมีอาการอ่อนเพลีย ปวดศีรษะ มีไข้สูงเป็นเวลานาน ไอ เปื้ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย หรือ ท้องผูก ซึ่งจะเดินข้ามามาโต มีเลือดกำเดาใน� เลือดออกเป็นจุดๆ ใต้ผิวหนังบริเวณหน้าตาและลำตัว แห่งออกมาก ตัวสั่น และถ้าอาการรุนแรงอาจถ่ายเป็นเลือด โรคนี้มีระยะฟักตัวของเชื้อประมาณ 2 สัปดาห์ หรือ 7 - 28 วัน ส่วนไข้พาราไทฟอยด์มีลักษณะการเกิดโรคและการคล้ายโรคไทฟอยด์ มีอาการรุนแรงน้อยกว่า มีระยะฟักตัวสั้นกว่าและมีไข้ต่ำกว่า เชื้อที่เป็นสาเหตุคือ *S. paratyphi*

2. Septicemia เชื้อเข้าสู่กระเพาะโลหิตโดยตรง สามารถตรวจพบเชื้อในกระเพาะโลหิต โดยไม่มี อาการของโรคอุจจาระร่วง ผู้ป่วยมีอาการเป็นไข้สูงเป็นระยะๆ ตับและม้ามโต น้ำหนักลด เนื่องซึม อาจทำให้เกิดอาการปอดบวม เยื่อหุ้มสมองอักเสบ เชื้อที่เป็นสาเหตุได้แก่ *S. choleraesuis*

3. Gastroenteritis เชื้อ *Salmonella* ส่วนมากจะทำให้เกิดอาการชนิดที่ 3 นี้ โดยเชื้อติด เข้าไปกับอาหารประเภท เนื้อสัตว์ ไข่ นม และอื่นๆ เมื่อผู้ป่วยรับประทานอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไป เชื้อจะแทรกเข้าไปอยู่ในเยื่อบุลำไส้ใหญ่ และลำไส้เล็กส่วนกลาง ระยะฟักตัวของเชื้อประมาณ 8 - 24 ชั่วโมง ผู้ป่วยมีอาการ ปวดท้องอย่างรุนแรง มีไข้ต่ำ อุจจาระร่วง หน้าสั่น ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย (มาลัย : การปนเปื้อน การควบคุมและการตรวจวินิจฉัย *Salmonella*, หน้า 38)

6.6 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

6.7 ความปลอดภัย (Safety)

6.7.1 ต้องสวมเสื้อคลุมตลอดระยะเวลาปฏิบัติการเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าจุลินทรีย์ติดผิวนังหรือเสื้อผ้า รวมทั้งป้องกันตัวเองและเสื้อผ้าจากการกระเด็นของสารเคมีและสิ่งสกปรกต่างๆ

6.7.2 ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มหรือสูบบุหรี่ในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนห้ามเคี้ยว หรือกัดตินสองปากกา

6.7.3 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหน้าหรือตาระหว่างปฏิบัติงาน

6.7.4 ก่อนและหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง ต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อความสะอาด บริเวณปฏิบัติงานทุกครั้ง

6.7.5 ต้องติดฉลาก แสดง ชื่อ วันที่ ตัวอย่าง ชนิด อาหารเลี้ยงเชื้อหรืออื่นๆ ลงบน จานเพาะเชื้อ หรืออุปกรณ์ ทดลองเพื่อป้องกันการสั่งหรืออนุมัติโดยไม่ตั้งใจ

6.7.6 ใช้ตะเกียงบุนเสน หรือตะเกียงแอลกอฮอล์ด้วยความระมัดระวัง ห้ามวางตะเกียงตั้งกล่าวไว้ ใกล้ภาชนะบรรจุแอลกอฮอล์หรือสารไวไฟต่างๆ รวมทั้งระมัดระวังมือและเส้นผม หรือส่วนต่างๆ ของร่างกายจากการถูกไฟลวก ดับตะเกียงทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

6.7.7 วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ป่นเปื้อนเชื้อต้องนำไปเปลี่ยนเชื้อด้วยวิธีการที่เหมาะสม จานเพาะเชื้อ หลอดทดลองที่เลี้ยงเชื้อต้องนำไปนึ่งฆ่าเชื้อก่อนนำไปล้าง

6.7.8 สำลีที่ป่นเปื้อนเชื้อต้องนำไปแข็งน้ำ เชื้อ ก่อนนำไปทำจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสมต่อไป

6.7.9 ก่อนและหลังปฏิบัติการทุกครั้ง ต้องล้างมือด้วยสบู่ และเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ (แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์) ทุกครั้ง

6.8 เครื่องมือเครื่องใช้ (Equipment and supplies)

6.8.1 ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) ควบคุมอุณหภูมิ 35 และ 42 องศาเซลเซียส

6.8.2 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave)

6.8.3 เครื่องวัด pH (pH meter)

6.8.4 เครื่องซั่ง (Balance)

6.8.5 เครื่องแก้ว ได้แก่ Petri dishes, Pipette, Dilution bottle, Glass rod spreader

6.8.6 รยางเข็ปไป Petr

6.8.7 ถังน้ำควบคุมอุณหภูมิ (water bath)

6.8.8 กรรไกรบล็อกเชื้อ

6.8.9 เครื่องตีผสมอาหาร (Stomacher)

6.8.10 ถุงพลาสติกปิดด้วยเชือก (Stomacher bag)

6.8.11 ห่วงเชือก (Loop)

6.9 สารมาตรฐาน (Standard)

อาหารเลี้ยงเชื้อและสารเคมี

6.9.1 อาหารเพลวชนิดไม่คัดเลือก (Nonselective media for enrichment and propagation)

- a. Lactose Broth (LB)
- b. Trypticase (Tryptic) Soy Broth (TSB)
- c. Nutrient Broth (NB)
- d. Bufferd Peptone Water (BPW)

อาหารเพลวชนิดไม่คัดเลือกนี้มีความจำเป็นสำหรับตัวอย่างอาหารแห้งหรืออาหารที่ผ่านกรรมวิธีประรูป เช่น ไข่ผง เนยแข็ง นมผง ผักและผลไม้แข็ง เช่น อาหารเลี้ยงเชื้อเหล่านี้ไม่มีส่วนผสมที่บังคับการเจริญของเชลล์ แต่ช่วยทำให้เชลล์ *Salmonella* ที่อยู่ในอาหารเจริญเติบโตขึ้น

6.9.2 อาหารเพลวชนิดคัดเลือก (Selective enrichment media)

- a. Selenite Cystine Broth (SC)
- b. Tetrathionate Broth (TT)
- c. Rappaport Vassiliadis (RV)

อาหารเพลวชนิดคัดเลือกเป็นอาหารเพลวที่ถ่ายเชื้อจากอาหารเพลวชนิดไม่คัดเลือกมาลงหรืออาจเพาะเชื้อโดยตรงจากตัวอย่างที่คาดว่ามีการปนเปื้อนของ *Salmonella* สูง เช่น เม็ดตับหรือขยะ ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อเพลว ซึ่งมีส่วนประกอบที่ช่วยส่งเสริมการเจริญของ *Salmonella* และมีส่วนประกอบที่ช่วยบังคับการเจริญของจุลินทรีย์อื่น

6.9.3 อาหารแข็งชนิดคัดเลือก (Selective isolation media)

- a. Xylose Lysine Desoxycholate (XLD) Agar
- b. Hektoen Enteric (HE) Agar
- c. Bismuth Sulfite (BS) Agar
- d. Brilliant Green (BG) Agar
- e. Modified Semi-solid Rappaport-Vassiliadis (MSRV)
- f. Rambach (Rm) Agar

อาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับเพาะแยก *Salmonella* มักมีส่วนประกอบของสี (dyes) เกลือน้ำดี (bile salts) และสารประกอบบางชนิดที่ช่วยยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์อื่น และมีส่วนประกอบที่ใช้แสดงสมบัติของ *Salmonella* เช่น การผลิตไฮโดรเจนซัลไฟด์ และการใช้น้ำตาลชนิดต่างๆ เป็นต้น เมื่อ *Salmonella* เจริญบนอาหารแข็งสำหรับเพาะแยก *Salmonella* จะให้โคโนนีลักษณะเฉพาะ เนื่องจากอาหารเลี้ยงเชื้อเหล่านี้มีระดับความแรงในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ไม่เท่ากัน ดังนั้น ในทางปฏิบัติจึงเลือกใช้อาหารแข็งเหล่านี้อย่างน้อย 2 ชนิด ที่มีระดับการยับยั้งต่างกัน เพื่อทำให้โอกาสในการแยกเชื้อ *Salmonella* สูงขึ้น (ศิริโภ, 2543)

6.9.4 อาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับทดสอบปฏิกิริยาทางเคมี (Media for biochemical characterization of isolate)

- a. Triple Sugar Iron (TSI) Agar
- b. Lysine Indole Motility medium (LIM)
- c. Lysine Iron Agar (LIA)
- d. MR-VP Broth
- e. Simmons Citrate Agar
- f. Urea Broth
- g. Malonate Broth

6.10 วิธีดำเนินการ (Procedures)

6.10.1. การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ

6.10.1.1 BSA (Bismuth Sulfite Agar)

ส่วนผสม

- Meat extract	5.0	กรัม
- Peptone from meat	10.0	กรัม
- D(+) Glucose	5.0	กรัม
- di-Sodium hydrogen phosphate	4.0	กรัม
- Iron (III)sulfate	0.3	กรัม
- Brilliant green	0.025	กรัม
- Bismuth sulfite indicator	8.0	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร
- Agar	15.0	กรัม

pH : 7.6 ± 0.2

วิธีการเตรียม

ละลายผสมห้องหมดด้วยน้ำกลั่น ต้มจนวุ่นละลายปรับ pH เป็น 7.6 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร ด้วยน้ำกลั่น ต้มจนเดือดนานประมาณ 10 นาที (ไม่นึ่งขาวเชื้อ) เทใส่จานเพาะเชื้อประมาณ 15 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ให้เย็นตัว

6.10.1.2 BPLS Agar (Brilliant-green Phenol-red Lactose Sucrose Agar)ส่วนผสม

- Peptone from meat	10.0	กรัม
- Meat extract	5.0	กรัม
- Yeast extract	3.0	กรัม
- di-Sodium hydrogen phosphate	1.0	กรัม
- Sodium dihydrogen phosphate	0.6	กรัม
- Lactose	10.0	กรัม
- Sucrose	10.0	กรัม
- Phenol red	0.09	กรัม
- Brilliant green	0.0047	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร
- Agar	12.0	กรัม

pH 7.2 ± 0.2

วิธีเตรียม

ละลายส่วนผสมห้องหมดด้วยน้ำกลั่น ต้มจนวุ่นละลาย ปรับพีเอชเป็น 7.2 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตรด้วยน้ำกลั่น นำเข้าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที ทิ้งให้เย็นลงจนมีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เทใส่จานเพาะเชื้อ ทิ้งไว้ให้เย็นตัว

6.10.1.3 HEA (Hektoen Enteric Agar)ส่วนผสม

- Peptone from meat	15.0	กรัม
- Sodium chloride	5.0	กรัม
- Yeast extract	3.0	กรัม
- Sucrose	14.0	กรัม
- Lactose	14.0	กรัม
- Salicin	2.0	กรัม
- Sodium thiosulfate	5.0	กรัม
- Ammonium iron(III) citrate	1.5	กรัม

- Bile salt mixture	2.0	กรัม
- Bromothymol blue	0.05	กรัม
- Acidic fuchsin	0.08	กรัม
- Agar	13.5	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH 7.7 ± 0.2

วิธีเตรียม

ละลายผสมหั้งหมดด้วยน้ำกลั่น ต้มจนวุ่นละลายปรับ pH เป็น 7.7 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร ด้วยน้ำกลั่น ต้มจนเดือดนานประมาณ 10 นาที (ไม่นึ่งฆ่าเชื้อ) เทใส่จานเพาะเชื้อประมาณ 15 มิลลิลิตร

6.10.1.4 LB (Lactose Broth)

ส่วนผสม

- Peptone from meat	5.0	กรัม
- Meat extract	3.0	กรัม
- Lactose	5.0	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH 6.9 ± 0.2

วิธีเตรียม

ละlays ส่วนผสมด้วยน้ำกลั่น ปรับพีเอชเป็น 6.9 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร ด้วยน้ำกลั่น บรรจุขวดแก้วปริมาตร 225 มิลลิลิตร นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที

6.10.1.5 LIA Slant (Lysine Iron Agar)

ส่วนผสม

- Peptone	5.0	กรัม
- Yeast extract	3.0	กรัม
- Glucose	1.0	กรัม
- L- lysine hydrochloride	10.0	กรัม
- Ferric ammonium citrate	0.5	กรัม
- Sodium thiosulphate	0.04	กรัม
- Bromcresol purple	0.02	กรัม
- Agar	15.00	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH 6.7 ± 0.2

วิธีเตรียม

ละลายส่วนผสมด้วยน้ำกลั่น ต้มจนวุ่นละลาย ปรับพีเอชเป็น 6.7 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร ด้วยน้ำกลั่น บรรจุหลอดแก้วขนาด 13×100 มิลลิลิตร หลอดละ 3 มิลลิลิตร นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที วางหลอดในลักษณะอาหารเอียง

6.10.1.6. LIM (Motility Indole Lysine Medium)

ส่วนผสม

- Peptone	10.0	กรัม
- Tryptone	10.0	กรัม
- Yeast extract	3.0	กรัม
- L- lysine hydrochloride	10.0	กรัม
- Dextrose	1.0	กรัม
- Ferric ammonium citrate	0.5	กรัม
- Sodium thiosulphate	0.04	กรัม
- Bromcresol purple	0.02	กรัม
- Agar	2.0	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH 6.6 ± 0.2 วิธีเตรียม

ละลายส่วนผสมด้วยน้ำกลั่น ต้มจนวุ่นละลาย ปรับพีเอชเป็น 6.7 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร ด้วยน้ำกลั่น บรรจุหลอดแก้วขนาด 13×100 มิลลิลิตร หลอดละ 3 มิลลิลิตร นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที

6.10.1.7 MSRV (Modified Semi-solid Rappaport-Vassiliadis)

ส่วนผสม

- Tryptose	4.59	กรัม
- Casein hydrolysate	4.59	กรัม
- Sodium chloride	7.34	กรัม
- Potassium dihydrogen phosphate	1.47	กรัม
- Magnesium chloride anhydrous	10.93	กรัม
- Malachite green	0.037	กรัม
- Agar	2.7	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

Novobiocin Antimicrobic Supplement

- Sodium Novobiocin 0.020 กรัม

pH 5.6 ± 0.2

วิธีเตรียม

ละลายผสมทั้งหมดด้วยน้ำกลั่น ต้มจนน้ำเดือดนานประมาณ 10 นาที (ไม่นึ่งจากเชื้อ) ทิ้งให้เย็นในอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ 40 – 45 องศาเซลเซียส เติม Novobiocin Antimicrobic Supplement 10 มิลลิลิตรก่อน เทใส่จานเพาะเชื้อประมาณ 15 มิลลิลิตร

6.10.1.8 Malonate Broth

ส่วนผสม

- Yeast extract	1.0	กรัม
- Ammonium sulfate	2.0	กรัม
- Dipotassium phosphate	0.6	กรัม
- Monopotassium phosphate	0.4	กรัม
- Sodium chloride	2.0	กรัม
- Dextrose	0.25	กรัม
- Bromthymol blue	0.025	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH 6.0 ± 0.2

วิธีเตรียม

ละลายผสมทั้งหมดด้วยน้ำกลั่น ละลายส่วนผสมด้วยน้ำกลั่น ปรับ pH เป็น 6.0 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตรด้วยน้ำกลั่น บรรจุหลอดแก้วขนาด 16 X 150 มิลลิลิตร หลอดละ 10 มิลลิลิตร นำไปเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที

6.10.1.9 MR-VP Borth (Methyl-red Vege-Porskauer Broth)

ส่วนผสม

- Peptone	5.0	กรัม
- D(+)-glucose	5.0	กรัม
- Dipotassium hydrogen phosphate	5.0	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH 6.9 ± 0.2

วิธีเตรียม

ละลายส่วนผสมด้วยน้ำกลั่น ปรับ pH เป็น 6.9 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร ด้วยน้ำกลั่นบรรจุหลอดแก้วขนาด 13×100 มิลลิลิตร หลอดละ 3 มิลลิลิตร นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที

6.10.1.10 น้ำยาทดสอบ Methyl red

ส่วนผสม

- methyl red 0.04 กรัม
- Absolute ethanol 60.0 มิลลิลิตร

วิธีเตรียม

ละลายส่วนผสมให้เข้ากัน ปรับ pH 5.0 สารละลายจะมีสีส้ม

6.10.1.11 น้ำยาทดสอบ VP

ส่วนผสม O'merra's reagent

- Potassium hydroxide 40.0 กรัม
- น้ำกลั่น 100.0 มิลลิลิตร

วิธีเตรียม

ละลายสารละลายให้เข้ากัน รอให้เย็น จากนั้นเติม creatine monohydrate 0.3 กรัม แล้วละลายให้เข้ากัน เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จะสามารถเก็บได้นาน 4 สัปดาห์

6.10.1.12 สารละลาย Copper sulfate ตามวิธีการของ Leifson

ส่วนผสม

- Copper sulfate 1.0 กรัม
- Concentrated ammonia 40.0 มิลลิลิตร
- 10% KOH 690.0 มิลลิลิตร

วิธีเตรียม

ละลาย Copper sulfate 1 กรัมลงใน Concentrated ammonia 40 มิลลิลิตร จากนั้นเติม 10% KOH 690 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน

6.10.1.13 Barratt's reagent

ส่วนผสม

- 1 – naphthol	5	กรัม
- Absolute ethanol	100	มิลลิลิตร

วิธีเตรียม

ละลายส่วนผสมให้เข้ากัน บรรจุใส่ขวดสีชา

6.10.1.13 RVS (Rappaport-VASSILIADIS) Broth

ส่วนผสม

- Casein hydrolysate	4.45	กรัม
- Sodium chloride	7.2	กรัม
- Monopotassium phosphate	1.45	กรัม
- Magnesium chloride anhydrous	13.4	กรัม
- Malachite green	0.037	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH 6.6 ± 0.2

วิธีเตรียม

ละลายผสมทั้งหมดด้วยน้ำกลั่น ปรับ pH เป็น 6.6 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตรด้วยน้ำกลั่น บรรจุหลอดแก้วขนาด 16 X 150 มิลลิลิตร หลอดละ 10 มิลลิลิตร นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 116 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที

6.10.1.14 Simmon's Citrate Agar

ส่วนผสม

- Ammonium dihydrogen phosphate	1.0	กรัม
- Di-potassium hydrogen phosphate	1.0	กรัม
- Sodium chloride	5.0	กรัม
- Sodium citrate	2.0	กรัม
- Magnesium sulfate	0.2	กรัม
- Bromthymol blue	0.08	กรัม
- Agar	15.0	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH 6.6 ± 0.2

วิธีเตรียม

ละลายส่วนผสมด้วยน้ำกลั่น ต้มจนวุ่นละลาย ปรับ pH เป็น 6.6 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร ด้วยน้ำกลั่น บรรจุหลอดแก้วขนาด 13×100 มิลลิลิตร หลอดละ 3 มิลลิลิตร นึ่งฆ่าเชื้อที่ อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที วางหลอดในลักษณะอาหารเอียง

6.10.1.15 Selenite Cystine Broth

ส่วนผสม

- Tryptone	4.0	กรัม
- Lactose	4.0	กรัม
- Sodium hydrogen selenite	4.0	กรัม
- Disodium hydrogen phosphate	5.0	กรัม
- Potassium dihydrogen phosphate	5.0	กรัม
- L-Cystine	0.01	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH 7.0 ± 0.2

วิธีเตรียม

ละลายส่วนผสมด้วยน้ำกลั่น ปรับ pH เป็น 7.0 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร ต้มจนเดือดเป็น เวลานาน 10 นาที (ไม่ต้องนึ่งฆ่าเชื้อ) บรรจุหลอดแก้วขนาด 15×150 มิลลิลิตร หลอดละ 10 มิลลิลิตร

6.10.1.16 Tetrathionae Broth (TT)

ส่วนผสม

- Peptone from casein	2.5	กรัม
- Peptone from meat	2.5	กรัม
- Bile salt mixture	1.0	กรัม
- Calcium carbonate	10.0	กรัม
- Sodium thiosulfate	30.0	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

เตรียมสารละลาย Iodine

- Potassium iodine	5.0	กรัม
- Iodine	6.0	กรัม
- น้ำกลั่น	20.0	มิลลิลิตร

วิธีเตรียม ละลาย Iodine 6.0 กรัมใน Potassium iodine 5.0 กรัม ปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่น 20 มิลลิลิตร

เตรียมสารละลาย 0.1% Brilliant green

- Brilliant green	0.1	กรัม
- น้ำกลั่น	100.0	มิลลิลิตร

วิธีเตรียม

ละลายส่วนผสมด้วยน้ำกลั่น ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร ต้มจนเดือดเป็นเวลา 10 นาที (ไม่ต้องนึ่งฆ่าเชื้อ) เติมสารละลาย Iodine 20 มิลลิลิตร และสารละลาย 0.1% Brilliant green 10 มิลลิลิตร บรรจุหลอดแก้วขนาด 16 X 150 มิลลิลิตร หลอดละ 10 มิลลิลิตร

6.10.1.17 Trypticase (Tryptic) Soy Broth (TSB)

ส่วนผสม

- Peptone from casein	17.0	กรัม
- Peptone soymeal	3.0	กรัม
- (+) Glucose	2.5	กรัม
- Sodium chloride	5.0	กรัม
- di-Potassium hydrogen phosphate	2.5	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH 7.3 ± 0.2

วิธีเตรียม

ละลายส่วนผสมด้วยน้ำกลั่น ปรับ pH เป็น 7.3 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตรด้วยน้ำกลั่น บรรจุขวดแก้วปริมาตร 225 มิลลิลิตร นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที

6.10.1.18 Triple Sugar Iron (TSI) Slant

ส่วนผสม

- Peptone from casein	15.0	กรัม
- Peptone from meat	5.0	กรัม
- Meat extract	3.0	กรัม
- Yeast extract	3.0	กรัม
- Lactose	10.0	กรัม
- Sucrose	10.0	กรัม
- Glucose	1.0	กรัม
- Ferrous sulfate	0.2	กรัม
- Sodium chloride	5.0	กรัม
- Sodium thiosulfate	0.3	กรัม
- Phenol red	0.024	กรัม

- Agar	15.0	กรัม
- น้ำก๊าลั่น	1.0	ลิตร
pH 7.4 ± 0.2		

วิธีเตรียม

ละลายส่วนผสมด้วยน้ำก๊าลั่น ต้มจนวุ่นละลาย ปรับ pH เป็น 7.4 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร ด้วยน้ำก๊าลั่น บรรจุหลอดแก้วขนาด 13 X 100 มิลลิลิตร หลอดละ 3 มิลลิลิตร นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที วางหลอดในลักษณะอาหารเอียง

6.10.1.19 Urea Agar (Slant)ส่วนผสม

- Peptone from meat	1.0	กรัม
- Lactose	1.0	กรัม
- Sodium chloride	5.0	กรัม
- Potassium dihydrogen phosphate	2.0	กรัม
- Phenol red	0.012	กรัม
- Urea	20.0	กรัม
- Agar	15.0	กรัม
- น้ำก๊าลั่น	1.0	ลิตร

pH 6.8 ± 0.2

วิธีเตรียม

ละลายส่วนผสมทั้งหมดยกเว้น agar ด้วยน้ำก๊าลั่น 100 มิลลิลิตร กรองผ่านกระดาษขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.45 ไมครอน

ละลาย agar ในน้ำก๊าลั่น 900 มิลลิลิตร นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 115 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที ทิ้งให้เย็นลงจนมีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ผสมส่วนผสมทั้ง 2 ส่วน เข้าด้วยกัน บรรจุหลอดแก้วปราศจากเชื้อขนาด 13 x 100 มิลลิลิตร หลอดละ 3 มิลลิลิตร วางหลอดในลักษณะอาหารเอียง

6.10.1.20. Xylose Lysine Desoxycholate (XLD) Agarส่วนผสม

- Yeast extract	3.0	กรัม
- Sodium chloride	5.0	กรัม
- D(+)xylose	3.75	กรัม
- Lactose	7.5	กรัม
- Sucrose	7.5	กรัม

- L(+) lysine	5.0	กรัม
- Sodium deoxycholate	1.0	กรัม
- Sodium thiosulfate	6.8	กรัม
- Ammonium iron(III) citrate	0.8	กรัม
- Phenol red	0.08	กรัม
- Agar	15.0	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH 7.4 ± 0.2

วิธีเตรียม

ละลายส่วนผสมด้วยน้ำกลั่น ปรับ pH เป็น 7.4 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร ต้มจนเดือดเป็นเวลาประมาณ 10 นาที (ไม่ต้องนึ่ง竹่าเชื้อ) เทไส่จานเพาะเชื้อประมาณ 15 มิลลิลิตร



10.2 วิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อ *Salmonella* spp. ในอาหาร

วิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อ *Salmonella* spp. ในอาหารมี 3 ขั้นตอนดังนี้:

1. การเพาะเลี้ยงด้วยอาหารเพาะชนิดไม่คัดเลือก (Pre-enrichment procedure)

ซึ่งตัวอย่างอาหาร 25 กรัม ใส่ enrichment broth 225 มิลลิตร ซึ่งตัวอย่างอาหารชนิดต่างๆ จะใช้ enrichment broth ที่ต่างกัน เช่น กลุ่มอาหารผักและผลไม้ เช่น อาหารทะเล และเนื้อสัตว์ จะใช้ Lactose broth เป็น enrichment broth ผสมให้เข้ากันโดยใช้ blender หรือ stomacher นำไปปั่นเพาะเชื้อที่ 35 หรือ 37 องศาเซลเซียส

2. การเพาะแยกเชื้อบนอาหารแข็งชนิดคัดเลือก (Isolation produce)

2.1 นำตัวอย่างอาหารที่บ่มเพาะเชื้อแล้วในข้อ 1 ถ่ายลงในอาหาร selective enrichment media ดังนี้

2.1.1 อาหารสด อาหารที่มีการปนเปื้อนสูง และอาหารสัตว์ : ดูดตัวอย่างจากข้อ 1 มา 0.1 มิลลิลิตร ใส่ลงใน 10 มิลลิลิตร ของอาหาร Rappaport – Vassiliadis (RV) medium และดูด 1 มิลลิลิตร ของตัวอย่างข้อ 1 ใส่ลงใน 10 มิลลิลิตร ของอาหาร TT broth

2.1.2 อาหารชนิดต่างๆ : ดูดตัวอย่างอาหารจากข้อ 1 มา 1 มิลลิลิตร ใส่ลงใน 10 มิลลิลิตร ของอาหารลึยงเชื้อ Selenite Cystine (SC) Broth และดูดอีก 1 มิลลิลิตร ของตัวอย่างในข้อ 1. ใส่ลง อาหาร 10 มิลลิลิตร ของ TT broth

นำหลอดอาหารเลี้ยงเชื้อไปปั่นเพาะเชื้อด้วยแยกตามลักษณะของอาหารดังนี้ คือ อาหารที่มี การปนเปื้อน และ อาหารสัตว์ : อบเพาะเชื้อ RV medium ที่ 42 ± 0.2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และบ่มเพาะเชื้อ TT broth ที่ 43 ± 0.2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

2.2 ใช้ลูปขนาด 3 มิลลิลิตร ถ่ายเชื้อจากหลอดทดลองแต่ละหลอดลงบนอาหาร XLD และอาหาร HE หรือ อาหาร BS และอาหาร BPLS Agar การเลือกใช้ชนิดของอาหาร selective agar นี้ ควรใช้ อย่างน้อย 2 ชนิดขึ้นไป ส่วนจากหลอดทดลอง RV medium ใช้ลูป streak ลงบนอาหาร XLD และ ใช้ Auto pipette ดูดเชื้อจากหลอดทดลองปริมาตร $20 \mu\text{l}$ หยดลงอาหาร MSRV agar โดยทำ 5 จุด ใน 1 จานเพาะเชื้อ ต่อ 1 ตัวอย่าง

2.3 นำจานเพาะเชื้อทั้งหมดไปปั่นท่ออุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง

2.4 ตรวจลักษณะโคโลนีที่ส่งสัญญาจะเป็นเชื้อ *Salmonella* จากอาหารเลี้ยงเชื้อ ดังนี้

ลักษณะโคโลนีบนอาหาร XLD agar โคโลนี สีชมพู หรือดำ เป็นมัน อาจมีจุดดำรงกลาง โคโลนี หรือ ไม่มีกีดี

ลักษณะโคโลนีบนอาหาร HE agar โคโลนี สีน้ำเงินแกมเขียว หรือ น้ำเงิน มีจุดดำรงตรงกลางโคโลนี หรือ ไม่มีกีดี บางโคโลนีจะมีสีดำทั้งโคโลนี

ลักษณะโคโลนีบนอาหาร BS agar โคโลนี สีน้ำตาล เทา หรือ ดำ บางโคโลนีจะมี metallic sheen รอบๆ อาหารเลี้ยงเชื้อจะมีสีน้ำตาลแล้วจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีดำเมื่อเวลาบ่มเพาะเชื่อนานขึ้น มีลักษณะที่เรียกว่า halo effect

ลักษณะโคโลนีบนอาหาร BG agar โคโลนีมีรูปร่างกลมขนาดปานกลาง สีเข้มพูขาวทึบแสง อาหารรอบๆ อาหารเลี้ยงเชื้อจะเป็นสีแดง สำหรับเชื้อ *Salmonella* ที่ไม่ใช้น้ำตาลแลคโตสและ ชูโครส ส่วนเชื้อ *Salmonella* ที่ใช้น้ำตาลแลคโตส หรือ ชูโครส จะเป็นสีเขียว

ลักษณะโคโลนีบนอาหาร MRSV medium ลักษณะของเชื้อ *Salmonella* ที่มีแฟลตเจลล่า จะเคลื่อนที่ไปบนอาหารนี้ ทำให้เห็นลักษณะของเชื้อเคลื่อนที่ไปจารอยเดิมที่จุดได้

2.5 เลือกโคโลนีต้องสงสัยว่าจะเป็นเชื้อ *Salmonella* อย่างน้อย 2 โคโลนี หรือมากกว่า โดย พยายามเลือกโคโลนีที่อยู่เดียวๆ ทำการทดสอบสมบัติทางชีวเคมี (biochemical test) โดยถ่ายเชื้อลง ในอาหาร Triple Sugar Iron (TSI) และ Lysine Iron Agar (LIA) หรือ LIM โดยใช้เข็มเขี่ยเชื้อแหง (Stab) และ Streak ลงบน TSI ก่อนแล้วจึงเขี่ยลงบนอาหาร LIA โดยไม่เผาเข็มเขี่ยเชื้อ คลายฝา เกลียวหลอดทดสอบที่ถ่ายเชื้อแล้วให้หัวมวนเพื่อให้สภาพภายในหลอดทดสอบเป็นสภาพที่มีอากาศ เล็กน้อย ป้องกันการสร้างก๊าซ H_2S มากเกินไปจนดันอาหารเลี้ยงเชื้อขึ้นมาด้านฝาจุกหลอด และ Streak บนอาหาร Urea agar

2.6 บ่มหลอดทดสอบอาหาร TSI , LIA และ Urea agar ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง

อาหารเลี้ยงเชื้อทั้ง 4 ชนิดนี้เตรียมอยู่ในอาหารเอียง (slant) และ *Salmonella* ส่วนใหญ่จะ ให้ผลการทดสอบ ดังตาราง 6.1

ตาราง 6.1 การทดสอบทางชีวเคมีเบื้องต้นเพื่อจำแนก *Salmonella*

อาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้ทดสอบ	การเปลี่ยนแปลงเมื่อมี <i>Salmonella</i>	การจำแนก	การบันทึกผล
Triple Sugar Iron Agar	-ส่วนเอียงมีสีแดง -ส่วนก้นมีสีเหลือง -รุ้นมีรอยแตก -มีสีดำ	-ไม่หมัก lactose และ sucrose -หมัก glucose -ผลิตก๊าซ -ผลิตไฮโดรเจนซัลไฟด์	Alkaline (K) Slant Acid (A) butt H_2S+
Lysine Iron Agar	-เปลี่ยนเป็นสีม่วง -มีสีดำ	-ผลิตไลซีนดีคาร์บอฟิลลิก_acid	LDC+ H_2S+
Urea Agar	-ไม่เปลี่ยนเป็นสีม่วงแตง	-ไม่ผลิตยูเรอส	-

ในกรณีที่การทดสอบทางชีวเคมีเบื้องต้นดังกล่าวแสดงผลของ *Salmonella* ควรทำการทดสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าเป็น เชื้อ *Salmonella*

2.7 นำหลอดทดสอบที่ให้ผลต้องสงสัยว่าเป็น เชื้อ *Salmonella* ไปทำการทดสอบทางชีวเคมีและน้ำเหลืองวิทยา

3. Identification of *Salmonella*

3.1 ทำการแยกเชื้อที่ได้ให้บริสุทธิ์ โดยใช้ลงบนอาหาร XLD หรือ HE อีกครั้ง นำเชื้อไปทดสอบยืนยัน

3.2 ทดสอบปฏิกริยาทางชีวเคมี

3.2.1 ทดสอบการสร้างเอ็นไซม์ยูเรส (Urease test)

3.2.2 ทดสอบการเจริญในอาหาร Malonate broth

3.2.3 ทดสอบการเกิด indole

3.2.4 ทดสอบทางน้ำเหลืองวิทยา (Serological test)

ผลการทดสอบปฏิกริยาทางชีวเคมีและน้ำเหลืองวิทยา แสดงดังตารางที่ 6.2 และเกณฑ์สำหรับการตัดสินว่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำการทดสอบนั้นไม่ใช่เชื้อ *Salmonella* แสดงดังตารางที่ 6.3

ตาราง 6.2 ปฏิกริยาทางชีวเคมีและน้ำเหลืองวิทยาของ *Salmonella*

Test or substrate	Result		<i>Salmonella</i> species reaction(a)
	Positive	Negative	
Glucose (TSI)	yellow butt	red butt	+
Lysine decarboxylase (LIA)	purple butt	yellow butt	+
H ₂ S (TSI and LIA)	blackening	no blackening	+
Urease	purple-red color	no color change	-
Lysine decarboxylase broth	purple color	yellow color	+
Phenol red dulcitol broth	yellow color and/or gas	no gas; no color change	+(b)
KCN broth	growth	no growth	-
Malonate broth	blue color	no color change	-(c)
Indole test	violet color at surface	yellow color at surface	-
Polyvalent flagellar test	agglutination	no agglutination	+
Polyvalent somatic test	agglutination	no agglutination	+
Phenol red sucrose broth	yellow color and/or gas	no gas; no color change	-
Voges-Proskauer test	pink-to-red color	no color change	-
Methyl red test	diffuse red color	diffuse yellow color	+
Simmons citrate	growth; blue color		

^a +: 90% or more positive in 1 or 2 days; -: 90% or more negative in 1 or 2 days; v: variable.

^b Majority of *S. arizona*e cultures are negative.

^c Majority of *S. arizona*e cultures are positive.

ที่มา : Andrews et. al, (2002)

ตาราง 6.3 เกณฑ์สำหรับการตัดสินว่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำการทดสอบนั้นมีเชื้อ *Salmonella*

Test or substrate	Results
1. Urease	positive (purple-red color)
2. Indole test and Polyvalent flagellar (H) test; or Indole test and Spicer-Edwards flagellar test	positive (violet color at surface) negative (no agglutination)
3. Lysine decarboxylase and KCN broth	negative (yellow color) positive (growth)
4. Phenol red lactose broth	positive (yellow color and/or gas) ^{(a), (b)}
5. Phenol red sucrose broth	positive (yellow color and/or gas) ^(b)
6. KCN broth, Voges-Proskauer test, and Methyl red test	positive (growth) positive (pink-to-red color) negative (diffuse yellow color)


^a Test malonate broth positive cultures further to determine if they are *S. arizona*.

^b Do not discard positive broth cultures if corresponding LIA cultures give typical *Salmonella* reactions; test further to determine if they are *Salmonella* species.

ที่มา : Andrews et. al, (2002)


การตรวจวิเคราะห์เชื้อ *Salmonella* มีหลายวิธี ได้แก่ วิธี Standard Conventional Method และดังภาพที่ 6.1 วิธี Modified Method และดังภาพที่ 6.2 และวิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อ *Salmonella* ตามวิธี ISO 6579

การวิเคราะห์เชื้อ *Salmonella* โดยวิธี Standard Conventional Method วิธีการตรวจวิเคราะห์แสดงดังภาพ 6.1



ภาพ 6.1 ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์เชื้อ *Salmonella* โดยวิธี Standard Conventional Method

การวิเคราะห์เชื้อ *Salmonella* โดยวิธี Modified Method วิธีการตรวจวิเคราะห์ แสดงดัง
ภาพ 6.2



ภาพ 6.2 ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์เชื้อ *Salmonella* โดยวิธี Modified Method

วิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อ *Salmonella* ตามวิธี ISO 6579

i) Non-selective pre-enrichment

ซึ่งตัวอย่างหนัก 25 กรัม ใส่ใน stomacher bag เติม Buffered Peptone Water (BPW) 225 มิลลิลิตร เป็น pre-enrichment ตี ผสมให้เข้ากันด้วยเครื่องตีผสมอาหาร (stomacher) นาน 2 นาที จากนั้นนำไปปั่นที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 18 ± 2 ชั่วโมง

ii) Selective enrichment

ใช้ sterile pipet ดูดตัวอย่างอาหารจากข้อ i) ปริมาณ 0.1 มิลลิลิตร ใส่ลงใน Rappaport - Vassiliadis Broth (RVS broth) แล้วนำไปปั่นที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส นาน 24 ± 3 ชั่วโมง

iii) Selective plating

นำตัวอย่าง Rappaport-Vassiliadis Broth (RVS broth) จากข้อ ii) ที่ปั่นครบกำหนดเวลา มาปั่นให้เข้ากัน ด้วยเครื่องผสม (Vortex mixer) และใช้คุปถ่ายของเหลวปริมาณ 1 ลูป streak ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ (selective media) 3 ชนิด คือ Xylose Lysine Deoxycholate Agar (XLD), Hektoen Enteric Agar (HE) และ CHROMagar™ *Salmonella* ปั่นที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ± 3 ชั่วโมง และทำการตรวจลักษณะโคโลนีของเชื้อ *Salmonella* บนอาหารเลี้ยงเชื้อดังนี้

Xylose Lysine Deoxycholate Agar (XLD) โคโลนีของเชื้อ *Salmonella* มีลักษณะ กลม ผิวนูนเรียบ สีแดงขอบใส เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-3 มิลลิเมตร อาจมีจุดสีดำอยู่ตรงกลางโคโลนี หรือไม่มีก็ได้

Hektoen Enteric Agar (HE) โคโลนีของเชื้อ *Salmonella* มีลักษณะ กลมผิวนูนเรียบ สีน้ำเงินขอบใสเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-3 มิลลิเมตร อาจมีจุดสีดำอยู่ตรงกลางโคโลนีหรือไม่มีก็ได้

CHROMAgar™ Salmonella แยกโคโลนีของเชื้อ *Salmonella* ให้ชัดเจนเป็นสีม่วงอมชมพู มีลักษณะกลม ผิวนูนเรียบ ขอบใส เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-3 มิลลิเมตร อาจมีจุดสีดำอยู่ตรงกลางโคโลนี หรือไม่มีก็ได้

iv) Biochemical confirmation

ขั้นตอนการทดสอบทางชีวเคมีให้เลือกโคโลนีของเชื้อ *Salmonella* ที่ให้ผลบวกกับอาหารเลี้ยงเชื้อในข้อ iii) มาทำการทดสอบดังต่อไปนี้

- Triple sugar Iron Agar (TSI) ใช้ needle ปลายแหลม แทะเชื้อ *Salmonella* จากอาหารเลี้ยงเชื้อใน ข้อ iii) streak ลงบนผิว (slant) และแทง needle ลงไปในเนื้อของ Triple Sugar Iron Agar จนถึงก้นหลอด (butt) นำไปปั่นที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส

เป็นเวลา 18 - 24 ชั่วโมง แล้วนำมารอ่านผลดังนี้

Slant

ผลบวก (+) : สีของ TSI เปลี่ยนจากสีแดงส้ม เป็นสีเหลือง (acid หรือ A) แสดงว่ามีการใช้ Lactose และ / หรือ Sucrose

ผลลบ (-) : สีของ Triple Sugar Iron Agar เปลี่ยนจากสีแดงส้ม เป็นสีแดงเข้ม (alkaline หรือ K) หรือไม่เปลี่ยนสี (N) แสดงว่าไม่มีการใช้ Lactose และ / หรือ Sucrose

Butt

ผลบวก (+) : สีของ TSI เปลี่ยนจากสีแดงส้ม เป็นสีเหลือง แสดงว่ามีการ ferment glucose

ผลลบ (-) : สีของ TSI เปลี่ยนจากสีแดงส้ม เป็นสี แดงเข้ม หรือไม่เปลี่ยนสี แสดง ว่าไม่มีการ ferment glucose

H₂S

ผลบวก (+) : ก้นหลอดของ TSI เป็นสีดำ แสดงว่า มีการสร้าง H₂S และก้นหลอดมีรอยแยกแตก แสดงว่ามีการสร้างแก๊ส

ผลลบ (-) : ก้นหลอดของ TSI ไม่เป็นสีดำ แสดงว่า ไม่มีการสร้าง H₂S Gas และก้นหลอดไม่มีรอยแยกแตก แสดงว่า ไม่มีการสร้างแก๊ส และไม่ใช้ Lactose

b) Lysine Indole Motility medium (LIM) แทง needle ที่ใช้ใน ข้อ a. ลงไปใน LIM ประมาณ 2 ใน 3 ของหลอด นำไปปั่นที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง แล้วนำมาอ่านผลดังนี้

Slant

ผลบวก (+) : สีของ LIM เป็นสีม่วงเข้มกว่าเดิมหรือไม่เปลี่ยนสีแสดงว่ามีการใช้ Lysine

ผลลบ (-) : สีของ LIM เปลี่ยนเป็นสีเหลือง แสดงว่าไม่มีการใช้ Lysine

Butt

ผลบวก (+) : สีของ LIM เป็นสีม่วงเข้มกว่าเดิมหรือไม่เปลี่ยนสี แสดงว่ามีการใช้ Lysine

ผลลบ (-) : สีของ LIM เปลี่ยนเป็นสีเหลือง แสดงว่าไม่มีการใช้ Lysine

H₂S

ผลบวก (+) : ก้นหลอดของ LIM เป็นสีดำแสดงว่ามีการสร้าง H₂S

ผลลบ (-) : ก้นหลอดของ LIM ไม่เป็นสีดำแสดงว่า ไม่มีการสร้าง H₂S

c) Indole Test หยดน้ำยา Kovac's 2-3 หยดลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อ LIM ในข้อ b) เขย่าให้เข้ากันแล้วนำมาร้านผลิตั้งนี้

- | | |
|-----------|--|
| ผลบวก (+) | : เกิดวงแหวนสีแดงหรือเข้มพูรหัวงชั้นของอาหารเลี้ยงเชื้อ LIM และน้ำยา Kovac's |
| ผลลบ (-) | : เกิดวงแหวนสีน้ำตาล-เหลืองระหว่างชั้นของอาหารเลี้ยงเชื้อ LIM และน้ำยา Kovac's |

v) Serological confirmation

a) Negative Control Sample นำสไลเดอร์ที่ผ่านการทำความสะอาดแล้วหยด 0.85 % Normal saline solution 1 ลงบนสไลเดอร์ แล้วใช้เข็มเขี่ยเชื้อ (Inoculating needle) เขี่ยเชื้อจาก TSI agar ที่แสดงผลบวกคู่ กับ LIM ลงไปสังเกตการณ์เกิดปฏิกิริยาจับกลุ่มภายใน 30 - 60 วินาที หากเกิดตะกอนแสดงว่าเชื้อดังกล่าวไม่สามารถทดสอบซีโร่ไทป์ได้ เนื่องจากเชื้อ rough (หมายถึงเชื้อที่มีลักษณะโคโลนีไม่เรียบ จะตกรตะกอนกับ 0.85 % Normal saline solution และ antiserum ทุกชนิดทำให้ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นเชื้อชนิดใด) ถ้าไม่ตกรตะกอนใน 0.85 % Normal saline solution จึงนำไปทำการทดสอบต่อได้

b) การทดสอบเชื้อด้วยใช้ *Salmonella* polyvalent somatic (O) antiserum A-67 โดยนำสไลเดอร์ที่ผ่านการทำความสะอาดแล้วหยด antiserum A-67 ลงบนสไลเดอร์ แล้วใช้เข็มเขี่ยเชื้อ (Inoculating needle) เขี่ยเชื้อจาก TSI agar ที่ แสดงผลบวกคู่กับ LIM ลงไปสังเกตการตกรตะกอน (agglutination) บนสไลเดอร์

- | | |
|-------|--|
| ผลบวก | : เกิดการตกรตะกอนภายใน 30-60 วินาที |
| ผลลบ | : ไม่เกิดการตกรตะกอน (ลักษณะขาวขุ่น) เมื่อเทียบกับ Negative control sample |

c) การทดสอบเชื้อด้วยใช้ *Salmonella* polyvalent somatic (O) antiserum A-I โดยนำสไลเดอร์ที่ผ่านการทำความสะอาดแล้วหยด antiserum A-I ลงบนสไลเดอร์ แล้วใช้เข็มเขี่ยเชื้อ (Inoculating needle) เขี่ยเชื้อจาก TSI agar ที่ แสดงผลบวกคู่กับ LIM ลงไป สังเกตการตกรตะกอน (agglutination) บนสไลเดอร์

- | | |
|-------|--|
| ผลบวก | : เกิดการตกรตะกอนภายใน 30-60 วินาที แสดงว่าเชื้อที่ทดสอบนี้อยู่ระหว่าง group A ถึง group I ให้ทำการทดสอบเชื้อเพื่อจำแนกตามรายละเอียดในข้อ d) ต่อไป |
| ผลลบ | : ไม่เกิดการตกรตะกอน (ลักษณะขาวขุ่น) เมื่อเทียบกับ Negative control sample แสดงว่าเชื้อที่ทดสอบนี้อยู่ระหว่าง O group J (O group 17) |

ถึง O group 67 ให้สรุปว่าเชื้อที่ทำการทดสอบนี้จะอยู่ในระหว่างช่วง
Salmonella group J ถึง *Salmonella* O:67

d) การทดสอบเชื้อเพื่อจำแนก group ด้วย *Salmonella* polyvalent somatic (O) antiserum group A, B, C, D, E และ I โดยนำสไลด์ที่ผ่านการทำความสะอาดแล้วหยด *Salmonella* polyvalent somatic (O) antiserum group A, B, C, D, E และ I ลงบนสไลด์ (ทำทีละ group) แล้วใช้เข็มเขี่ยเชื้อ (Inoculating needle) เขี่ยเชื้อจาก TSI agar ที่แสดงผลบวกคู่กับ LIM ลงไปสังเกตการ ตกตะกอน (agglutination) บนสไลด์ โดยถ้าให้ผลบวกกับ O group ได้ก็ได้ให้ สรุปว่า เชื้อที่ทดสอบอยู่ group นั้น เช่น

ถ้าให้ผลบวกกับ *Salmonella* polyvalent somatic (O) antiserum group A ก็แสดงว่า เชื้อที่เขี่ยมาจาก TSI agar นั้นเป็น *Salmonella* group A

e) การแปลผล

Negative (-, ไม่พบ) แสดงว่าให้ผลลบตั้งแต่ในขั้น Selective plating

Positive (+, พบ) แสดงว่าให้ผลบวกตั้งแต่ในขั้น Selective plating ไปจนถึงขั้น

Biochemical confirmation และ Serological confirmation

โดยจะต้องระบุ group ที่พบ

วิธี Rapid Test สำหรับตรวจหาเชื้อ *Salmonella*

Rapid Presumptive Test Method

วิธีวิเคราะห์แบบรวดเร็ว (rapid method) ในด้านจุลชีววิทยาทางอาหาร ที่ถูกระบุเป็น Official Method ไว้ใน AOAC (Association of Official Analytical Chemistry) นั้นได้ผ่านการศึกษาร่วมกันระหว่างห้องปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งเรียกว่า Collaborative study โดยมีห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 8 แห่ง ทำการศึกษาร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและลงความเห็นว่าวิธีนี้นั้นมีความถูกต้องแม่นยำเพียงใด เป็นที่ยอมรับได้หรือไม่ในกรณี AOAC ยอมรับแล้ว US. FDA ก็จะระบุไว้ในคู่มือการวิเคราะห์ BAM (Bacteriological Analytical Manual)

Rapid Test ที่ถูกระบุเป็น Official Method ใน AOAC นั้นเป็น Screen Test หรือ Presumptive Test เท่านั้น โดยที่ตัวอย่างที่ให้ผลลบนั้นเชื่อถือได้ ส่วนตัวอย่างที่ให้ผลบวกนั้น จะต้องมีการตรวจยืนยัน (Confirmation Test) โดยวิธี Conventional ทุกครั้งไป

ข้อเสียของ Rapid Test คือ มีราคาสูง และมีหลายวิธีที่ใช้ได้ในบางเงื่อนไขเท่านั้น นอกนั้น จะต้องมีการ Enrichment ก่อนนำไปตรวจสอบโดยวิธี Rapid Test ได้

วิธี Rapid Test สำหรับตรวจหาเชื้อ *Salmonella* ที่ระบุใน AOAC

1. Fluorescent Antibody (FA) for *Salmonella* Screening Test

วิธีนี้ระบุไว้เป็นวิธี Screen Test ไม่ใช่ Confirmation Test เนื่องจาก Conjugate สามารถทำปฏิกิริยากับกลุ่ม Enterobacteriaceae อื่นๆ ด้วย ดังนั้น Enrichment Broth ของตัวอย่างที่ให้ผลบวกโดยวิธี FA Technique จะต้องนำมา Streak บน Selective Media (HE, XLD และ BSA) และนำ typical colonies ไปตรวจสอบยืนยันโดยวิธี Conventional Method

2. Colorimetric Monoclonal Enzyme Immunoassay for *Salmonella* Screening Test

3. Colorimetric Polyclonal Enzyme Immunoassay for *Salmonella* Screening Test

วิธีการตามข้อ 2. และข้อ 3. ได้ระบุไว้เนื่องจากพบว่า Monoclonal และ Polyclonal antibodies ที่ใช้ในการตรวจสอบสามารถให้ผล cross reaction กับ non-salmonella ได้ด้วย ดังนั้น Enrichment broth ของตัวอย่างที่ให้ผลบวก Enzyme immunoassay (EIA) จะต้องนำไป Streak บน Selective Agar (HEA, XLD และ BSA) และนำ typical colonies ไปตรวจสอบยืนยันโดยวิธี Conventional Method

4. DNA Hybridization for *Salmonella* Screening Test

วิธีนี้ใช้วิเคราะห์หา *Salmonella* ในอาหารทุกชนิด แต่เนื่องจากให้ผล false positive ด้วย ดังนั้นตัวอย่างที่ให้ผลบวกทั้งหมดต้อง confirm ด้วยวิธี Conventional Method ของตัวอย่างที่ให้ผลบวก Streak ลงบน Selective Agar ((HEA, XLD และ BSA) และนำ typical colonies ตรวจสอบยืนยันต่อไป

5. Hydrophobic membrane Filter for *Salmonella* Screening Test

วิธีนี้ใช้วิเคราะห์หา *Salmonella* ในอาหารประเภทต่างๆ เช่น ขอกโภเกต, เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก, ไข่ผง, pectin และ nonfat milk วิธีนี้ใช้ membrane filter ซึ่งแบ่ง surface ของ membrane ออกเป็นส่วนๆ ในขนาดที่เท่ากัน โดยใช้ hydrophobic material barrier หรือ line กันเป็น grid pattern วิธีนี้ระบุให้ต้อง confirm ด้วยวิธี Conventional Method

6. Motile *Salmonella* in food Immunodiffusion for *Salmonella* Screening Test

วิธีนี้ไม่ใช่เป็นวิธี Confirmation Test เพราะใช้หลักการของ polyvalent H (flagella) antibodies และในการทดสอบ นี้สามารถเกิด cross reaction กับ non-salmonella ได้ ที่สำคัญ อีกประการหนึ่งคือวิธีนี้ไม่สามารถตรวจสอบ เชื้อ non-motile salmonella ได้ ดังนั้นตัวอย่างที่ให้ผลบวกจะต้องนำไป streak บน Selective agar และนำ typical colonies ไปตรวจสอบยืนยัน โดยวิธี Conventional Method (มาลัย, 2541)

ตารางที่ 6.4 เป็นการแสดงวิธี rapid method ของการหาเชื้อ *Salmonella* ที่ได้รับการรับรอง โดย AOAC

ตาราง 6.4 AOAC-RI Performance Test Methods for Detection of *Salmonella* in Food and Related Products

Test kit	Manufacturer	Matrixes
Path-Stik	Lumac B.V.	food
Reveal	Neogen	food
Bioline ELISA	Bioline	food, feed
<i>Salmonella</i> Screen/ <i>Salmonella</i> Verify	Vicam L.P.	food, feed
Oxoid Rapid Test for <i>Salmonella</i>	Oxoid Ltd.	Food, feed
<i>Salmonella</i> DLP Assay	GENE-TRAK Systems Corp.	environmental samples
Dynabeads anti- <i>Salmonella</i> Kit	Dynal S.A.	food, feed
BIND <i>Salmonella</i> Rapid Assay kit	IDEXX Laboratories, Inc.	food, feed
Bax for Screening <i>Salmonella</i>	Qualicon	Milk, chicken, Turkey, beef, and pork
TECRA Unique	TECRA Diagnostics	Food and environmental samples

ที่มา : Downes, F. P. and ITO, K. (2001)

บทปฏิบัติการที่ 7

การตรวจวิเคราะห์ *Staphylococcus aureus* ในอาหาร

7.1 ความมุ่งหมาย(Purpose)

เป็นคู่มือในการตรวจวิเคราะห์ *Staphylococcus aureus* ในอาหาร

7.2. การใช้งาน (Application)

เพื่อใช้เป็นวิธีปฏิบัติในการตรวจวิเคราะห์ *Staphylococcus aureus* ในอาหาร

7.3 เอกสารอ้างอิง (References)

- 7.3.1 สร้อยทอง สายหยุดทอง. (ผู้บรรยาย). (16-17 กุมภาพันธ์ 2541). เทคนิคปฏิบัติการตรวจคุณภาพทางจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร ในเอกสารประกอบการฝึกอบรมเรื่อง “เทคนิคปฏิบัติการตรวจคุณภาพทางจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร” สำหรับบุคลากรบริษัทวันไทยอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด. หน้า 51 - 62. กรุงเทพฯ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- 7.3.2 ศิริโภม ทุ่งเก้า. (2543). ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา. 158 หน้า.
- 7.3.3 AOAC. (1995). Official Methods of Analyses of Association of Official Analytical Chemists. 16th ed. Associations of Official Analytical Chemist, Arlington, VA.
- 7.3.4 Difco Laboratories. (2009). Difco & BBL Manual of Microbiological Culture Media and Reagents. 2nd ed., Sparks, Maryland 211152 USA.
- 7.3.5 Downes, F. P. and ITO, K. (2001). Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 4th ed. American Public Health Association, Washington. DC. 676 p.
- 7.3.6 ICMSF. (1998). Microorganisms in Foods. Blackie Academic and Professional, London.
- 7.3.7 Merck company. (2002). Merck Microbiological Manual. KGaA, Darmstadt, Germany. From : [www. http://service.merck.de/microbiology/](http://service.merck.de/microbiology/)
- 7.3.8 U.S. Food and Drug Administration. (1995). Bacteriological Analytical Manual. 8th ed. AOAC International, Gaithersburg, MD.

7.4 นิยามและคำย่อ (Terminology and abbreviation)

7.4.1 BPA	=	Baird-Parker agar
7.4.2 BHI	=	Brain Heart Infusion Broth
7.4.3 TSA	=	Trypticase Soy Broth with 10% sodium chloride
7.4.5 MSA	=	Mannitol Salt Phenol - red Agar
7.4.6 MPN	=	Most Probable Number

7.5 หลักการทางวิทยาศาสตร์ (Principle)

S. aureus เป็นแบคทีเรียติดสีแกรมบวก รูปร่างกลมจับกันเป็นพวงอยู่น มีโคโนเนสเลลีองของสามารถเจริญได้ที่อุณหภูมิ 6.67 – 45.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตที่สุดคือ 35 องศาเซลเซียส เป็นพวง Facultative anaerobe คือ เจริญได้ดีในสภาพที่มีอากาศและมีอากาศเพียงเล็กน้อย ในสภาพที่มีอากาศค่า a_w (Water activity) ต่ำสุดที่จะเจริญได้คือ 0.86 ค่า pH ต่ำสุดเท่ากับ 4.8 ส่วนในสภาพที่ไม่มีอากาศค่า a_w ต่ำสุดเท่ากับ 9.0 ค่า pH ต่ำสุดจะอยู่ที่ 5.5 ค่า pH สูงสุดที่จะเจริญได้คือ 8.0 ทนเกลือ ได้ถึง 10 – 15 % และทนน้ำตาลที่มีความเข้มข้น 50 - 60 % นอกจากนี้ยังทนต่อสารพิษในไตรธ๊ ได้ด้วย *S. aureus* เป็นแบคทีเรียที่ทนต่อความร้อนได้ดี การใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ 66 องศาเซลเซียส นาน 12 นาที หรือ ใช้อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 80 นาที สามารถทำลายเชื้อด้วย หรือการใช้รังสีแกมมา 0.37 – 0.48 เมกกะเรด สามารถทำลาย *S. aureus* ได้หมด *S. aureus* สามารถสร้างเอนไซม์ coagulase ซึ่งทำให้ blood plasma ของคนและสัตว์แข็งตัว เราจึงเรียกเช่นนี้ว่า *Staphylococcus coagulase positive*

แหล่งที่พบ *S.aureus*

อาหารที่มีการปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคที่มีหลายชนิด "ได้แก่" อาหารพอกเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (แฮม ยอทดอก) สลัด อาหารพากนม เนย คัสตาร์ด ขนมสอดไส้ชีฟูต่างๆ คนและสัตว์จัดเป็นแหล่งของเชื้อที่ปนเปื้อนมาสู่อาหาร โดยเชื้ออาศัยอยู่ในรูจมูกและพบตามผิวน้ำ แลด ฝีต่างๆ ถ้ามีการพบ *S. aureus* ในอาหารประเภทผ่านการแปรรูป จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงสุขลักษณะของอาหารว่า มีการปนเปื้อนขึ้นภายหลังโดยอาจมาจากตัวผู้ประกอบอาหาร หรือระหว่างการเก็บ การขนส่ง ในอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำ การปนเปื้อนจะพบสารพิษ (Enterotoxin) มากกว่าตัวเซลล์ของแบคทีเรีย ถ้าตรวจพบตัวเซลล์แสดงว่าอาหารกระป๋องนั้นรู้ว่าการใช้ความร้อนไม่เพียงพอ อาหารกระป๋องจะแสดงอาการเสียให้เห็น

สารพิษ Enterotoxin

Enterotoxin ที่ผลิตโดย *S. aureus* เป็นสารประเภทโปรตีน มี 5 ชนิด คือ A B C D และ E สารพิษชนิด A และ D เป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษมากกว่าชนิดอื่น สารพิษของ *S. aureus* สามารถถลایได้ดีในน้ำและสารละลายเกลือ ทนต่อความร้อนได้สูง สามารถทนต่อความร้อน 100 องศาเซลเซียส ได้นานมากกว่า 30 นาที การใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส 10 นาที สามารถลดความรุนแรงของ toxin B ได้แต่ไม่สามารถทำลายได้หมด

สารพิษจะถูกสร้างขึ้นเมื่ออาหารนั้นมีจำนวนเซลล์ของแบคทีเรียหลายล้านเซลล์ต่อนิลลิตร หรือต่อกิโลกรัมอาหาร ถูกสร้างได้ที่อุณหภูมิ 15.6 – 46.1 องศาเซลเซียส แต่สร้างได้ในช่วง 21 -36 องศาเซลเซียส นักสร้างเมื่อจุลินทรีย์อื่นถูกทำลายไปหมดแล้ว เช่น อาหารที่ผ่านความร้อนแล้วถูกปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคนี้ในภายหลัง (สร้อยทอง, 2541)

การเกิดโรค

เมื่อรับประทานอาหารที่มีสารพิษเข้าไป จะทำให้เกิดอาการของโรคทางเดินอาหารอย่างเฉียบพลัน ภายใน 1 - 6 ชั่วโมง ความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับความด้านทานโรคของผู้ป่วยและปริมาณ สารพิษที่บริโภคเข้าไป มีอาการมีเม็ด คลื่นไส้ อาเจียน เป็นตะคริวที่ห้อง ห้องเดิน มีไข้ อาการจะหายเองภายใน 24 - 72 ชั่วโมง อัตราการตายพบได้น้อย

7.6 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตาราง Most Probable Number (MPN)

7.7 ความปลอดภัย (Safety)

7.7.1 ต้องสูงเสียคุณตลอดระยะเวลาปฏิบัติการเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าจุลินทรีย์ติดผิวนังหรือเสื้อผ้า รวมทั้งป้องกันตัวเองและเสือผ้าจากการกระเทือนของสารเคมีและสิ่งสกปรกต่างๆ

7.7.2 ห้ามรับประทานอาหาร ดีมหรือสูบบุหรี่ในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนห้ามเคี้ยว หรือกัดดินสอ ปากกา

7.7.3 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหน้าหรือตาระหว่างปฏิบัติงาน

7.7.4 ก่อนและหลังปฏิบัติงานทุกครั้งต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อความสะอาด บริเวณปฏิบัติงานทุกครั้ง

7.7.5 ต้องติดฉลาก แสดง ชื่อ วันที่ ตัวอย่าง ชนิด อาหารเลี้ยงเชื้อหรืออื่นๆ ลงบน จานเพาะเชื้อ หรืออุปกรณ์ทดลองเพื่อป้องกันการล้างหรือนำไปทิ้งโดยไม่ตั้งใจ

7.7.6 ใช้ตะเกียงบุนเสน หรือตะเกียงแอลกอฮอล์ด้วยความระมัดระวัง ห้ามวางตะเกียงดังกล่าวไว้ใกล้ภาชนะบรรจุและออกอโซล์หรือสารไวไฟต่างๆ รวมทั้งระมัดระวังมือและเส้นผม หรือส่วนต่างๆ ของร่างกายจากการถูกไฟลวก ดับตะเกียงทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

- 7.7.7 วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปนเปื้อนเชื้อต้องนำไปฝ่าเชื้อด้วยวิธีการที่เหมาะสม งานเพาะเชื้อ หลอดทดลองที่เลี้ยงเชื้อต้องนำไปนึ่งฆ่าเชื้อก่อนนำไปล้าง
- 7.7.8 สไลด์ที่ปนเปื้อนเชื้อต้องนำไปแข็งน้ำยาจากเชื้อ ก่อนนำไปจำจัดตัวยิธีการที่เหมาะสมต่อไป
- 7.7.9 ก่อนและหลังปฏิบัติการทุกครั้งต้องล้างมือด้วยสบู่ และเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ (แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์) ทุกครั้ง

7.8 เครื่องมือเครื่องใช้ (Equipments and supplies)

- 7.8.1 ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) ควบคุมอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส
- 7.8.2 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave)
- 7.8.3 เครื่องวัด pH (pH meter)
- 7.8.4 เครื่องซั่ง (Balance)
- 7.8.5 เครื่องแก้ว ได้แก่ Petri dishes, Pipette, Dilution bottle, Glass rod spreader
- 7.8.6 รยางเข็ปเปต
- 7.8.7 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath)
- 7.8.8 กระถางปลอดเชื้อ
- 7.8.9 เครื่องตีป่นอาหาร (Stomacher)
- 7.8.10 ถุงพลาสติกปลอดเชื้อ (Stomacher bag)
- 7.8.11 ห่วงเขี่ยเชื้อ (Loop)

7.9 สารมาตรฐาน (Standard)

อาหารเลี้ยงเชื้อและสารเคมี

- 7.9.1 Baird-Parker Agar (BPA)
- 7.9.2 Brain Heart Infusion Broth (BHI)
- 7.9.3 Coagulase plasma (rabbit) with EDTA
- 7.9.4 Hydrogen peroxide 3%
- 7.9.5 Latex agglutination test Kit (*Staphylococcus* plus ของบริษัท Oxoid)
- 7.9.6 Mannitol Salt Phenol - red Agar (MSA)
- 7.9.7 Nutrient Agar (NA)
- 7.9.8 Phenol Red Broth
- 7.9.9 Trypticase Soy Broth with 10% sodium chloride (TSA)

7.10 วิธีดำเนินการ (Procedures)

7.10.1. การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ

7.10.1.1 Baird-Parker Agar

ส่วนผสม

- Peptone from casein	10.0	กรัม
- Meat extract	5.0	กรัม
- Yeast extract	1.0	กรัม
- Sodium sulphadimidine (0.2%)	25.0	มิลลิลิตร
- Lithium chloride	5.0	กรัม
- Agar	15.0	กรัม
- น้ำกากลั่น	0.95	ลิตร

pH 7.4 + 0.2

วิธีการเตรียม

ละลายส่วนผสมในน้ำกากลั่น ต้มจนวุ่นละลายปรับ pH เป็น 7.0 ปรับปริมาตรเป็น 950 มิลลิลิตร ด้วยน้ำกากลั่น นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที ทิ้งให้เย็นจนมีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส

หมายเหตุ

เตรียมสารละลาย sodium sulphadimidine เข้มข้น 0.2% โดยละลาย sodium sulphadimidine (sulphamezathine) ใน 0.1 N sodium hydroxide 25 มิลลิลิตร ปรับปริมาตร ด้วยน้ำกากลั่น 250 มิลลิลิตร

ส่วนผสมเพิ่มเติม

ก. Glycine 20%

วิธีเตรียม ซึ่ง Glycine 20.0 กรัม ละลายในน้ำกากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร กำจัดเชื้อด้วยการกรองผ่านกระดาษกรองเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.45 ไมครอน

ข. 1% Potassium tellurite

วิธีเตรียม ซึ่ง potassium tellurite 1 กรัม ละลายในน้ำกากลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร กำจัดเชื้อด้วยการกรองผ่านกระดาษกรองเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.45 ไมครอน

ค. Egg-yolk tellurite enrichment

วิธีเตรียม แซ่บไข่ในเอทานอลเข้มข้น 70% นาน 1 ชั่วโมง แยกไข่แดงออกจากไข่ขาวโดยใช้เทคนิคปลดล็อก เชื้อ ผสมไข่แดง 3 ส่วนกับน้ำเกลือเข้มข้น 0.85% (normal saline) 7 ส่วน ปั่นที่ความเร็วสูง เป็นเวลา 5 วินาทีด้วย blender ผสมไข่แดงที่ปั่นแล้ว 50 มิลลิลิตร กับ 1% potassium tellurite 10 มิลลิลิตร (จากข้อ ข.) ผสมให้เข้ากัน และวนนำไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ก่อนนำไปใช้

วิธีเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อครับสูตร

เติมส่วนผสม (ก.)Glycine 20% ปริมาตร 25 มิลลิลิตร และส่วนผสม (ค.)Egg-yolk tellurite enrichment ปริมาตร 50 มิลลิตร ลงในส่วนผสมพื้นฐาน (อุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส) ปริมาตร 950 มิลลิลิตร

7.10.1.2 Brain Heart Infusion Broth(BHI)

ส่วนผสม

- Nutrient substrate (extracts of brain and heart, and peptone)	27.5 กรัม
- D(+)Glucose	2.0 กรัม
- Sodium chloride	5.0 กรัม
- di-Sodium hydrogen phosphate	2.5 กรัม
- น้ำกลั่น	1.0 ลิตร

pH 7.4 + 0.2

วิธีการเตรียม

ละลายส่วนผสมในน้ำกลั่น ปรับ pH เป็น 7.4 แบ่งใส่หลอดๆ ละ 0.5 มิลลิลิตร นึ่งฆ่าเชื้อที่ อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 15 นาที

7.10.1.3 Mannitol Salt Phenol - red Agar

ส่วนผสม

- Peptone	10.0	กรัม
- Meat extract	1.0	กรัม
- Sodium chloride	75.0	กรัม
- D(-) mannitol	10.0	กรัม
- Phenol red	0.025	กรัม
- Agar	12.0	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH 7.4 ± 0.2

วิธีเตรียม

ละลายส่วนผสมด้วยน้ำกลั่น ต้มจนวุ่นละลาย ปรับ pH เป็น 7.4 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร ด้วยน้ำกลั่น นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที ทิ้งให้เย็นจนมีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เทใส่จานเพาะเชื้อ

7.10.1.4 NA (Nutrient agar)

ส่วนผสม

- Peptone from meat	5.0	กรัม
- Meat extract	3.0	กรัม
- Agar	12.0	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH 7.4 ± 0.2

วิธีเตรียม

ละลายส่วนผสมด้วยน้ำกลั่น ต้มจนวุ่นละลาย ปรับ pH เป็น 7.4 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร ด้วยน้ำกลั่น นำเข้าข้อท่ออุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที

7.10.1.5 Phenol red broth

ส่วนผสม

- Peptone from meat	10.0	กรัม
- NaCl	5.0	กรัม
- Phenol red	0.025	กรัม
- น้ำกลั่น	900.0	มิลลิลิตร

pH 7.0 ± 0.2

วิธีเตรียม

ละลายส่วนผสมด้วยน้ำกลั่น ปรับ pH เป็น 7.0 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตรด้วยน้ำกลั่น นี้แบ่งใส่หลอดๆ ละ 10 มิลลิลิตร นำเข้าข้อท่ออุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที

7.10.1.6 Trypticase soy broth with 10% sodium chloride

ส่วนผสม

- Tryptone หรือ trypticase	17.0	กรัม
- Soya peptone หรือ phytone	3.0	กรัม
- Dipotassium hydrogen phosphate	2.5	กรัม
- Sodium chloride	5.0	กรัม
- D-Glucose	2.5	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH $7.0 + 0.2$

วิธีเตรียม

ละลายส่วนผสมด้วยน้ำกลั่น ปรับ pH เป็น 7.2 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตรด้วยน้ำกลั่นทำให้ปราศจากเชื้อที่ 121 องศาเซลเซียส 15 นาที

7.10.2 การตรวจวิเคราะห์ *Staphylococcus aureus*


การตรวจหาเชื้อ *Staphylococcus aureus* ในอาหารหรือวัสดุอื่นที่ใช้ประกอบอาหาร ถ้ามี เชื้อ ก็แสดงถึงคุณภาพการสุขาภิบาลของอาหารนั้นไม่ดี (poor quality of food sanitation) มักมี การปนเปื้อนหลังการประกอบอาหาร ซึ่งเกิดได้จากการสัมผัส การไอ หรือจาม ของผู้ประกอบอาหาร หรือปนเปื้อนมาในขั้นตอนการเก็บรักษาและการขนส่งอาหาร ถ้าพบ *S. aureus* จำนวนมาก ใน อาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูป (processed food) อาจบ่งบอกถึงการใช้ความร้อนไม่เพียงพอใน กระบวนการฆ่าเชื้อด้วย อายุ่รักษ์ตาม การสรุปว่าอาหารเป็นพิษเกิดจากเชื้อดังกล่าวนี้ จะต้องตรวจ สารพิษของเชื้อในอาหาร หรือพิสูจน์ได้ว่า เชื้อที่แยกได้จากอาหารนั้นผลิตสารพิษ

การตรวจหาเชื้อ *S. aureus* มี 2 วิธีคือ Direct Plate Count Method ดังภาพ 7.1 และวิธี Most Probable Number method ดังภาพ 7.5

7.10.2.1 Direct Plate Count Method

เป็นวิธีตรวจนับจำนวนเชื้อในอาหาร เหมาะสำหรับอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อนมากกว่า $> 100 \text{ CFU/g}$ ได้แก่ อาหารสด อาหารที่ไม่ได้ผ่านความร้อนสูงหรืออาหารที่มีการปนเปื้อนสูง การตรวจวิเคราะห์ *S. aureus* โดยวิธี Direct Plate Count Method แสดงดังภาพ 7.1


วิธีการตรวจวิเคราะห์



ภาพ 7.1 ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ *S. aureus* โดยวิธี Direct Plate Count Method

ลักษณะโคโลนีของ *S. aureus* บนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดต่างๆ

ลักษณะโคโลนีของ *S. aureus* บน Baird Parker agar คือ โคโลนี กลม ผิวเรียบ โคลงนูน ชุม ไม่แห้งขนาด 2 - 3 มม. สีเทาจนถึงดำ และมักมีขอบสีจางๆ ออกขาว ล้อมรอบด้วยบริเวณทึบตาม ด้วยขอบใสรอบโคโลนี ดังภาพ 7.2



Staphylococcus aureus
ATCC 25923

ภาพ 7.2 ลักษณะโคโลนี *S. aureus* บนจานอาหาร Baird-Parker egg-yolk tellurite agar

ที่มา: Mecrk Microbiology Manual. (2002)

หมายเหตุ ตัวอย่างอาหารที่ผ่านความร้อนในการฆ่าเชื้อมาแล้ว หรือตัวอย่างที่มีโอกาสการปนเปื้อน *S. aureus* น้อย ให้ใช้ Mannitol Salt Agar + 3% egg yolk แทน Baird Parker Agar จะให้โคโลนีเฉพาะของ *S. aureus* สีเหลือง มีวงโดยรอบสีขาวขุ่น ดังภาพ 7.3



ภาพ 7.3 ลักษณะโคโลนี *S. aureus* บนจานอาหาร Mannitol Salt Phenol Red Agar


ที่มา: Mecrk Microbiology Manual. (2002)

การทดสอบ Coagulase test

- ใช้ loop แตะโคลนี *S. aureus* ใส่ลงในหลอดที่มี BHI broth อุ่น 0.2 – 0.3 มิลลิลิตร
 - บ่มที่ 35 องศาเซลเซียส 18-24 ชั่วโมง
 - เติม Coagulase plasma ลงไป 0.5 มิลลิลิตร เขย่ากัน
 - บ่มที่ 35 องศาเซลเซียสนาน 6 ชั่วโมง ตรวจดูการแข็งตัวของ พลาสม่า (clotting)
 - ถ้าพลาสมายังไม่แข็งตัวให้บ่มต่อไปแล้วดูผลภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากนี้แล้วให้ตัดทิ้งได้
- รายงานผล Coagulase positive (เฉพาะ 3+ และ 4+ ส่วน 1+ และ 2+ ไม่ถือว่า positive)

ลักษณะการแข็งตัวของพลาสมา มี 4 แบบ (1+, 2+, 3+, 4+) ดังภาพ 7.4

- 1+ พลาสมารีบแข็งตัวแต่ยังไม่เป็นก้อน
- 2+ พลาสมารีบแข็งตัวเป็นก้อนขนาดเล็ก
- 3+ พลาสมารีบแข็งตัวเป็นก้อนขนาดใหญ่ แต่ยังมีบางส่วนที่ไม่แข็งตัวเหลืออยู่
- 4+ พลาสมารีบแข็งตัวทั้งหมด เมื่อคั่วหลอดกีบยังเกะกันหลอดอยู่เหมือนเดิม



ภาพ 7.4 ปริมาณการจับตัวของพลาสมาในการทดสอบโคแอกูลาส

ควรมีการทดสอบ *S. aureus* ยืนยันเพิ่มเติมโดยใช้ปฏิกริยาทางชีวเคมี เพื่อใช้ระบุสายพันธุ์ *S. aureus* โดยดูจากตาราง 7.1

ตาราง 7.1 ปฏิกริยาทางชีวเคมีเพื่อแยกเชื้อ *S.aureus*

	<i>S. aureus</i>	<i>S. epidermidis</i>	<i>Micrococcus sp.</i>
Catalase test	+	+	+
Coagulase test	+	-	-
Anaerobic utilization of			
-glucose	+	+	-
-mannitol	+	-	-

การทดสอบ *S. aureus* ยืนยันเพิ่มเติม

- | | |
|------------------------------------|---|
| - ย้อม Gram stain | ได้แกรมบาก្ញปรงกลมอยู่กันเป็นกลุ่มคล้ายพวงองุ่น |
| - Catalase test | ให้ผลบวก |
| - Anaerobic utilization of glucose | ให้ผลบวก |

วิธีการทดสอบ

Catalase test

เพาะเชื้อบน Nutrient agar slant ที่ 35 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง แล้วป้ายเชื้อบนสไลด์ หยด 3% hydrogen peroxide ลงบนเชื้อ

ผลบวก : มีฟองอากาศเกิดขึ้น

Anaerobic utilization of glucose

เพาะเชื้อใน phenol red broth ที่มีน้ำตาลผสมอยู่แล้วปิดทับผิวน้ำอาหารนั้นด้วย พาราฟินเหลวหนาประมาณ 1 เซนติเมตร บ่มที่ 35 องศาเซลเซียส ดูการสร้างกรด

ผลบวก : สีอาหารเลี้ยงเชื้อเปลี่ยนจากแดงเป็นเหลือง

Anaerobic utilization of manitol

Anaerobic utilization of manitol ปลูกเชื้อด้วยแท่ง (stab) ตรงลงในอาหารวุ้น Mannitol 2 หลอด เทพาราฟินเหลวไว้เรื่อยๆ เชื้อสูง 1 เซนติเมตร ปิดทับหลอดที่ 1 หลอด ส่วนอีก 1 หลอด ไม่ต้องเทพาราฟินเหลวทับ บ่มที่ 35 องศาเซลเซียส ดูการสร้างกรด


ผลบวก : สีอาหารเลี้ยงเชื้อเปลี่ยนจากน้ำเงินเป็นเหลือง

การรายงานผล

นับจำนวนโคไลน์ *S. aureus* ทั้งหมดในหนึ่ง dilution (รวม 3 จานเพาะเชื้อ) คูณด้วย dilution factor รายงานเป็น CFU/g

7.10.2.2 วิธี Most Probable Number method (MPN)

วิธีนี้เหมาะสมสำหรับใช้ตรวจประเมินคุณภาพอาหารเป็นประจำ ในกรณีที่คาดว่ามีการปนเปื้อนของเชื้อน้อย ($< 100 \text{ CFU/g}$) ได้แก่ อาหาร ประเภท processed food, frozen foods และอาหารข้อขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร อย. วิธีการตรวจ *S. aureus* ด้วยวิธี Most Probable Number method โดยย่อแสดงดังภาพ 7.5



ภาพ 7.5 ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ *S. aureus* โดยวิธีเอ็มพีเอ็น

บทปฏิบัติการที่ 8
การตรวจวิเคราะห์ *Clostridium perfringens* ในอาหาร

8.1 ความมุ่งหมาย (Purpose)

เป็นคู่มือในการตรวจวิเคราะห์ *Clostridium perfringens* ในอาหาร

8.2 การใช้งาน (Application)

เพื่อใช้เป็นวิธีปฏิบัติในการตรวจวิเคราะห์ *Clostridium perfringens* ในอาหาร

8.3 เอกสารอ้างอิง (References)

- 8.3.1 ศิรพร กงบังเกิด. การตรวจวิเคราะห์ *Clostridium perfringens* ในอาหาร. เอกสารประกอบการสอน ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยนเรศวร. 2 หน้า.
- 8.3.2 สร้อยทอง สายหยุดทอง. (2541). การปนเปื้อนและการตรวจวินิจฉัย *Clostridium perfringens* ในอาหาร. เอกสารของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หน้า 63 – 70.
- 8.3.3 AOAC. (1995). Official Methods of Analyses of Association of Official Analytical Chemists. 16th ed. Associations of Official Analytical Chemist, Arlington, VA.
- 8.3.4 Downes, F. P. and ITO, K. (2001). Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 4th ed. American Public Health Association, Washington, DC.
- 8.3.5 ICMSF. (1998). Microorganisms in Foods. Blackie Academic and Profession, London.
- 8.3.6 Rhodehamel, E.J. and Harmon, S.M. (2001). *Clostridium perfringens*. Bacteriological Analytical Manual (BAM) [online]. สืบค้นจาก : <http://www.fda.gov/Food/ Science Research/Laboratory Methods /Bacteriological Analytical Manual BAM/ ucm070878. htm> เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556.
- 8.3.7 Sacks, L.E. and Thompson, P.A. (1978). "Clear, Defined Medium for the Sporulation of *Clostridium perfringens*." Journal Applied and Environmental Microbiology, Vol.35, pp. 405-410.
- 8.3.8 Zimbro M.J. and Power D.A. (2003). Difco & BBL Manual of Microbiological Culture Media. Maryland USA.


8.4 นิยามและคำย่อ (Terminology and abbreviation)

4.1 TSC= Tryptose Sulphite egg-yolk Cycloserine Agar

8.5 หลักการทางวิทยาศาสตร์ (Principle)

รูปร่างลักษณะทั่วไป

C. perfringens เป็นแบคทีเรียรูปหònปลายตัด (blunt ends) ไม่เคลื่อนที่ มีขนาด 8.0 – 1.5 ไมครอน ยาว 2 – 4 ไมครอน เชลล์ที่เริ่มเจริญในอาหารเลี้ยงเชื้อใหม่จะมีรูปร่างสั้นหรือกลมในขณะที่เชลล์ที่บ่มทึบไว้นานจะมีรูปร่างยาวกว่าและอาจต่อ กันเป็นสายเชลล์ของ *C. perfringens* ส่วนใหญ่มีแคปซูลหุ้มเชลล์เป็น polysaccharides ซึ่งชนิดของ polysaccharides ที่เป็นแคปซูลจะแตกต่างกันตามสายพันธุ์ และที่ผนังเชลล์จะพบน้ำตาล galactose, glucose และ rhamnose แตกต่างกันตามสายพันธุ์ (strain) และชนิด (type) เมื่อเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อทั่วไปสามารถสร้างแคปซูลได้แต่ไม่สร้างสปอร์ ถ้าสร้างสปอร์จะอยู่ค่อนข้างไปทางปลายเชลล์ (subterminal) โดยสปอร์จะทนต่อสารต้านการติดเชื้อทุกชนิด ยกเว้น formaldehyde และ glutaraldehyde แต่ vegetative cell มีความไวต่อความร้อนและสารต้านการติดเชื้อ ได้แก่ penicillin, erythromycin, cephalosporins, metronidazole, clindamycin แต่ต้องยกเว้น aminoglycosides นอกจากนี้ *C. perfringens* ยังสร้างสปอร์และเจริญได้ในที่ไม่มีอากาศ ไม่สามารถเคลื่อนที่ แต่สร้างแคปซูลและย่อยสลายเจลอาติน และมักน้ำตาลแลกโตสทำให้เกิดแก๊ส สำหรับลักษณะของเชลล์และสปอร์ของ *C. perfringens* แสดง ภาพ 8.1



ภาพ 8.1 เชลล์และสปอร์ของ *C. perfringens*

ที่มา : Sacks และ Tompson. (1978)

C. perfringens เจริญได้ดีที่อุณหภูมิระหว่าง 20 – 50 องศาเซลเซียส และที่ pH ในช่วง 5.5 – 8.0 สามารถสร้างสารพิษ (enterotoxin) คือที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และที่

pH ในช่วง 6.5 – 7.3 *C. perfringens* มี 5 ชนิด คือ A B C D และ E โดย ชนิด A ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ (food poisoning) โดยจะปนเปื้อนมากับวัตถุดิบ อาหารที่พบเชื้อนี้ส่วนใหญ่ได้แก่ อาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่ทำให้สุกหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก ในการทำให้อาหารสุกนั้น สปอร์ที่ทนต่อความร้อนจะรอดชีวิต บริมาณเชื้อในอาหารที่ทำเกิดอาการเจ็บป่วยนั้น อาจมีถึง 10^6 - 10^8 เชลล์ต่อกรัม สารพิษจะสร้างขึ้นจากเซลล์ที่กำลังสร้างสปอร์ แต่จะไม่ทนต่อความร้อน (heat labile) อาการที่เกิดขึ้นพบว่าจะทำให้ท้องเสีย (diarrhea) เป็นตะคริวที่ท้อง ท้องเดินอย่างแรง มักไม่พบอาการคลื่นไส้ หรืออาเจียน ระยะเวลาตั้งแต่ 8 – 24 ชั่วโมง อาการของโรคจะหายเองภายใน 12 - 24 ชั่วโมง อัตราการตายต่ำ แต่จะพบรุนแรงมากขึ้นในผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้สูงอายุ

อาหารที่พบว่ามักจะเป็นสาเหตุของการระบาดได้แก่ อาหารประเภทเนื้อวัว เมื่อไก่ ผัก และเครื่องเทศ สำหรับการปนเปื้อนอาจมาจากผู้คน ดิน มนต์สัตว์ หรืออุปกรณ์เครื่องมือไม่สะอาดสำหรับอุณหภูมิในการหุงต้มธรรมดามิสามารถทำลายสปอร์ได้ เพราะสปอร์สามารถทนอุณหภูมน้ำเดือดได้มากกว่าหนึ่งชั่วโมง นอกจากนี้การอุ่นอาหารให้ร้อนอีกครั้งด้วยอุณหภูมิประมาณ 70 – 80 องศาเซลเซียส ประมาณ 20 นาที จะเป็นการกระตุ้นให้มีการออกของสปอร์ที่ยังคงเหลืออยู่ในอาหาร และสามารถสร้างสารพิษขึ้นได้ การแข็งเย็นหรือการแข็งแข็งอาหารที่มีเซลล์ของเชื้อนี้หลงเหลืออยู่เป็นเวลานาน อาจทำให้เซลล์ตายได้ เซลล์จะหยุดการเจริญที่ -6 องศาเซลเซียส แต่ในขณะที่สปอร์ของเชื้อยังทนอยู่ได้ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังขั้นตอนการผลิต และวิธีเก็บรักษาอาหารต่างๆ เพื่อลดการปนเปื้อนหรืออันตรายจากเชื้อนี้

8.6 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

8.7 ความปลอดภัย (Safety)

8.7.1 ต้องสวมเสื้อคุณตلوตระยะเวลาปฏิบัติการเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อจุลทรรศ์ติดผิวนังหรือเสื้อผ้า รวมทั้งป้องกันตัวเองและเตือนผู้จากการกระเด็นของสารเคมีและสิ่งสกปรกต่างๆ

8.7.2 ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มหรือสูบบุหรี่ในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนห้ามเคี้ยว หรือกัดดินสอ หรือปากกา

8.7.3 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหน้าหรือตาระหว่างปฏิบัติงาน

8.7.4 ก่อนและหลังปฏิบัติงานทุกครั้งต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อความสะอาด บริเวณปฏิบัติงานทุกครั้ง

8.7.5 ต้องติดฉลาก แสดง ชื่อ วันที่ ตัวอย่าง ชนิด อาหารเลี้ยงเชื้อหรืออื่นๆ ลงบน จานเพาะเชื้อ หรืออุปกรณ์ ทดลองเพื่อป้องกันการล้างหรือนำไปตั้งไว้

8.7.6 ใช้ตะเกียงบุนเสน หรือตะเกียงแอลกอฮอล์ด้วยความระมัดระวัง ห้ามวางตะเกียงดังกล่าวไว้ใกล้ภาชนะบรรจุแอลกอฮอล์หรือสารไวไฟต่างๆ รวมทั้งระมัดระวังมือและเส้นผม หรือส่วนต่างๆ ของร่างกายจากการถูกไฟลวก ดับตะเกียงทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

- 8.7.7 วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ป่นเป็นเนื้อต้องนำไปฆ่าเชื้อด้วยวิธีการที่เหมาะสม งานเพาะเชื้อ หลอดทดลองที่เลี้ยงเชื้อต้องนำไปนึ่งฆ่าเชื้อก่อนนำไปล้าง
- 8.7.8 สไลด์ที่ป่นเป็นเนื้อต้องนำไปแข็งน้ำยาจากเชื้อ ก่อนนำไปกำจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสมต่อไป
- 8.7.9 ก่อนและหลังปฏิบัติการทุกครั้งต้องล้างมือด้วยสบู่ และเช็ดด้วยน้ำยาจากเชื้อ (แอลกออล์ 70) ทุกครั้ง

8.8. เครื่องมือเครื่องใช้ (Equipments and supplies)

- 8.8.1 ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) ควบคุมอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส
- 8.8.2 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave)
- 8.8.3 เครื่องวัด pH (pH meter)
- 8.8.4 เครื่องซิง (Balance)
- 8.8.5 เครื่องแก้ว ได้แก่ Petri dishes, Pipette, Dilution bottle, Glass rod spreader, Slide
- 8.8.6 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath)
- 8.8.7 กระถางปลดล็อกเชื้อ
- 8.8.8 ถุงพลาสติกปลดล็อกเชื้อ (Stomacher bag)
- 8.8.9 ห่วงเชี่ยงเชื้อ (Loop)
- 8.8.10 Anaerobic jar ขนาด 2.5 ลิตร
- 8.8.11 เครื่องตีผงสมอาหาร (Stomacher)

8.9 สารมาตรฐาน (Standard)

- 8.9.1 Iron Milk Medium
- 8.9.2 Lactose – Gelatin Medium
- 8.9.3 Liver Infusion Broth
- 8.9.4 Motility – Nitrate Medium
- 8.9.5 Nitrate detection reagents
- 8.9.6 Peptone diluent
- 8.9.7 Thioglycollate Medium
- 8.9.8 Tryptose – Sulfite – Cycloserine agar (TSC)

- น้ำกลั่น 1.0 ลิตร
pH 7.4 ± 0.2

วิธีการเตรียม

ปรับ pH เป็น 7.4 แบ่งใส่หลอดๆ ละ 10 มิลลิลิตร และใส่หลอดดักแก๊ส (durham tube) นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 15 นาที

8.10.1.4 Motility Nitrate Mediumส่วนผสม

- Beef extract	3.0	กรัม
- Peptone	5.0	กรัม
- Potassium nitrate	5.0	กรัม
- Disodium phosphate	2.5	กรัม
- Galactose	5.0	กรัม
- Glycerol	5.0	กรัม
- Agar	3.0	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH 7.4 ± 0.2

วิธีเตรียม

ละลายส่วนผสมด้วยน้ำกลั่น ต้มจนวุ่นละลาย ปรับ pH เป็น 7.4 ด้วย 0.1N NaOH ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตรด้วยน้ำกลั่น บรรจุในหลอดขนาด 13 x 100 มิลลิเมตร หลอดละ 3 มิลลิลิตร ทำให้ปราศจากเชื้อที่ 121 องศาเซลเซียส 15 นาที

8.10.1.5 Nitrate reduction reagents

สารละลาย ก.

ละลาย sulfanilic acid 0.5 กรัม และ glacial acetic acid 30.0 กรัม ในน้ำกลั่น 120 มิลลิลิตร

สารละลาย ข.

ละลาย N (1-naphthyl) ethylenediamine dihydrochloride 0.2 กรัม และ glacial acetic acid 30.0 กรัม ในน้ำกลั่น 120 มิลลิลิตร

8.10.1.6 Peptone diluentส่วนผสม

- Peptone	1.0	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH 7.0 ± 0.2

วิธีการเตรียม

ละลายเปปโตน 1 กรัม ในน้ำกลั่น ปรับ pH เป็น 7.0 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตรด้วยน้ำกลั่น นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 15 นาที

8.10.1.7 Fluid Thioglycolate Broth

ส่วนผสม

- Peptone from casein	15.0	กรัม
- Yeast extract	5.0	กรัม
- D(+) Gluclose	5.0	กรัม
- L-cystine	0.5	กรัม
- Sodium chloride	2.5	กรัม
- Sodium thioglycollate	0.5	กรัม
- Resazurine sodium	0.001	กรัม
- Distilled water	1.0	ลิตร

pH 7.0 ± 0.2

วิธีการเตรียม

ละลายส่วนผสมในน้ำกลั่น ต้มจนวุ่นละลายปรับพีเอชเป็น 7.0 ปรับด้วย 0.1 N NaOH ปริมาตรเป็น 1 ลิตร ด้วยน้ำกลั่น บรรจุในหลอดแก้วขนาด 16×150 มิลลิเมตร หลอดละ 10 มิลลิลิตร นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที

8.10.1.8 TSC (Tryptose Sulphite egg-yolk Cycloserine Agar)

ส่วนผสม

- Tryptose	15.0	กรัม
- Peptone from soymeal	5.0	กรัม
- Yeast extract	5.0	กรัม
- Sodium disulfite	1.0	กรัม
- Ammonium-iron(III) citrate	1.0	กรัม
- Agar	15.0	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

วิธีการเตรียม

ละลายส่วนผสมด้วยน้ำกลั่น ต้มจนวุ่นละลาย ปรับ pH เป็น 7.4 ด้วย 0.1N NaOH ปรับปริมาตรเป็น ลิตร ด้วยน้ำกลั่น นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที ทิ้งให้เย็นที่ อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส

ส่วนผสมเพิ่มเติม

ก. Egg yolk emulsion

วิธีเตรียม แซ็พไข่ไก่ในโอทานอลเข้มข้น 70% นาน 1 ชั่วโมง และใช้แองออกอกจากไข่ขาวโดยใช้เทคนิค ปลอดเชื้อ ผสมไข่แดง 1 ส่วนกับน้ำเกลือเข้มข้น 0.85% (normal saline) 1 ส่วน ปั่นที่ความเร็วสูง เป็นเวลา 5 วินาทีด้วย blender ผสมให้เข้ากัน แล้วนำไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ก่อนนำไปใช้

ข. 4% Cycloserine

วิธีเตรียม ซั่ง Cycloserine 4 กรัม ละลายในน้ำกลั่น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร กำจัดเชื้อด้วย การกรองสารละลายผ่านกระดาษกรอง เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.45 มิครอน

วิธีเตรียม TSC แบบครบสูตร

เติม egg- yolk emulsion 40 มิลลิลิตร และ 4% cycloserine 5 มิลลิลิตร ลงในส่วนผสม พื้นฐาน (อุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส) ปริมาตร 500 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน เทใส่จานเพาะเชื้อ

8.10.2 วิธีการตรวจวิเคราะห์ *C. perfringens*

วิธีการวิเคราะห์ *C. perfringens* มี 2 วิธีการ ได้แก่


- I). การตรวจนับจำนวนโคโลนี (Enumeration method) แสดงดังภาพ 8.2
- II). Detection method (การตรวจเพื่อรายงานว่าพบรึไม่พบ) แสดงดังภาพ 8.3

I. การตรวจนับจำนวนโคโลนี (Enumeration method)

Direct plate count method

เป็นการตรวจนับ *C. perfringens* ในอาหาร โดยนับได้ทั้ง Viable cell และ spore การเตรียมตัวอย่างอาหารเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ ควรส่งตัวอย่างทันทีที่ทำได้ ในการนี้ที่ส่งตรวจทันทีไม่ได้ไม่ควรนำตัวอย่างแข็งเย็นหรือแข็งเป็นเวลานานๆ เพราะเซลล์ของ *C. perfringens* ไม่ทนความเย็น และการตายจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อยูในสภาพแข็งเยือกแข็ง.

วิธีการวิเคราะห์ *C. perfringens* โดยวิธีการตรวจนับโคโลนี



ภาพ 8.2 ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ *C. perfringens* โดยการตรวจนับโคโลนี

โคลนีที่ให้ลักษณะเฉพาะของ *C. perfringens* ควรนำมาตรวจยืนยันในขั้นต้นและการทดสอบขั้นสมบูรณ์ต่อไป

การตรวจยืนยันในขั้นต้น (Presumptive medium test) โดยมีวิธีการดังนี้

1. เลือกโคลนีสีดำบน TSC มา 10 โคลนี
2. ใช้คุปแทะโคลนีแล้วใส่ในหลอด fluid thioglycolate Broth ที่มีไอล่ากาซออกแล้ว หลอดละ 1 โคลนี
3. บ่มที่ 35 องศาเซลเซียส นาน 18-24 ชั่วโมง
4. ปีเปต 1 มิลลิลิตร ของ fluid thioglycolate broth ที่บ่มแล้วลงใน iron-milk medium
5. บ่มที่ 46 องศาเซลเซียส ใน water bath 2 ชั่วโมง
6. ตรวจดูการเกิด stormy fermentation ทุกชั่วโมง (นมจะจับตัวกันเป็นก้อน)
7. รายงานว่าเป็น *C. perfringens* โดยไม่ต้องทดสอบยืนยันในขั้นสมบูรณ์

หมายเหตุ ในกรณีที่ให้ผล stormy fermentation + vc หลังจาก 5 ชั่วโมงแล้ว หรือในการศึกษาเพื่อหาสาเหตุของเชื้อที่มีการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษเกิดขึ้น ต้องทดสอบยืนยันในขั้นสมบูรณ์ต่อไป

การทดสอบยืนยันขั้นสมบูรณ์ (Completed confirmation test) โดยมีวิธีการดังนี้

1. ถ่ายเชื้อ thioglycollate broth ที่บ่มเชื้อไว้แล้ว 2 loop ลงใน motility – nitrate และ lactose – gelatin medium (stab หกอย่างครึ่ง)
2. บ่มที่ 35 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง
3. ตรวจผล *C. perfringens* โดยเทียบจากตาราง ตาราง 8.1

ผลการทดสอบ ปฏิกิริยาชีวเคมีของ *C. perfringens* ให้ผลการทดสอบดังตารางที่ 8.1

วิธีการทดสอบ ปฏิกิริยาชีวเคมี

- การทดสอบการสร้างกรดและแก๊ส

Lactose Gelatin Medium เป็นสื่อที่เปลี่ยนสีจากแดงเป็นเหลืองแสดงว่า แบคทีเรียสร้างกรด และแก๊ส จากนั้นนำหลอดทดสอบไปแข่ย์เย็น 5 องศาเซลเซียส 1 ชั่วโมง gelatin จะไม่แข็งตัว ถ้า gelatin แข็งตัว ให้นำไปบ่มต่อที่ 35 องศาเซลเซียส 24 - 48 ชั่วโมง และดูผลอีกครั้ง

ผล *C. perfringens* : สร้างกรด และแก๊ส จากน้ำตาลแลกโตส และย่อย gelatin ภายใน 24 ชั่วโมง

- การทดสอบการรีดิวส์ในเตอร์

เติมซัลฟานิก แอซิด (reagent A) 0.5 มิลลิลิตร และแอลฟ่าแนพทอล (reagent) B 0.2 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดสอบ ตามลำดับ จะได้สีส้มภายใน 5 นาที ถ้าไม่มีสีให้เติมผง zinc metal ลงไป รอ 2 - 3 นาที ถ้าไม่มีสีส้มเกิดขึ้น แสดงว่าในเตอร์ทุกรีดิวส์เป็นแก๊สในเตอร์ Jen ถ้ามีสีแดงเกิดขึ้น หลังเติมผงสังกะสี แสดงว่า เชื้อไม่สามารถรีดิวส์ในเตอร์ได้

ผล *C. perfringens* : รีดิวส์ในเตอร์ได้

ตาราง 8.1 แสดงปฏิกิริยาข้อความของ *C. perfringens* และ *Clostridium* สปีชีีย์อื่น

Species	Motility - Gelatin		Lactose - Gelatin		Fermentation	
	Medium		Medium		Gelatin	Salicin
	Motility	Nitrite	Acid/gas	liquefied	(24 h)	Raffinose (72 h)
<i>C. perfringens</i> Type A	-	4+	AG/T	+(48)	-	A
<i>C. absonum</i>	+	(+)	AG/CS	-	AG	-
<i>C. baratii</i>	-	3+	AG/CS	-	AG	-
<i>C. celatum</i>	-	2+	A/CS	-	A	-
<i>C. paraperfringens</i>	-	3+	AG/CS	-	AG	-
<i>C. sordiniense</i>	±	(+)	AG/CS	-	AG	-

A= acid; AG = acid and gas; T= turbid

CS = clear with sediment cell; + = positive; (+) = weak; - = negative

ที่มา : Downes และ ITO. (2001).

การรายงานผล

$$\text{จำนวนโคโลนี/กรัมของอาหาร} = A \times C/B \times D \times 10$$

A = จำนวนโคโลนีที่นับได้ทั้งหมดเฉลี่ยต่อ 1 เพลท

B = จำนวนโคโลนีที่เลือกมาทดสอบ

C = จำนวนโคโลนีที่ให้ผลถูกต้อง

D = Dilution factor เช่น เลือกเพลทของ dilution 10^{-3} , D = 10^3

$\times 10$ หมายถึง ตัวอย่างเริ่มต้นเจือจางที่ 1 : 10

การทำ Spore count

ทดสอบตามแบบ Direct plate method แต่หลังจากใส่ตัวอย่าง 25 กรัม ลงใน peptone 225 ml แล้ว ให้แบ่งตัวอย่างใส่ใน screw cap tube แล้วแช่ใน water bath อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส 20 นาที แล้วจึงนำไปทำ dilution และลงจานเพาะเชื้อต่อไป

II. Detection method (การตรวจเพื่อรายงานว่าพับหรือไม่พับ)

ใช้ในกรณีที่ตัวอย่างอาหารมีโอกาสปนเปื้อนด้วย *C. perfringens* น้อย วิธีการตรวจวิเคราะห์ แสดงดังภาพ 8.5

ซึ่งตัวอย่าง 2 กรัมลงในหลอดที่มี Liver Infusion Broth 10 – 20 มล.

(ใส่ durham tube ในหลอดด้วย)

ปั่นที่ 35 -37 องศาเซลเซียส 20-24 ชั่วโมง

เลือกหลอดที่ขึ้นและให้แก๊ส

Streak บน TSC agar ที่เติม egg yolk 8%

ปั่นที่ 35 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง

เลือกโคโลนีมีสีเทาแกมเหลือง (yellowish grey)

ขนาด 1 - 2 มม. โคโลนีล้อมรอบด้วยวงขาวๆ นุ่น

เนื่องจากมีการย่อยของไข่แดง (lecithinase production)

ใช้ loop แตะโคโลนีใส่ลงใน fluid thioglycolate broth

ปั่นที่ 35 องศาเซลเซียส 18-24 ชั่วโมง

นำไปทดสอบยืนยันต่อไปเหมือนวิธีการตรวจนับ

รายงานผลเป็นพับหรือไม่พับ (detected or not detected)

ภาพ 8.3 ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ *C. perfringens* เพื่อรายงานว่าพับหรือไม่พับ

บทปฏิบัติการที่ 9

การตรวจวิเคราะห์จำนวน *V. cholerae* และ *V. parahaemolyticus* ในอาหาร

9.1 ความมุ่งหมาย (Purpose)

เป็นคู่มือในการตรวจวิเคราะห์จำนวน *V. cholerae* และ *V. parahaemolyticus* ในอาหาร

9.2 การใช้งาน (Application)

เพื่อใช้เป็นวิธีปฏิบัติในการตรวจวิเคราะห์จำนวน *V. cholerae* และ *V. parahaemolyticus* ในอาหาร

9.3 เอกสารอ้างอิง (References)

9.3.1 ธีรพร กงบังเกิด. การตรวจวิเคราะห์ *V. parahaemolyticus* ในอาหาร. เอกสาร ประกอบการสอน ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. 3 หน้า.

9.3.2 บุญส่ง แสงอ่อน. (2547). จุลชีวิทยาทางอาหารภาคปฏิบัติการ. ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พิษณุโลก. 76 หน้า.

9.3.3 ศิริโภม ทุ่งเก้า. (2543). ปฏิบัติการจุลชีวิทยาทางอาหาร. ภาควิชาจุลชีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา. 158 หน้า.

9.3.4 AOAC. (1995). Official Methods of Analyses of Association of Official Analytical Chemists. 16th ed. Associations of Official Analytical Chemist, Arlington, VA.

9.3.5 Downes, F.P. and ITO, K. (2001). Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 4th ed. American Public Health Association, Washington, DC.

9.3.6 ICMSF. (1998). Microorganisms in Foods. Blackie Academic and Professional, London.

9.3.7 U.S. Food and Drug Administration. (1995). Bacteriological Analytical Manual. 8th ed. AOAC International, Gaithersburg, MD.

9.4 นิยามและคำย่อ (Terminology and abbreviation)

- 9.4.1 Alkaline peptone water (0.5% NaCl)
- 9.4.2 Lysion Iron Agar (LIA)
- 9.4.3 Thiosulphate Citrate Bile Salt Sucrose Agar (TCBs)
- 9.4.4 Triple Sugar Iron Agar (TSI)

9.5 หลักการทางวิทยาศาสตร์ (principle)

Vibrio เป็นแบคทีเรียชนิด facultative anaerobe เป็นแบคทีเรียแกรมลบ รูปท่อนตรงหรือโค้ง ไม่สร้างสปอร์ เคลื่อนที่ได้ เป็นพวกชอบเกลือ (halophile) เจริญได้ในอาหารที่มีเกลือ ส่วนใหญ่ผลิตเอนไซม์ออกซิเดส (oxidase) และค็อกเตลส์ catalase ได้ หมักน้ำตาลกลูโคสไม่ได้ก้าชเป็นผลผลิต *Vibrio* ชนิดที่ทำให้เกิดโรคในมนุษย์ที่สำคัญได้แก่ *V. cholerae* และ *V. parahaemolyticus*

V. cholerae

Vibrio ชนิดนี้เป็นสาเหตุของการ อหิวาตกโรค (cholera) ที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่มีเชื้อนี้ปนเปื้อน *V. cholerae* สายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรค เรียกว่า ซีโรไทป์ โอวน (serotype O 1) สำหรับซีโรไทป์ที่มีสมบัติทางชีวเคมีเหมือนหรือคล้ายกับซีโรไทป์ โอวน เมื่อทดสอบกับแอนติซีรัมต่อแอนติเจนชนิด กลุ่ม 1 ของ *V. cholerae* จะไม่เกิดการเกาะกลุ่มจึงจัดเป็น ซีโรไทป์ นอน-โอวน (serotype non-O1) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดอาการรุนแรงน้อยกว่าพากแรก ซีโรไทป์ โอวนอาจแบ่งได้ออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ Inaba Ogawa และ Higojima ถ้าที่อยู่ของ *V. cholerae* ได้แก่ น้ำทะเลบริเวณชายฝั่ง ตะกอนดิน และสัตว์ทะเล โดยพบมากในเขตวัฒนธรรมและเขตตอบอุ่น นอกจากนั้นยังพบ *Vibrio* ชนิดนี้ได้ในน้ำกร่อยและน้ำจืด อาหารที่มักเป็นสาเหตุการระบาดของเชื้อนี้ ได้แก่ อาหารทะเลสดหรือปรุงไม่สุก ผักสด รวมทั้งอาหารที่ผ่านกรรมวิธีที่มีการปนเปื้อนของเชื้อลงไปภายในแหล่ง

V. parahaemolyticus

ลักษณะสำคัญของ *Vibrio* ชนิดนี้คือ ต้องการเกลือในการเจริญ (halophile) โดยเจริญได้เมื่อมีเกลือความเข้มข้น 0.5 – 8.0 % ดังนั้น จึงไม่พบ *Vibrio* ชนิดนี้ในน้ำจืด ช่วง pH ที่เจริญได้คือ 4.8 - 11.0 อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญคือ 37 องศาเซลเซียส ไม่สามารถอดชีวิตในอุณหภูมิต่ำกว่า 5 - 7 องศาเซลเซียส แต่มีชีวิตอยู่ได้ค่อนข้างนานในอุณหภูมิเยือกแข็ง สายพันธุ์ที่ก่อโรคผลิตเอนไซม์อย่างถาวรสเตาฟอร์ดเดงชนิดทนความร้อน (heat stable hemolysis) การทดสอบเพื่อหาเอนไซม์ชนิดนี้เรียกว่า Kanagawa test อาการที่ได้รับอาหารเป็นพิษจากแบคทีเรียชนิดนี้เรียกว่า กระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ (gastro enteritis) มักพบการระบาดในอาหารทะเลเดิบหรือปรุงไม่สุกจากทะเลเขตวัฒนธรรมและเขตตอบอุ่น อาหารที่มักพบเชื้อนี้ คือ อาหารประเภทปลา กุ้ง หอย ปู ทีดิบๆ หรือ ดิบๆ สุกๆ

อาการ จะมีอาการผิดปกติขึ้นหลังจากรับประทานอาหารที่มีเชื้อชนิดนี้เข้าไปประมาณ 2 - 48 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสุขภาพ อายุ เพศ และปริมาณที่บริโภค อาการที่เกิดขึ้นคือ ปวดท้อง ท้องเดิน คลื่นไส้ อาเจียน บางครั้งพบว่ามีไข้ หนาวสั่น และปวดศีรษะด้วย ผู้ป่วยจะหายเอง ภายใน 2 - 5 วัน อัตราผู้ป่วยที่ตายด้วยเชื้อนี้ต่ำมาก ส่วนใหญ่มักพบในเด็ก คนชรา และผู้มีร่างกายอ่อนแอก

9.6 เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Associated document)

9.7 ความปลอดภัย (Safety)

9.7.1 ต้องสวมเสื้อคลุมตลอดระยะเวลาปฏิบัติการเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อจุลทรรศน์ติดผิวนังหรือเสื้อผ้า รวมทั้งป้องกันตัวเองและเสื้อผ้าจากการกระเด็นของสารเคมีและสิ่งสกปรกต่างๆ

9.7.2 ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มหรือสูบบุหรี่ในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนห้ามเคี้ยว หรือกัดดินสองปากกา

9.7.3 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหน้าหรือตาระหว่างปฏิบัติงาน

9.7.4 ก่อนและหลังปฏิบัติงานทุกครั้งต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อความสะอาด บริเวณปฏิบัติงานทุกครั้ง

9.7.5 ต้องติดฉลาก แสดง ชื่อ วันที่ ตัวอย่าง ชนิด อาหารเลี้ยงเชื้อหรืออื่นๆ ลงบน จานแพะเชื้อ หรืออุปกรณ์ ทดลองเพื่อป้องกันการล้างหรือนำไปทิ้งโดยไม่ตั้งใจ

9.7.6 ใช้ตะเกียงบุนsen หรือตะเกียงแลกออกอโซล์ด้วยความระมัดระวัง ห้ามวางตะเกียงดังกล่าวไว้ ใกล้ภาชนะบรรจุและออกอโซล์หรือสารไวไฟต่างๆ รวมทั้งระมัดระวังมือและเส้นผม หรือส่วนต่างๆ ของร่างกายจากการถูกไฟลวก ดับตะเกียงทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

9.7.7 วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ป่นเปื้อนเชื้อต้องนำไปใส่เข้าด้วยวิธีการที่เหมาะสม จานแพะเชื้อ หลอดทดลองที่เลี้ยงเชื้อต้องนำไปนึ่งฆ่าเชื้อก่อนนำไปล้าง

9.7.8 สไลด์ที่ป่นเปื้อนเชื้อต้องนำไปแข็งน้ำเย็น เชื้อก่อนนำไปจำจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสมต่อไป

9.7.9 ก่อนและหลังปฏิบัติการทุกครั้งต้องล้างมือด้วยสบู่ และเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ (ออกอโซล์ 70) ทุกครั้ง

9.8 เครื่องมือเครื่องใช้ (Equipments and supplies)

9.8.1 ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) ควบคุมอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส

9.8.2 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave)

9.8.3 เครื่องวัด pH (pH meter)

9.8.4 เครื่องซั่ง (Balance)

9.8.5 เครื่องแก้ว ได้แก่ Petri dishes, Pipette, Dilution bottle, Glass rod

spreader, Slide

- 9.8.6 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (water bath)
- 9.8.7 กระถางปลดล็อกเชือก
- 9.8.8 ถุงพลาสติกปลดล็อกเชือก (stomacher bag)
- 9.8.9 ห่วงเชือก (Loop)

9.9 สารมาตรฐาน (Standards)

- 9.9.1 Alkaline peptone water (0.5% NaCl)
- 9.9.2 Bile Esculin Broth (BE)
- 9.9.3 Lysion Iron Agar (LIA)
- 9.9.4 Motile-Indole-Lysine Medium (MIL)
- 9.9.5 6.5% NaCl
- 9.9.6 Ornithine Decarboxylase Medium (ODC medium)
- 9.9.7 Peptone Broth (PB)
- 9.9.8 Peptone Broth Saline (PBS)
- 9.9.9 PR Mannitol
- 9.9.10 Thiosulphate Citrate Bile Salt Sucrose Agar (TCBs)
- 9.9.11 Triple Sugar Iron Agar (TSI)

9.10 วิธีดำเนินการ (Procedures)

9.10.1 การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ

9.10.1.1 Alkaline peptone water (with 0.5% NaCl)

ส่วนผสม

- Peptone	10.0	กรัม
- Sodium chloride	5.0	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH 8.6 ± 0.2

วิธีเตรียม

ละลายส่วนผสมในน้ำกลั่น ปรับ pH เป็น 8.6 ด้วย 1 N NaOH ปรับปริมาตรให้ครบ 1 ลิตร ด้วยน้ำกลั่น นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที

9.10.1.2 Bile Esculin (BE)

ส่วนผสม

- ผงสำเร็จรูป Bile esculin	64.0	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH 6.8 ± 0.2

วิธีเตรียม

ละลายส่วนผสมด้วยน้ำกลั่น ปรับ pH เป็น 6.8 ด้วย 1 N NaOH ปรับปริมาตรให้ครบ 1 ลิตร ด้วยน้ำกลั่น บรรจุหลอดแก้วขนาด 13 x 100 มิลลิเมตร นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที

9.10.1.3 Lysis Iron Agar (LIA)

ส่วนผสม

- Peptone	5.0	กรัม
- Yeast extract	3.0	กรัม
- Glucose	10.0	กรัม
- L-lysine hydrochloride	10.0	กรัม
- Ferric ammonium citrate	0.5	กรัม
- Sodium thiosulphate	0.04	กรัม
- Brom cresol purple	0.02	กรัม
- Agar	15.0	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

- น้ำกลั่น 1.0 ลิตร

pH 8.6 ± 0.2

วิธีเตรียม

ละลายส่วนผสมด้วยน้ำกลั่น ต้มจนวุ่นละลายปรับ pH เป็น 8.6 ด้วย 1N NaOH ปรับปริมาณให้ครบ 1 ลิตรด้วยน้ำกลั่น ต้มจนเดือดประมาณ 10 นาที (ไม่ต้องนึ่งฆ่าเชื้อ)

9.10.1.11 Triple Sugar Iron Agar

ส่วนผสม

- Peptone	20.0	กรัม
- Lactose	10.0	กรัม
- Sucrose	10.0	กรัม
- Glucose	1.0	กรัม
- Ferrous sulphate	0.2	กรัม
- Sodium chloride	5.0	กรัม
- Sodiumthiosulphate pentahydrate	0.3	กรัม
- Phenol red	0.024	กรัม
- Agar	15.0	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH 7.4 + 0.2

วิธีการเตรียม

ละลายส่วนผสมด้วยน้ำกลั่น ต้มจนวุ่นละลายปรับ pH เป็น 7.4 ด้วย 1N NaOH ปรับปริมาณให้ครบ 1 ลิตร บรรจุหลอดแก้วขนาด 13 x 100 มิลลิเมตร นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที ก่อนอาหารแข็งตัวนำหลอดอาหารมาวางในสักขะนะเอียงผิวน้ำ (slant)

9.10.2 วิธีการตรวจวิเคราะห์จำนวน *V. cholerae* และ *V. parahaemolyticus*

การตรวจสอบอาหารว่ามี *V. cholerae* และ หรือ *V. parahaemolyticus* ปนเปื้อนอยู่หรือไม่ อาศัยสมบัติของเชื้อ ได้แก่ การทนต่อเกลือน้ำดี (bile salts) การชอบเจริญในสภาพแวดล้อม และการทนเกลือ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้

1. การเพิ่มจำนวนในอาหารเหลว

อาหารเหลวที่ใช้เพิ่มจำนวน *V. cholerae* ได้แก่ Alkaline peptone water ที่มี pH เป็นด่างคือ 8.6 และมีเกลือความเข้มข้น 0.5% นอกจากนั้น ยังอาจเพาะเลี้ยงด้วย gelatin phosphate salts broth สำหรับ *V. parahaemolyticus* นั้นอาจเพิ่มจำนวนใน Alkaline peptone water เช่นเดียวกันแต่เพิ่มความเข้มข้นของเกลือเป็น 2-3 เ帛อร์เซ็นต์ หรืออาจเพาะเลี้ยงด้วย glucose salt teepol broth

2. การเพาะแยกเชื้อบนอาหารแข็งชนิดคัดเลือก (Selective media)

อาหารเลี้ยงเชื้อชนิดแข็งที่นิยมใช้เพาะแยก *Vibrio* โดยทั่วไป ได้แก่ Thiosulfate Citrate Bile Salt Sucrose (TCBS) Agar อาหารเลี้ยงเชื้อชนิดนี้มีซูโคโรสเป็นส่วนผสม และมีปรอทไรมอลบูล เป็นอินดิเคเตอร์ของการเปลี่ยน pH เมื่อ *V. cholerae* รวมทั้ง *Vibrio* อื่นบางชนิด เช่น *V. fluvialis* และ *V. algiolyticus* เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดนี้จะให้โคโลนีสีเหลืองเนื่องจากสามารถหมักซูโคโรสได้ สำหรับ *V. parahaemolyticus* รวมทั้ง *V. vulnificus* จะให้โคโลนีสีเขียวเนื่องจากไม่หมักซูโคโรส ลักษณะโคโลนีของ *V. cholerae* และ *V. parahaemolyticus* บน TCBS agar แสดงในตาราง 9.1

ตาราง 9.1 ลักษณะโคโลนีของ *V. cholerae* และ *V. parahaemolyticus* บนอาหารแข็ง TCBS agar

ชนิดของ <i>Vibrio</i>	ลักษณะโคโลนี
<i>V. cholerae</i>	ขนาด 2 - 3 มิลลิเมตร สีเหลือง กลม ผิวเรียบ แบบเล็กน้อย ขอบโคโลนีใส
<i>V. parahaemolyticus</i>	ขนาด 2 - 4 มิลลิเมตร สีเขียวอมฟ้า กลม ผิวเรียบ ทึบแสง มีจุดสีเขียวเข้มตรงกลาง

3..การทดสอบทางชีวเคมี

โคโลนีที่ให้ลักษณะเฉพาะของ *V. cholerae* หรือ *V. parahaemolyticus* บนอาหารเลี้ยงเชื้อ TCBS agar ควรนำมาทดสอบสมบัติทางชีวเคมีเบื้องต้น ได้แก่ การผลิตออกซิเดส ซึ่ง *Vibrio* ทั้งสองชนิดให้ผลบวก และเพาะเลี้ยงด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อ Triple Sugar Iron (TSI) Agar และ Lysine Iron Agar (LIA) ซึ่ง *V. cholerae* ให้ผลการทดสอบดังตาราง 9.2

ตาราง 9.2 การทดสอบทางชีวเคมีเบื้องต้นสำหรับ *V. cholerae*

อาหารเลี้ยงเชื้อ	การเปลี่ยนแปลงของอาหาร เลี้ยงเชื้อเมื่อมีการเจริญ ของ <i>V. cholerae</i>	การอ่านผล	การบันทึกผล
TSI agar	ส่วนเอียงมีสีเหลือง ส่วนก้นมีสีเหลือง ไม่มีรอยแทรก ไม่มีสีดำ	หมักซูโคส หมักกลูโคส ไม่ผลิตแก๊ส ไม่ผลิตไฮโดรเจนซัลไฟด์	Acid slant Acid bult Gas - H_2S -
LIA	เปลี่ยนเป็นสีม่วง ไม่มีสีดำ	ผลิตไลซินตีкар์บอกซิเลส ไม่ผลิตไฮโดรเจนซัลไฟด์	LDC + H_2S -

สำหรับ *V. parahaemolyticus* นั้น ให้ผลการทดสอบบน TSI agar และ LIA คล้ายคลึงกับ *V. cholerae* แต่ต่างกันที่ *V. parahaemolyticus* ทำให้ส่วนเอียงของ TSI agar ยังคงเป็นสีแดง (alkaline slant) เนื่องจากไม่หมักซูโคส



1. วิธีการตรวจวิเคราะห์จำนวน *V. parahaemolyticus*

วิธีการ

1. ซึ่งตัวอย่าง 25 กรัม ใส่ถุงปิดด้วยเข็มสารละลาย APW ที่มี 3 % NaCl ปริมาตร 225 มิลลิลิตร ถ้าตัวอย่างอาหารมีขี้นใหญ่ให้ใช้กรรไกรเรือเชือตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆ นำไปตีผสานด้วยเครื่องเป็นเวลา 60 วินาที

2. นำไปเจือจางใน sterile normal saline โดยใช้ปีเปตดูดสารละลายจากจากข้อ 1 จำนวน 1 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดน้ำกลั่นผ่าเชือที่มีปริมาตร 9 มิลลิลิตร โดยเจือจางจนถึง 10^3

3. ใช้ปีเปต ดูดสารละลายที่ความเจือจางต่างๆ จำนวน 0.1 มิลลิลิตร ใส่ในอาหารเลี้ยงเชื้อ TCBs ทำการ spread plate และนำไปปั่นอุณหภูมิ 35 -37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16 – 18 ชั่วโมง

4. นับจำนวนของเชื้อ *V. parahaemolyticus* โดยดูจากลักษณะโคโลนีของเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อ ซึ่งเชื้อนี้มีลักษณะเฉพาะคือ โคโลนีกลม สีเขียว หรือเขียวแกมน้ำเงิน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มิลลิเมตร และมีลักษณะหนึ่ง

5. ใช้ลูปเขี่ยเชื้อจากข้อ 4 มา streak ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ thiosulfate citrate bile salt agar (TCBS) เพื่อให้ได้โคโลนีเดียวๆ นำไปปั่นที่ 35 -37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16 -18 ชั่วโมง

6. นำเชื้อที่ต้องการตรวจสอบจากข้อ 5 มาทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีเพรียบเทียบกับเชื้อควบคุม *V. parahaemolyticus* ดังนี้

6.1 Oxidase test โดยหยด oxidase reagent ลงกระดาษกรอง แล้วใช้ลูปเขี่ยเชื้อมาป้ายที่กระดาษกรอง อ่านผลดังนี้

ผลบวก รอยขีดเชื้อเป็นสีน้ำเงินเข้ม

ผลลบ ไม่มีการเปลี่ยนสี

V. parahaemolyticus: ให้ผลบวก

6.2 ถ่ายเชื้อลงใน TSI slant ปั่นที่อุณหภูมิ 35 -37 องศาเซลเซียส 16-18 ชั่วโมง อ่านผลได้ดังนี้

K/A - ผิวุ้นเปลี่ยนเป็นสีแดง ก้นหลอดเปลี่ยนเป็นสีเหลือง

A/A - ผิวุ้นและก้นหลอดเปลี่ยนเป็นสีเหลือง

K/N, N/N, K/K- N ไม่เกิดการเปลี่ยนสี, K เปลี่ยนเป็นสีแดงเข้ม

เกิดก้าช เทียนรอยแตกหรือพองอากาศ

เกิดกําชໄໂຣเจນช້າໄຟດ໌ຈະເຫັນສືດຳກັນຫລວດ

V. parahaemolyticus ຈະໃຫ້ຜລ K/A ໄນເກີດກຍາຂ ແລະໄໂຣເຈນໜ້າໄຟດ໌

6.3 ແທງເຂົ້ອ (stab) ລົງໃນ Motile-Indole-Lysine medium ບໍ່ມໍຖືອຸນຫກົມ

35 -37 ອົງຄາເຊລເຊີຍສ ນານ 16-18 ຊົ່ວໂມງ ແລ້ວທຳການອ່ານຜລ

Motility test

ຜລບວກ ເຂົ້ອທີ່ເຈີ້ຍອອກມານອກຮອຍ stab ທຳໄ້ອາຫານຫຼຸ່ມ

ຜລຄບ ເຂົ້ອເຈີ້ຍແພາຮອຍ stab

Lysine decarboxylase test (LDC)

ຜລບວກ ອາຫານສ່ວນລ່າງມີສື່ມ່ວງ

ຜລຄບ ອາຫານສ່ວນລ່າງເປັນເປົ້າປະເປົາເປັນສື່ເຫຼືອງ

Lysine deaminase test (LDA)

ຜລບວກ ມີສື່ແಡັງທີ່ຜິວຫນ້າອາຫານ(ປະມານ 1/4 ຂອງຫລວດ)

ຜລຄບ ໄນເກີດສື່ແດນບົນຜິວຫນ້າອາຫານ

Indole test

ຜລບວກ ແກັບສື່ແດງ

ຜລຄບ ໄນເກັບສື່ແດງ

V. parahaemolyticus ໃຫ້ຜລ Motile+, LDC+, LDA-, Indole+

6.4 ໄສ່ເຂົ້ອລົງໃນອາຫານ Ornithine Decarboxylase medium (ODC

medium) ບໍ່ມໍຖືອຸນຫກົມ 35 -37 ອົງຄາເຊລເຊີຍສ ເປັນເວລາ 16-18 ຊົ່ວໂມງ ອ່ານຜລດັ່ງນີ້

ຜລບວກ ອາຫານມີສື່ມ່ວງ

ຜລຄບ ອາຫານເປັນເປົ້າປະເປົາເປັນສື່ເຫຼືອງ

V. parahaemolyticus ໃຫ້ຜລບວກ

6.5 ໄສ່ເຂົ້ອລົງໃນອາຫານ 6.5% NaCl ບໍ່ມໍຖືອຸນຫກົມ 35 -37 ອົງຄາເຊລເຊີຍສ ເປັນ

ເວລາ 16-18 ຊົ່ວໂມງ ອ່ານຜລດັ່ງນີ້

ຜລບວກ ອາຫານເປັນເປົ້າປະເປົາເປັນສື່ເຫຼືອງ

ຜລຄບ ອາຫານໄໝເປັນເປົ້າປະເປົາ

V. parahaemolyticus ສາມາດເຈີ້ຍໄດ້ ໃຫ້ຜລບວກ

6.6 ໄສ່ເຂົ້ອລົງໃນອາຫານ Peptone broth(PB) ບໍ່ມໍຖືອຸນຫກົມ 35 -37 ອົງຄາ
ເຊລເຊີຍສ ເປັນເວລາ 16-18 ຊົ່ວໂມງ ອ່ານຜລດັ່ງນີ້

ผลบวก อาหารจะขุน

ผลลบ อาหารจะใส ไม่ขุน

V. parahaemolyticus ให้ผลลบ

6.7 ใส่เชื้อลงในอาหาร Peptone broth saline (PBS) บ่มที่อุณหภูมิ 35-37 องศาเซลเซียส นาน 16-18 ชั่วโมง อ่านผลดังนี้

ผลบวก อาหารจะขุน

ผลลบ อาหารจะใสไม่ขุน

V. parahaemolyticus ให้ผลบวก

6.8 แทงเขื่อ (stab) ลงในอาหาร Bile esculin(BE) บ่มที่อุณหภูมิ 35 -37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16-18 ชั่วโมง อ่านผลดังนี้

ผลบวก อาหารเปลี่ยนเป็นสีดำ

ผลลบ อาหารไม่เปลี่ยนสี

V. parahaemolyticus ให้ผลลบ

6.9 ใส่เชื้อลงในอาหาร PR Mannitol บ่มที่อุณหภูมิ 35 -37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16 -18 ชั่วโมง อ่านผลดังนี้

ผลบวก อาหารเปลี่ยนเป็นสีเหลือง


ผลลบ อาหารเป็นสีเดิม

V. parahaemolyticus ให้ผลลบ

7. แปลผลเชื้อจากผลการทดสอบปฏิกิริยาทางชีวเคมีว่าเป็นเชื้อ *V. parahaemolyticus* หรือไม่ และลักษณะทางชีวเคมีของเชื้อที่น่าจะเป็น *V. parahaemolyticus* แสดงดังตาราง 9.3

การวิเคราะห์ *V. parahaemolyticus* จากอาหารทะเล

แผนภาพ การวิเคราะห์ *V. parahaemolyticus* จากอาหารทะเล แสดงดังภาพ 9.1



ภาพ 9.1 ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ *V. parahaemolyticus*

วิธีการทดสอบการเจริญในเกลือความเข้มข้นต่างๆ

1. เพาะเชื้อในอาหารเหลว tryptone broth ที่มี NaCl ความเข้มข้น 6 และ 8%
2. บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง

ผลของ *V. parahaemolyticus* : พบรการเจริญจากความชุ่มของอาหารเลี้ยงเชื้อที่มี NaCl ความเข้มข้น 6 และ 8


วิธีการทดสอบการหมักเซลโลไบโอล

- 1.. เพาะเชื้อลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ cellobiose fermentation broth
2. บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 24 ชั่วโมง

ผลของ *V. parahaemolyticus* : อาหารเลี้ยงเชื้อไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลือง (ผลลบ)

2. การตรวจวิเคราะห์ *V. cholerae*

แผนภาพการตรวจวิเคราะห์ *V. cholera* แสดงดังภาพ 9.2



วิธีการทดสอบเอนไซม์ออกซิเดส

- หยดสารละลาย tetramethyl -*p*-phenylenediamine hydrochloride 2-3 หยด ลงบนแผ่นกระดาษกรองที่วางในจานเพาะเชื้อสะอาด
- ใช้วัสดุแพลทินัม หรือเม็ดจิ้งพันปลอกดึงเชื้อโคโนนี และป้ายลงบนแผ่นกระดาษกรอง ผลของ *V. cholerae* : เกิดสีม่วงภายใต้แสง 5-10 วินาที (ผลบวก)

วิธีการการทดสอบ string test

- เจียดเชือก 1 ห่วง ผสมสารละลาย 0.5% sodium deoxycholate ในสารละลาย NaCl เก็บขั้น 0.85% 1 หยด บนแผ่นสไลด์ ทึบไว้เป็นเวลา 60 วินาที
- ใช้วัสดุแตะส่วนผสมยกขึ้นสูง 2-3 เซนติเมตรเพื่อตรวจสอบ ผลของ *V. cholerae* : ส่วนผสมยืดเป็นสาย (ผลบวก)

ตาราง 9.3 ลำดับน้ำหนาของเชื้อที่น่าจะเป็น *V. cholerae* และ *V. parahaemolyticus*

	<i>V. cholerae</i>	<i>V. parahaemolyticus</i>
TCBS agar	Y	G
Oxidase	+	+
Arginine dihydrolase	-	-
Ornithine decarboxylase	+	+
Lysine decarboxylase	+	+
0% NaCl	+	-
3% NaCl	+	+
Growth in (w/v):		
6% NaCl	-	+
8% NaCl	-	+
10% NaCl	-	-
Growth at 42องศาเซลเซียส	+	+
Sucrose	+	-
D-Cellobiose	-	V
Lactose	-	-
Acid from:		
Arabinose	-	+
D-Mannose	+	+
D-Mannitol	+	+
ONPG	+	-
Voges-Proskauer	V	-
10 µg O/129	S	R
Sensi- tivity to:		
150 µg O/129	S	S
Gelatinase	+	+
Urease	-	V

Abbreviations: TCBS, thiosulfate-citrate-bile salts-sucrose; mCPC, modified cellobiose-polymyxin B-colistin; AGS, arginine-glucose slant;

Y = yellow NG = no or poor growth S = susceptible nd = not done

G = green V = variable among strains R = resistant P = purple, V = variable

KK = Slant alkaline / Butt alkaline KA = Slant alkaline /Butt acidic, Ka = Slant alkaline/ Butt slightly acidic

ที่มา : Downes และ ITO. (2001)

บทปฏิบัติการที่ 10
การตรวจวิเคราะห์จำนวน *Bacillus cereus* ในอาหาร

10.1 ความมุ่งหมาย (Purpose)

เป็นคู่มือในการตรวจวิเคราะห์จำนวน *Bacillus cereus* ในอาหาร

10.2 การใช้งาน (Application)

เพื่อใช้เป็นวิธีปฏิบัติในการตรวจวิเคราะห์จำนวน *Bacillus cereus* ในอาหาร

10.3 เอกสารอ้างอิง (References)

10.3.1 สร้อยทอง สายหยดทอง. (2541). การตรวจนับ *Bacillus cereus* ในอาหาร.

เอกสารของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 4 หน้า.

10.3.2 ศิริโภม ทุ่งเก้า. (2543). ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา. 158 หน้า.

10.3.3 AOAC. (1995). Official Methods of Analysis of Association of Official
Analytical Chemists. 6th ed. Associations of Official Analytical
Chemist, Arlington, VA.

10.3.4 Downes, F.P. and ITO, K. (2001). Compendium of Methods for the
Microbiological Examination of Foods. 4th ed. American
Public Health Association, Washington, DC.

10.3.5 Granum, P.E. (1994). *Bacillus cereus* and its toxins. J. Appl. Bacterial.
Symp. Suppl. 76: 61S-66S.

10.3.6 Shinagawa, K. (1993). Serology and characterization of *Bacillus cereus* in
relation to toxin production. Bull. Int. Dairy Fed. 287: 42-49.
Speijers.

10.3.7 Tallent, S. M., Kotewicz K. M. and Bennett R.W. (2002). *Bacillus cereus*.
Bacteriological Analytical Manual (BAM) [online]. สืบค้นจาก :
<http://www.fda.gov/Food/ScienceResearch/LaboratoryMethods/BacteriologicalAnalyticalManual/UCM064948.htm>
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556

10.4 นิยามและคำย่อ (Terminology and abbreviation)

- 10.4.1 MYP = Mannitol–Egg–yolk–Polymyxin–Agar
- 10.4.2 Gram staining = การย้อมแกรม
- 10.4.3 Catalase test = การทดสอบค่าตะเลส ทดสอบโดยหยอด H_2O_2 3 % ลงบนโคลินีของเชื้อ ตรวจสอบการเกิดฟองแก๊ส ถ้าพบฟองแก๊สรายงานผลบวก
- 10.4.4 Lecithinase = การทดสอบการย่อยเลซิทินส์
- 10.4.5 Motility = การเคลื่อนที่ ของเชื้อจุลทรรศ์ที่ทดสอบในหลอดอาหาร ทดสอบ
- 10.4.6 Acid from mannitol = การผลิตกรดจากmannitol
- 10.4.7 Hemolysis = การย่อยสารละลายเม็ดเลือดแดง
- 10.4.8 Rhizoid growth = การเจริญแผ่คล้ายรากไม้

10.5 หลักการทางวิทยาศาสตร์ (principle)

รูปร่างลักษณะทั่วไป

B. cereus เป็นแบคทีเรียแกรมบวก รูปร่างเป็นท่อนขนาดใหญ่สามารถสร้างสปอร์ที่ทนความร้อนและเจริญได้ดีในที่มีอากาศ อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตคือที่ 30 องศาเซลเซียส แต่สามารถเจริญได้ในช่วงอุณหภูมิ 4 – 50 องศาเซลเซียส และค่า pH 4.9-9.3 สปอร์ของ *B. cereus* มีขนาดเล็กกว่าเซลล์ เคลื่อนที่ได้ สร้างเอนไซม์ hemolysis และเอนไซม์ที่ย่อยโปรตีนได้ สร้างสารเรนninทำให้น้ำนมจับตัวเป็นก้อนแข็ง สามารถพบระบัดของเชื้อโรคในอาหารหลายประเภท เช่น ในอาหารที่มีผักเป็นองค์ประกอบ ข้าวหุงสุก ข้าวผัด คัสตาร์ด ชูป ไข่ และนม

สารพิษ *B. Cereus* จะสร้างสารพิษ ได้ 2 ชนิด คือ

1. emetic toxin เป็นสารประเภทโปรตีนชนิด ring form "ไม่เป็นแอนติเจน มีคุณสมบัติสามารถทนความร้อนที่ใช้ในกระบวนการฆ่าเชื้อ คือ 121 องศาเซลเซียส ได้นานถึง 90 นาที และทนอยู่ในสภาวะ pH 2 - 11 ได้ ไม่ฤทธิ์ทำลายตัวย่อนไขมันที่ย่อยโปรตีน สารพิษนี้จะถูกสร้างในอาหารที่อุณหภูมิ 25 - 32 องศาเซลเซียส ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษชนิด Emetic type
2. enterotoxin เป็นสารประเภทโปรตีน มีคุณสมบัติในการทำลายเม็ดเลือดแดงได้ สารพิษนี้จะถูกสร้างขึ้นเมื่อสปอร์ของ *B. cereus* ที่ทนความร้อนได้และปนเปื้อนอยู่ในอาหารผ่านเข้าสู่ลำไส้เล็ก ก็จะเจริญเป็นเซลล์ใหม่ และสร้าง enterotoxin ขึ้น ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษชนิด Diarrheal type

ความสำคัญในการก่อโรค

สาเหตุของอาหารเป็นพิษจาก *B. cereus* มักเกิดจากสปอร์ที่ทนความร้อนได้ดี ส่วนตัว เชลล์จะถูกทำลายหมดไปในกระบวนการปรุงอาหารโดยผ่านความร้อนที่เพียงพอแล้ว ในสภาวะเช่นนี้ เชื้อんじゃないจะถูกทำลายหมดจึงไม่มีการแย่งที่ และแย่งอาหารในการเจริญเติบโตของเชลล์ ดังนั้นเมื่อ อาหารอาหารเย็นลงที่อุณหภูมิต่ำกว่า 48 องศาเซลเซียส ทำให้สปอร์ที่หลงเหลืออยู่ในอาหารสามารถ เจริญขึ้นได้ นอกจากนี้ยังพบคุณสมบัติพิเศษของสปอร์ *B. cereus* คือมีลักษณะเป็น hydrophobic หมายถึง ไม่ชอบเกาะกับโน้มเล็กของน้ำ ดังนั้นจึงเกาะติดกับเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการผลิตอาหาร ทำให้ล้างออกได้ยาก และที่ผิวของสปอร์ยังมี pili (ขนเล็กๆ) ที่สามารถเกาะกับเชลล์เยื่อบุลำไส้เล็ก ทำให้สามารถกินและสร้าง enterotoxin ได้

การก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษจาก *B. cereus*

เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีเชื้อนี้ปนเปื้อนประมาณ 10^8 เชลล์ต่อกรัม จึงแสดงอาการ ของโรค โรคอาหารเป็นพิษที่เกิดจาก *B. cereus* แบ่งได้เป็น 2 แบบ

อาการของอาหารเป็นพิษจาก *B. cereus*

1. ท้องเสีย (Diarrheal syndrome) อาการแบบนี้จะพบเป็นส่วนใหญ่ในผู้ป่วยอาหาร เป็นพิษที่เกิดจาก *B. cereus* เกิดจากสารพิษ enterotoxin ที่สร้างในขณะที่เชลล์เจริญเติบโตใน ลำไส้เล็ก มีอาการปวดท้อง ท้องร่วง และคลื่นไส้ ระยะพักตัวของโรค 4-16 ชั่วโมง และอาการ ของโรคจะหายได้เองภายใน 12-24 ชั่วโมง

2. คลื่นไส้อาเจียน (Emetic syndrome) เกิดจากสารพิษชนิด Emetic toxin ที่เชลล์ สร้างขึ้นในขณะที่เจริญแบ่งตัวในอาหาร ผู้ป่วยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนอย่างรวดเร็ว ภายใน 1-5 ชั่วโมง หลังรับประทานอาหารที่มีสารพิษเข้าไป อาจไม่พบอาการท้องร่วงร่วมด้วยก็ได้

รายละเอียดของโรคอาหารเป็นพิษทั้ง 2 แบบ สามารถดูได้จากตาราง 10.1

ตารางที่ 10.1 ลักษณะของโรคอาหารเป็นพิษที่เกิดจากเชื้อ *Bacillus cereus*

ลักษณะ	โรคอาหารเป็นพิษ	โรคอาหารเป็นพิษ
	แบบห้องเสีย	แบบอาเจียน
ปริมาณของเชื้อที่ก่อโรค	$10^5 - 10^7$ CFU/g (ml)	$10^5 - 10^7$ CFU/g (ml)
ตำแหน่งการสร้างสารพิษ	สร้างในลำไส้เล็กของคนหรือ host	ปราภูในอาหาร
ประเภทของสารพิษ	โปรตีน; Enterotoxin : Hbl, Nhe และ CytK	cyclic peptide; emetic toxin (cereulide)
ระยะเวลาตัว	8 - 16 ชั่วโมง	0.5 - 5 ชั่วโมง
ระยะเวลาแสดงอาการ	12 - 24 ชั่วโมง	6 - 24 ชั่วโมง
อาการของโรค	ปวดท้อง ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ	คลื่นไส้ อาเจียน คลื่นเหลียน วิงเวียน ครรั้นเนื้อ ครรั้นตัว
อาหารที่เป็นสาเหตุ	อาหารประเภทโปรตีน เช่น เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ไข่ นม หวาน ซุป พุดดิ้ง นมและผลิตภัณฑ์ที่เย็น และผลิตภัณฑ์นม ผักและซอส	อาหารจำพวกแป้ง เช่น ผลิตภัณฑ์ข้าว ร้อนพีช พาสต้า

ที่มา: Granum (1994); Shinagawa (1993)

10.6 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตาราง Most Probable Number

10.7. ความปลอดภัย (Safety)

10.7.1 ต้องสำรวจค่าคลุมตลอดระยะเวลาปฏิบัติการเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อจุลินทรีย์ติดผิวนังหรือเสื้อผ้า รวมทั้งป้องกันตัวเองและเสือผ้าจากการกระเด็นของสารเคมีและสิ่งสกปรกต่างๆ

10.7.2 ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มหรือสูบบุหรี่ในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนห้ามเคี้ยว หรือกัดดินสอ ปากกา

10.7.3 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหน้าหรือตาระหว่างปฏิบัติงาน

10.7.4 ก่อนและหลังปฏิบัติงานทุกครั้งต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อความสะอาด บริเวณปฏิบัติงานทุกครั้ง

10.7.5 ต้องติดฉลาก แสดง ชื่อ วันที่ ตัวอย่าง ชนิด อาหารเลี้ยงเชื้อหรืออื่นๆ ลงบน จานเพาะเชื้อหรืออุปกรณ์ ทดลองเพื่อป้องกันการล้างหรือนำไปทิ้งโดยไม่ตั้งใจ

10.7.6 ใช้ตะเกียงบุนเสน หรือตะเกียงแอลกอฮอล์ด้วยความระมัดระวัง ห้ามวางตะเกียงดังกล่าวไว้ใกล้ภาชนะบรรจุและออกอุณหภูมิหรือสารไวไฟต่างๆ รวมทั้งระมัดระวังมือและเส้นผม หรือส่วนต่างๆ ของร่างกายจากการถูกไฟลวก ดับตะเกียงทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

10.7.7 วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ป่นเปื้อนเชือต้องนำไปฆ่าเชื้อด้วยวิธีการที่เหมาะสม งานเพาะเชื้อ หลอดทดลองที่เลี้ยงเชือต้องนำไปนึ่งฆ่าเชื้อก่อนนำไปล้าง

10.7.8 สไลด์ที่ป่นเปื้อนเชือต้องนำไปแพ่น้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนนำไปทำจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสม ต่อไป

10.7.9 ก่อนและหลังปฏิบัติการทุกครั้ง ต้องล้างมือด้วยสบู่ และเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ (แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์) ทุกครั้ง

10.8 เครื่องมือเครื่องใช้ (Equipment and supplies)

10.8.1 ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) ควบคุมอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส

10.8.2 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave)

10.8.3 กระดาษวัด pH (pH paper)

10.8.4 เครื่องชั่ง (Balance)

10.8.5 เครื่องแก้ว ได้แก่ Petri dishes, Pipette, Dilution bottle, Glass rod
Spreader, Slide

10.8.6 หลอดดักก้าซ (Durham tube)

10.8.7 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath)

10.8.8 กรรไกรปลอดเชื้อ

10.8.9 ถุงพลาสติกปลอดเชื้อ (Stomacher bag)

10.8.10 เครื่องตีผสมอาหาร (Stomacher)

10.8.11 ห่วงเชือ (Loop)

10.9 สารมาตรฐาน (Standard)

อาหารเลี้ยงเชื้อและสารเคมี

10.9.1 Butterfield's phosphate – buffered dilution water

10.9.2 Egg Yolk Emulsion 50%

10.9.3 Motility – Nitrate Medium

10.9.4 Mannitol-Egg-yolk-Polymyxin Agar

10.9.5 Nitrate detection reagents

10.9.6 Phenol Red Glucose Broth

10.9.7 Polymyxin B sulfate

10.9.8 Trypticase Soy – Polymyxin Broth

10.9.9 Trypticase Soy – Sheep Blood Agar

10.10 วิธีดำเนินการ (Procedures)

10.10.1. การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ

10.10.1.1 Butterfield's Phosphate – buffered dilution water

ก. Stock Solution

- KH ₂ PO ₄	34.0	กรัม
- น้ำกลั่น	500.0	มิลลิลิตร

วิธีการเตรียม

ละลาย Potassium dihydrogen phosphate (KH₂PO₄) 34 กรัม ในน้ำกลั่น 500 มิลลิลิตร ปรับ pH ให้ได้ 7.2 ด้วย 1 N NaOH และปรับปริมาตรให้ครบ 1 ลิตร นำเข้าในหม้อนึ่งความดัน (Autoclave) ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส หรือที่ความดัน 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว นาน 15 นาที ก็จะได้ในตู้เย็น

ข. Dilution Blanks

นำ Stock Solution มา 1.25 มิลลิลิตร ใส่ในน้ำกลั่น 1 ลิตร แบ่งใส่หลอดทดลองบรรจุ 9 มิลลิลิตร บรรจุขวดแก้วหนร้อน 90 มิลลิลิตร และ 225 มิลลิลิตร นำเข้าในหม้อนึ่งความดัน (Autoclave) ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส หรือที่ความดัน 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว นาน 15 นาที

10.10.1.2 Motility–Nitrate Medium

ส่วนผสม

- Beef extract	3.0	กรัม
- Peptone	5.0	กรัม
- KNO ₃	1.0	กรัม
- Na ₂ HPO ₄	2.5	กรัม
- Galactose	5.0	กรัม
- Glycerin	5.0	มิลลิลิตร
- Agar	3.0	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH 7.3 ± 0.2

วิธีการเตรียม

ละลายส่วนผสมทั้งหมด ยกเว้น Agar ปรับ pH เป็น 7.3 เติม Agar และต้มให้ละลาย แบ่งใส่หลอดขนาด 13 x 100 mm หลอดฯละ 3 มิลลิลิตร ทำให้ปราศจากเชื้อที่ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที ถ้าไม่ใช้ภาชนะ 4 ชั่วโมง ต้องต้มให้เดือด 10 นาที ก่อนทดสอบก็จะได้ในตู้เย็น

10.10.1.3. Mannitol-Egg-yolk- Polymyxin Agar

ส่วนผสม

- Peptone from casein	10.0	กรัม
- Meat extract	1.0	กรัม
- D-mannitol	10.0	กรัม
- Sodium chloride	10.0	กรัม
- phenol red	0.025	กรัม
- Agar	15.0	กรัม
- น้ำกําลิ้น	1.0	ลิตร

pH 6.9 ± 0.2

วิธีการเตรียม

ละลายส่วนผสมด้วยน้ำกําลิ้น ต้มจนวุ่นละลายปรับ pH เป็น 6.9 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร ด้วยน้ำกําลิ้น นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที

ส่วนผสมเพิ่มเติม

ก. Egg-yolk emulsion

วิธีเตรียม

ใช้ไข่ไก่ในสารละลายอ่อนอุ่นเข้มข้น 70% แยกไข่แดงออกจากไขขาวโดยใช้เทคนิคปลดเปลือก ผสมไข่แดงกับน้ำเกลือเข้มข้น 0.85% ในอัตราส่วน 1 : 1 โดยปริมาตร ทำผสมให้เข้ากันตีด้วยแท่งแก้วปลดเปลือก

ข. Polymyxin B sulfate 0.1%

วิธีเตรียม

ละลาย Polymyxin B sulfate 0.1 กรัม ในน้ำกําลิ้น ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร กรองสารละลายผ่านแผ่นเยื่อกรองขนาด 0.45 ไมครอน

วิธีเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อครบสูตร

เติม Egg-yolk emulsion (ก) 10 มิลลิลิตร และสารละลาย Polymyxin (ข) 1 มิลลิลิตรในส่วนผสมพื้นฐาน (ที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว และมีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส) 100 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน เทใส่จานเพาะเชื้อ

10.10.1.4 Nitrate Detection reagents

A Sulfanilic acid reagent

- Sulfanilic acid	1.0	กรัม
- 5 N acetic acid	125.0	มิลลิลิตร

B	N(1-napHtyl) ethylenediamine reagent		
	- N(1-napHtyl) ethylenediamine dihydrochloride	0.25	กรัม
	- 5 N acetic acid	200.0	มิลลิลิตร
C	alpHa – NapHthyl reagent		
	- alpHa – NapHthy	1.0	กรัม
	- 5 N acetic acid	200.0	มิลลิลิตร

เตรียม 5 N acetic acid

เติม glacial acetic acid 28.75 มิลลิลิตร ในน้ำกลั่น 71.25 มิลลิลิตร

การทดสอบ

เติม 0.1- 0.5 มิลลิลิตร ของ reagent A และ B จะให้ผลสีม่วง (ผลบวก)

เติม 0.1 – 0.5 มิลลิลิตร ของ reagent A และ C จะให้ผลสีเข้ม (ผลบวก)

ถ้าไม่มีสี(ผลลบ)เติม Zinc dust ลงไป ถ้าได้สีกลับคืนมาแสดงว่าเป็นผลบวก ถ้าไม่มีสีเหมือนเดิม เป็นผลลบ

10.10.1.5 Trypticase Soy Polymyxin Brothส่วนผสม

- Trypticase peptone	17.0	กรัม
- Phytone peptone	3.0	กรัม
- Sodium chloride	5.0	กรัม
- Dipotassium phosphate	2.5	กรัม
- Dextrose	2.5	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH 7.2 ± 0.2

วิธีการเตรียม

ละลายส่วนผสมด้วยน้ำกลั่น ปรับ pH เป็น 7.2 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตรด้วยน้ำบรรจุใส่หลอดแก้วขนาด 15 x 150 มิลลิลิตร หลอดละ 15 มิลลิลิตร ทำให้ปราศจากเชื้อที่ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที ก่อนใช้ ให้เติม Polymyxin B 0.15% ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ต่อ 1 หลอดหรือต่อ 15 มิลลิลิตร

10.10.1.6 Trypticase Soy – Sheep Blood Agarส่วนผสม

- Tryptone หรือ Trypticase	17.0	กรัม
- Peptone	3.0	กรัม
- Dipotassium hydrogen phosphate	2.5	กรัม

- Sodium chloride	5.0	กรัม
- Glucose	2.5	กรัม
- Agar	15.0	กรัม
- เลือดคน หรือเลือดกระต่าย	70.0	มิลลิลิตร
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH 7.3 ± 0.2

วิธีเตรียม

ละลายส่วนผสมด้วยน้ำกลั่น ปรับ pH เป็น 7.3 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร ด้วยน้ำกลั่น นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที ทิ้งให้เย็นลงจนมีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เติมเลือดคน หรือ เลือดกระต่าย 70 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันและเทใส่จานเพาะเชื้อ

10.10.1.7 Trypticase soy - sheep blood agar

ส่วนผสม

- Trypticase peptone	15.00	กรัม
- Phytone peptone	5.00	กรัม
- Sodium chloride	5.00	กรัม
- Distilled water	1.00	มิลลิลิตร

pH 7.3 ± 0.2

วิธีการเตรียม

ละลายส่วนผสมในน้ำกลั่น ต้มจนวุ่นละลายปรับ pH เป็น 7.0 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร ด้วยน้ำกลั่น นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 118 – 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที ทิ้งให้เย็นในอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (water bath) จนมีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เติม Defibrinated sheep blood 50 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันและเทใส่จานเพาะเชื้อ

10.10.2 วิธีการตรวจวิเคราะห์ *B. cereus* ในอาหาร

การตรวจหา *B. cereus* ในอาหารนั้นอาจตรวจหาเชิงคุณภาพ ซึ่งหมายถึงการตรวจสอบว่ามีแบคทีเรียชนิดนี้ในตัวอย่างอาหารหรือไม่ หรือตรวจหาเชิงปริมาณซึ่งหมายถึงการนับจำนวนเชื้อในตัวอย่างก็ได้

1. การตรวจหาเชิงคุณภาพ (Qualitative determination)

การตรวจสอบเชิงคุณภาพมักกระทำเมื่อมี *B. cereus* ปริมาณน้อยในตัวอย่าง ดังนั้นขั้นแรกจะต้องทำการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มปริมาณเชลล์ *B. cereus* ในตัวอย่างก่อน อาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลวดังกล่าวเรียกว่า อาหารเลี้ยงเชื้อชนิดคัดเลือก (Selective enrichment broth) ซึ่งมักมีส่วนประกอบที่ยับยั้งจุลทรรศนิดอื่นแต่ *B. cereus* เจริญได้ดี ซึ่งได้แก่ Trypticase Soy Polymyxin Broth อาหารเลี้ยงเชื้อชนิดนี้จะมีส่วนผสมของ polymyxin ที่ยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวกส่วนใหญ่ได้ แต่ *B. cereus* สามารถทนได้ จากนั้นจึงเพาะแยกเชื้อบนอาหารแข็งสำหรับคัดเลือก *B. cereus* ซึ่งได้แก่ Mannitol Egg-Yolk Phenol Red Polymyxin agar (MEPPA) ซึ่งมีmannitol ไว้แดง และ polymyxin เป็นส่วนผสมสำคัญ และมีฟโนลเรดเป็นอินดิเคเตอร์ของการเปลี่ยนแปลงค่า pH นอกจากนั้นยังจากเพาะแยกเชื้อบน Polymyxin Pyruvate Egg-Yolk Mannitol Bromthymol Blue Agar (PPEMBA) ซึ่งมีmannitol ไว้แดง และ polymyxin เป็นส่วนผสมเข่นเดียวกัน แต่มีบรรลุไม่ลงคลุกเป็นอินดิเคเตอร์ของการเปลี่ยนแปลงค่า pH (ศิริโฉม, 2543) หรืออาจใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ Mannitol Egg Yolk Polymyxine Agar (MYP agar) ก็ได้ ซึ่งโคโลนีของ *B. cereus* จะมีสีแดงเนื่องจากไม่สามารถหมักย่อยน้ำตาล mannitol ได้ (Downes and ITO, 2001) เมื่อ *B. cereus* เจริญบนอาหารทั้งสองชนิดจะให้โคโลนีลักษณะเฉพาะ ตั้งตราง 10.2 และภาพ 10.1

2. การตรวจหาเชิงปริมาณ (Quantitative determination)

ในกรณีที่ต้องการนับจำนวน *B. cereus* ในอาหารจะละเอเว้นขั้นตอนของการเพิ่มจำนวนเชื้อดังกล่าวในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวชนิดคัดเลือก แต่จะนำตัวอย่างมาทำการเจือจางด้วยสารละลายเจือจาง จนได้ระดับความเจือจางที่เหมาะสม จากนั้นจึงนำมาเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งชนิดคัดเลือกโดยตรง และนับจำนวนโคโลนีลักษณะเฉพาะที่ให้ผลการทดสอบเพิ่มเติมของ *B. cereus*

ตารางที่ 10.2 ลักษณะโคโลนีของ *B. cereus* บนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดคัดเลือกบางชนิด


อาหารเลี้ยงเชื้อ	ลักษณะโคโลนี
Mannitol Egg-Yolk Phenol Red Polymyxin Agar (MEPPA)	กลม แบน แห้ง ผิวหยาบ สีขาวครีม มีวงชุ่นรอบโคโลนี เนื่องจากเอนไซม์เหล็กทิโนสที่แบคทีเรียผลิตขึ้นย่อยสลายเหล็ก ทินในไข่แดง และอาหารเลี้ยงเชื้อมีสีแดงเนื่องจากแบคทีเรียไม่ หมักแม่นนิทออล
Polymyxin Pyruvate Egg-Yolk Mannitol Bromthymol Blue Agar (PPEMBA)	กลม แบน แห้ง ผิวหยาบ สีเขียวอมฟ้า หรือน้ำเงินอมเขียว มีวงชุ่นรอบโคโลนี

ภาพ 10.1 ลักษณะโคโลนีของ *B. cereus* บนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดคัดเลือก MYP agarที่มา : Merck Manual 12th ed, (2010).

เมื่อพับโคโลนีลักษณะเฉพาะดังกล่าว ควรเลือกทดสอบสมบัติของเชื้อเพิ่มเติม (ตารางที่ 10.2) เพื่อแยก *B. cereus* จาก *Bacillus* ชนิดอื่น ๆ ที่ให้ลักษณะโคโลนีคล้ายกันด้วย

1. การตรวจวิเคราะห์ *B. cereus* โดยวิธี MPN (Most probable number)

การตรวจวิเคราะห์ *B. cereus* โดยวิธี MPN (Most probable number) ใช้นับจำนวนเซลล์ในอาหารที่คาดว่าจะมี *B. cereus* อยู่น้อยกว่า 10 เชลล์/กรัม หรือใช้วิเคราะห์อาหารจาก dehydrated starch วิธีวิเคราะห์แสดงดังภาพ 10.2




ภาพ 10.2 ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ *B. cereus* โดยวิธีอั้มพีเอ็น

1. วิธีวิเคราะห์ *B. cereus* โดยวิธี Direct Plate Count

การเตรียมตัวอย่าง นำตัวอย่างมาตรวจทันที ถ้าไม่ได้ให้เก็บตัวอย่างไว้ที่ 4 องศาเซลเซียส ในกรณีที่ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ภายใน 4 วัน ให้แช่แข็งไว้ที่ -20 องศาเซลเซียส เมื่อต้องการตรวจตัวอย่างให้นำมาละลายที่อุณหภูมิห้อง ตัวอย่างอาหารแห้งให้เก็บที่อุณหภูมิห้องและขนส่ง ตัวอย่างโดยไม่ต้องแช่เย็น วิธีวิเคราะห์ *B. cereus* ด้วยวิธี Direct plate Count แสดงดังภาพ

10.3

ซึ่งตัวอย่าง 25 กรัมใน Butterfield pHospHate buffer 225 มล.



วิธีการทดสอบยืนยัน *B. cereus*

1. Gram stain (การย้อมแกรม)

1.1 นำโคโลนีมาทำการย้อมแกรม

1.2 ตรวจดูการติดสีแกรม รูปร่างและการเรียงตัวของเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์

ผลของ *B. cereus* แกรมบวก รูปทรง มีสปอร์ภายในเซลล์ เซลล์โป่งพอง

2. Motility Test : โดยวิธี Slide test

2.1 ปั่นเชื้อใน nutrient agar ที่ 30 องศาเซลเซียส นาน 6 - 8 ชั่วโมง

2.2 แทะเชื้อบนสไลด์แล้วหยดน้ำลงไป ผสมให้ทั่ว ปิดด้วย cover slip

2.3 แล้วนำไปตรวจดูการเคลื่อนที่ของเซลล์ในน้ำด้วยกล้องจุลทรรศน์

ผลของ *B. cereus* (+)

3. Nitrate reduction :

3.1 เพาะเชื้อในอาหาร Nitrate broth

บ่มเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 35-37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

3.2 การทดสอบ

เติม 0.1 – 0.5 มิลลิลิตร ของ reagent A และ B จะให้ผลสีม่วง (ผลบวก)

เติม 0.1 - 0.5 มิลลิลิตร ของ reagent A และ C จะให้ผลสีเขียว (ผลลบ)

ถ้าไม่มีสี(ผลลบ)ให้เติม Zinc dust ลงไป ถ้าได้สีกลับคืนมาแสดงว่าเป็นผลบวก ถ้าไม่มีสีเหมือนเดิม เป็นผลลบ

ผลของ *B. cereus* (+), สีเขียว

4. Hemolytic activity (การย่อยสลายเม็ดเลือดแดง)

4.1 เพาะเชื้อด้วยการขึ้นตระกูล ลงบนจานอาหาร blood agar

4.2 ปั่นเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

ผลของ *B. cereus* เกิดรอยสีรุ้งของเชื้อ (ผลบวก)

5. การผลิตผลึกสารพิษ

5.1 เพาะโคโลนีบนหลอดอาหารเอียง nutrient agar ปั่นที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และนำออกมายับม์ที่อุณหภูมิห้องอีกเป็นเวลา 2 - 3 วัน เพื่อทำให้เซลล์ที่มีสปอร์แตกออก

5.2 เกลี่ยเชื้อบนสไลด์ ทำให้แห้งในอากาศ และตึงเซลล์ด้วยความร้อน

5.3 ตึงเซลล์ด้วยสารละลายเมทานอลเป็นเวลา 30 นาที เท็จ จากนั้นทำให้แห้งโดยการนำไปเผาไวไฟ

5.4 ย้อมด้วยสารละลาย basic fuchin นำไปอุ่นด้วยความร้อนจนเกิดครัว เป็นเวลา 30 วินาที จึงเทสารละลายดังกล่าวออก จากนั้นจึงนำไปล้าง ด้วยน้ำประปา แล้วปล่อยให้แห้งในอากาศ

5.5 ตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ ถ้ามีผลึกสารพิษอยู่จะเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมติดกันเป็นเส้น

ผลของ *B. cereus* ไม่พบผลึกสารพิษ (ผลลบ)

6. การเจริญแผ่นคล้ายรากรไม้ rhizoidal growth

6.1 เพาะเชื้อ 1 จุด ลงบนจานอาหาร nutrient agar (ผึ้งให้ผิวน้ำอาหารแห้งก่อน)

6.2 ปั่นเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง

ผลของ *B. cereus* โคโลนีไม่แผ่นคล้ายรากรไม้ หรือเส้นผม (ผลลบ)

ปฏิกริยาทางชีวเคมีของ ของ *B. cereus* เทียบกับ *Bacillus* อื่น แสดงดังตาราง 10.3

การรายงานผล การตรวจวิเคราะห์ *B. cereus* รายงานเป็น CFU/g

$$\text{จำนวนโคโลนี/กรัมของอาหาร} = A \times C/B \times D \times 10$$

A = จำนวนโคโลนีที่นับได้ทั้งหมดเฉลี่ยต่อ 1 เพลท

B = จำนวนโคโลนีที่เลือกมาทดสอบ

C = จำนวนโคโลนีที่ให้ผลถูกต้อง

D = Dilution factor เช่น เลือกเพลทของ dilution 10^{-3} , D = 10^3

$\times 10$ หมายถึง ตัวอย่างเริ่มต้นเจือจากที่ 1 : 10

ตาราง 10.3 ปัญกิริยาทางชีวเคมีของ *B. cereus* เทียบกับ *Bacillus* อื่น

Feature	<i>B.</i> <i>cereus</i>	<i>B.</i> <i>thuringiensis</i>	<i>B.</i> <i>mycoides</i>	<i>B.</i> <i>weihenste-</i> <i>phanensis</i>	<i>B.</i> <i>anthracis</i>	<i>B.</i> <i>megaterium</i>
Gram reaction	+ ^(a)	+	+	+	+	+
Catalase	+	+	+	+	+	+
Motility	+/- ^(b)	+/-	- ^(c)	+	-	+/-
Reduction of nitrate	+	+	+	+	+	- ^(d)
Tyrosine decomposed	+	+	+/-	+	- ^(d)	+/-
Lysozyme-resistant	+	+	+	+	+	-
Egg yolk reaction	+	+	+	+	+	-
Anaerobic utilization of glucose	+	+	+	+	+	-
VP reaction	+	+	+	+	+	-
Acid produced from mannitol	-	-	-	-	-	+
Hemolysis (Sheep RBC)	+	+	+	ND	- ^(d)	-
Known pathogenicity ^(e) /characteristic	produces enterotoxins	endotoxin crystals	rhizoidal growth	growth at 6°C; no growth at 43°C	pathogenic to animals and humans	
		pathogenic to insects				

^a +, 90-100% of strains are positive. ^b +/-, 50-50% of strains are positive.^c -, 90-100% of strains are negative. ^d -, Most strains are negative.^e See Section H, Limitations of method for *B. cereus*.

ND Not determined

ที่มา; Tallent, et al. (2002)

บทปฏิบัติการที่ 11
การตรวจวิเคราะห์ *Yersinia enterocolitica* ในอาหาร

11.1 ความมุ่งหมาย (Purpose)

เป็นคู่มือในการตรวจวิเคราะห์ *Yersinia enterocolitica* ในอาหาร

11.2 การใช้งาน (Application)

เพื่อใช้เป็นวิธีปฏิบัติในการตรวจวิเคราะห์ *Yersinia enterocolitica* ในอาหาร

11.3 เอกสารอ้างอิง (References)

11.3.1 สิริพร สมนเสาวภาคย์. (2541). จุลทรรศน์ในอาหารแข็งเย็นและแข็งเยือกแข็ง. เอกสารของสถาบันของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาหาร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 17 หน้า.

11.3.2 บุญส่ง แสงอ่อน. (2547). คู่มือจุลชีววิทยาทางอาหารภาคปฏิบัติการ. ภาควิชา อุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ทั่วพยากรณ์รรนฯ และสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยนเรศวร. 75 หน้า

11.3.3 AOAC. (1995). Official Methods of Analysis of Association of Official Analytical Chemists. 6th ed. Associations of Official Analytical Chemist, Arlington, VA.

11.3.4 Downes, F.P. and ITO, K. (2001). Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 4th ed. American Public Health Association, Washington, DC.

11.3.5 Cox, N. A., Corral, F. D., Bailey, J. S., Shotts, E. B. and Papa, C. M. (1990). The presence of *Yersinia enterocolitica* and Other *Yersinia* species on the carcasses of market broilers. Poult. Sci. 69 (3): 482-485.

11.3.7 Fukushima, H., Hoshina K., Itagawa, H. and Gomyoda, M. (1997). Introduction into Japan of pathogenic *Yersinia* through imported pork, beef and foul. Int. J. Food Microbiol. 35:205-212

11.3.6 Stojanka, A., and Bockemuhl ,J. (1999). Chapter 30: *Yersinia* and Other Enterobacteriaceae. In Manual of clinical microbiology. 7th ed. American society for microbiology. p.483-496

11.3.5 Weagant S. D., Feng P. and Stanfield, J.T. (2001) Chapter 8: *Yersinia enterocolitica* and *Yersinia pseudotuberculosis*. In Bacteriological Analytical Manual Online. สืบคืบจาก :

<http://www.fda.gov/Food/ScienceResearch/Laboratory>

Methods/Bacteriological Analytical Manual BAM/ucm064948.htm

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556

11.4 นิยามและคำย่อ (Terminology and abbreviation)

11.4.1 CIN agar = Cefsulodin-Irgasan-Novobiocin Agar

11.4.2 TSAYE = Trypticase (tryptic) Soy Agar With Yeast Extract

11.4.3 LAIA = Lysine Arginine Iron Agar

11.4.4 CRBHO = Congo Red-Brain Heart Infusion Agarose

10.5 หลักการทางวิทยาศาสตร์ (principle)

Yersinia enterocolitica

Yersinia enterocolitica ทำให้เกิดโรค Yersiniosis เป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ อยู่ในวงศ์ Enterobacteriaceae ไม่สร้างสปอร์ เคลื่อนที่ที่อุณหภูมิ 22-30 องศาเซลเซียส แต่ไม่เคลื่อนที่ที่ 37 องศาเซลเซียส เชื้อสามารถเจริญได้ทั้งในสภาพที่ใช้อากาศและไม่ใช้อากาศ สามารถตรวจพบได้ทั่วโลก มีรายงานการตรวจพบมากในอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Cox et al., 1990; Floccari et al., 2000) สามารถตรวจพบเชื้อได้ในมนุษย์ อาหาร สัตว์ ดังเช่น ไก่ สัตว์ปีก วัว สุกร และ แกะ พบร่วมกับเป็นพาราenteropathogenic เชื้อที่สำคัญที่นำเข้ามาสู่มนุษย์ การติดเชื้อได้โดยการบริโภคอาหาร หรือน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่ อาการที่พบได้ในเด็กโต และผู้ใหญ่ คือมีไข้ และปวดท้องด้านขวา ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วย หรือแพทย์ อาจจะสับสนกับอาการปวดท้องเนื่องจากไส้ตึงอักเสบได้ อาการแทรกซ้อนอื่น ที่สามารถพบได้แก่ ผื่นที่ผิวนัง ปวดข้อหลังติดเชื้อ และพบร่วมบางครั้งเชื้อได้ แพร่เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ในเด็กเล็กส่วนใหญ่มีไข้ ปวดท้อง และท้องเสีย บางครั้งอาจถ่ายเป็นเลือด ขณะเดียวกันได้รายงานการตรวจพบเชื้อนี้ใน ผลิตภัณฑ์นม ไอศครีม เนื้อดิน และเนื้อที่ปรุงสุก (Stojanka and Bockemuhl, 1999) เชื้อนี้ได้มีรายงานว่าพบในเนื้อไก่ส่งออกจากประเทศไทยไปยังญี่ปุ่น จึงทำให้ถูกกีดกันมิให้นำเข้าในญี่ปุ่น (Fukushima et al., 1997) แต่สำหรับประเทศไทยยังไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อ *Y. enterocolitica* ในผู้ป่วย อาหาร สัตว์ อาจเนื่องมาจากยังไม่มีผู้ให้ความสนใจมากนักทำให้ผลงานวิจัยในประเทศไทยมีน้อยมาก

11.6 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

11.7 ความปลอดภัย (Safety)

11.7.1 ต้องสวมเสื้อคลุมตลอดระยะเวลาปฏิบัติการเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อจุลทรรศน์ติดผิวนังหรือเสื้อผ้า รวมทั้งป้องกันตัวเองและเสื้อผ้าจากการกระเด็นของสารเคมีและสิ่งสกปรกต่างๆ

11.7.2 ห้ามรับประทานอาหาร ตีนหรือสูบบุหรี่ในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนห้ามเคี้ยว หรือกัดดินสอ ปากกา

11.7.3 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหน้าหรือตาระห่วงปฏิบัติงาน

11.7.4 ก่อนและหลังปฏิบัติงานทุกครั้งต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาจากเชื้อเพื่อความสะอาด บริเวณปฏิบัติงานทุกครั้ง

11.7.5 ต้องดิดคลาก แสดง ชื่อ วันที่ ตัวอย่าง ชนิด อาหารเลี้ยงเชื้อหรืออื่นๆ ลงบน จานเพาะ เชื้อหรืออุปกรณ์ ทดลองเพื่อป้องกันการล้างหรือนำไปทิ้งโดยไม่ตั้งใจ

11.7.6 ใช้ตะเกียงบุนเสน หรือตะเกียงแอลกอฮอล์ด้วยความระมัดระวัง ห้ามวางตะเกียง ตั้งกล่าวไว้ใกล้ภาชนะบรรจุแอลกอฮอล์หรือสารไวไฟต่างๆ รวมทั้งระมัดระวังมือและเส้นผม หรือส่วนต่างๆ ของร่างกายจากการถูกไฟลวก ดับตะเกียงทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

11.7.7 วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นเปื้อนเชื้อต้องนำไปเช็ดด้วยวิธีการที่เหมาะสม จานเพาะเชื้อ หลอดทดลองที่เลี้ยงเชื้อต้องนำไปนึ่งฆ่าเชื้อก่อนนำไปล้าง

11.7.8 สไลเดอร์ที่เป็นเปื้อนเชื้อต้องนำไปเช็ดด้วยวิธีการที่เหมาะสม ต่อไป

11.7.9 ก่อนและหลังปฏิบัติงานทุกครั้งต้องล้างมือด้วยสบู่ และเช็ดด้วยน้ำยาจากเชื้อ (แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์) ทุกครั้ง

11.8 เครื่องมือเครื่องใช้ (Equipment and supplies)

11.8.1 ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) ควบคุมอุณหภูมิ 4 , 26 และ 37องศาเซลเซียส

11.8.2 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave)

11.8.3 เครื่องวัด pH (pH meter)

11.8.4 เครื่องซั่ง (Balance)

11.8.5 เครื่องแก้ว ได้แก่ Petri dish, Pipette, dilution bottle, glass rod spreader

11.8.6 ตู้บ่มเชื้อคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂ Incubator หรือ anaerobic jar)

11.8.7 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath)

11.8.8 กระไกรปลดเชื้อ

11.8.9 เครื่องตีป่น (Stomacher)

11.8.10 ถุงพลาสติกปลดเชื้อ (Stomacher bag)

11.8.11 ห่วงเชี่ยงเชื้อ (Loop)

11.8.12 น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับเช็ดโต๊ะปฏิบัติการ

11.9 สารมาตรฐาน (Standard)

อาหารเลี้ยงเชื้อและสารเคมี

- 11.9.1 Peptone Sorbitol Bile Broth (PSBB)
- 11.9.2 MacConkey Agar
- 11.9.3 Cefsulodin-Irgasan-Novobiocin (CIN) Agar
- 11.9.4 Bromcresol Purple Broth
- 11.9.5 Christensen's Urea Agar
- 11.9.6 Motility test medium (เติม 1% 2,3,5-triphenyl tetrazolium)
- 11.9.7 Tryptone Broth, 1%
- 11.9.8 MR-VP Broth
- 11.9.9 Simmons Citrate Agar
- 11.9.10 Veal Infusion Broth
- 11.9.11 Bile Esculin Agar
- 11.9.12 Trypticase (tryptic) Soy Aar with Yeast Extract (TSAYE)
- 11.9.13 Lysine Arginine Iron Agar (LAIA)
- 11.9.14 Congo Red BHI Agarose (CRBHO)

11.10 วิธีดำเนินการ (Procedures)

11.10.1 การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ

11.10.1.1 Peptone Sorbitol Bile Broth

ส่วนผสม

- Na ₂ HPO ₄	8.23	กรัม
- NaH ₂ PO ₄ · H ₂ O	1.2	กรัม
- Bile salts	1.5	กรัม
- NaCl	5.0	กรัม
- Sorbitol	10	กรัม
- Peptone	5.0	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH 7.6 ± 0.2

วิธีการเตรียม

ละลายส่วนผสมทั้งหมด ปรับ pH เป็น 7.6 แบ่งใส่ขวดละ 100 มิลลิลิตร ทำให้ปราศจากเชื้อที่ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที

11.10.1.2 MacConkey Agar

ส่วนผสม

- Proteose peptone or polypeptone	3.0	กรัม
- Peptone or gelysate	17.0	กรัม
- Lactose	10.0	กรัม
- Bile salts	1.5	กรัม
- NaCl	5.0	กรัม
- Sorbitol	10.0	กรัม
- Peptone	5.0	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH 7.6 ± 0.2

วิธีการเตรียม

ละลายส่วนผสมทั้งหมด ปรับ pH เป็น 7.6 แบ่งใส่ขวดละ 100 มิลลิลิตร ทำให้ปราศจากเชื้อที่ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที ทิ้งให้เย็นในอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ 45-50 องศาเซลเซียส เทใส่ภาชนะเพาะเชื้อ 20 มิลลิลิตร ทิ้งให้แห้งที่อุณหภูมิห้องก่อนนำไปใช้

11.10.1.3 Cefsulodin-Irgasan-Novobiocin (CIN) Agar

ส่วนผสม

สาร A Basal medium

- Peptone	20.0	กรัม
- Yeast extract	2.0	กรัม
- Mannitol	20.0	กรัม
- Pyruvic acid (Na salt)	2.0	กรัม
- NaCl	1.0	กรัม
- MgSO ₄ .7H ₂ O (10 mg/ml)	1.0	มิลลิลิตร
- Agar	12.0	กรัม
- น้ำกลั่น	756.0	มิลลิลิตร

สาร B Irgasan (Ciba-Geigy) solution

- ละลาย Irgasan 0.40% ใน 95% ethanol 1 มิลลิลิตร
(เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เก็บได้นาน 4 สัปดาห์)

สาร C Desoxycholate solution

- Sodium desoxycholate	0.5	กรัม
- น้ำกลั่น	200.0	มิลลิลิตร

(ต้มจนสารละลาย ทึ้งให้เย็นที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส.)

สาร D Sodium hydroxide, [5 N] 1 มิลลิลิตร**สาร E Neutral red, [3 mg/ml] 10 มิลลิลิตร****สาร F Crystal violet, [0.1 mg/ml] 10 มิลลิลิตร****สาร G Cefsulodin (Abbott Labs), [1.5 mg/ml] 10 มิลลิลิตร****สาร H Novobiocin, [0.25 mg/ml] 10 มิลลิลิตร****สาร I Strontium chloride, [10%; filter-sterilized] 10 มิลลิลิตร**

เก็บรักษาที่อุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส ก่อนใช้ทึ้งให้น้ำแข็งละลายที่อุณหภูมิห้อง

วิธีการเตรียม

ต้มให้ส่วนผสม A ทึ้งหมดละลาย ทึ้งให้เย็นในอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เติมสารละลาย B ผสมให้เข้ากัน เติมสารละลาย C, D, E, H และ I ตามลำดับ คนให้เข้ากันช้าๆ ปรับ pH 7.4 ด้วย 5 N NaOH ควบคุมอุณหภูมิ 45-50 องศาเซลเซียส เทไส่จานเพาะเชื้อ 20 มิลลิลิตร ทึ้งให้แห้งที่อุณหภูมิห้องก่อนนำไปใช้

11.10.1.4 Bromcresol Purple Broth**ส่วนผสม**

- Peptone	10.0	กรัม
- Beef extract	3.0	กรัม
- NaCl	5.0	กรัม
- Bromcresol purple	0.04	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH 7.6 ± 0.2

วิธีการเตรียม

ละลายส่วนผสมด้วยน้ำกลั่น ปรับ pH เป็น 7.2 เติม Bromcresol purple (ละลายในแอลกอฮอล์ 95%) ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร ด้วยน้ำกลั่น บรรจุหลอดแก้วขนาด 13×100 มิลลิลิตร หลอดละ 2.5 มิลลิลิตร และใส่ Durham tube 1 หลอด(ควำหลอด) นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที เติมน้ำตาลที่ต้องการทดสอบ (carbohydrate) ลงไป 1 เบอร์เช่น্ট sterile โดยวิธีกรองผ่าน membrane filter ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.45 ไมครอน หรืออาจ sterile โดยใช้ autoclave ความดัน 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว นาน 20 นาที

11.10.1.5 Christensen's Urea Agar

ส่วนผสม

- Peptone	1.0	กรัม
- NaCl	5.0	กรัม
- Dextrose	1.0	กรัม
- KH ₂ PO ₄	2.0	กรัม
- Phenol red	0.012	กรัม
- Agar	15.0	กรัม
- น้ำกําลັນ	900.0	มิลลิลิตร

วิธีการเตรียม

ปรับ pH ให้เป็น 6.9 เตรียม agar ละลายในน้ำกําลັນ 900 มิลลิลิตร แล้ว sterile โดยใช้ autoclave นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที สำหรับส่วนประกอบอื่นๆ ให้ละลายในน้ำกําลັນ 100 มิลลิลิตร แล้ว sterile โดยการกรองผ่าน membrane filter ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.45 ไมครอน นำ urea base นี้ไปเติมใน agar ที่ปล่อยให้เย็นอุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส ผสมให้เข้ากัน แล้วแบ่งใส่หลอดทดลอง หรือ จานเพาะเชื้อ

11.10.1.6 Motility Test Medium (Semisolid)

ส่วนผสม

- Beef extract	3.0	กรัม
- Peptone or gelysate	10.0	กรัม
- NaCl	5.0	กรัม
- Agar	4.0	กรัม
- น้ำกําลັນ	1.0	มิลลิลิตร

วิธีการเตรียม

ต้มละลายส่วนผสมทั้งหมด ปรับ pH เป็น 7.4 แบ่งใส่หลอดทดลอง หลอดละ 8 มิลลิลิตร นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที

11.10.1.7 MR-VP Test

ส่วนผสม

- Peptone from meat	7.0	กรัม
- D(+)Glucose	5.0	กรัม
- Phosphate buffer	5.0	กรัม
- น้ำกําลັນ	1.0	ลิตร

pH 6.9 ± 0.2

วิธีการเตรียม

ละลายน้ำส่วนผสมด้วยน้ำกลั่น ปรับ pH เป็น 6.9 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตรด้วยน้ำกลั่น บรรจุหลอดแก้วขนาด 13×100 มิลลิเมตร หลอดละ 3 มิลลิลิตร นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที

11.10.1.8 Tryptone Water 1%

ส่วนผสม

- | | | |
|-----------------------|------|------|
| - Peptone from casein | 10.0 | กรัม |
| - Sodium chloride | 5.0 | กรัม |
| - น้ำกลั่น | 1.0 | ลิตร |

pH 7.0 + 0.2

วิธีการเตรียม

ละลายน้ำส่วนผสมด้วยน้ำกลั่น ปรับ pH เป็น 7 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตรด้วยน้ำกลั่น บรรจุหลอดแก้วขนาด 13×100 มิลลิเมตร หลอดละ 3 มิลลิลิตร นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที

11.10.1.9 Simmons' Citrate Agar

ส่วนผสม

- | | | |
|-----------------------------------|------|------|
| - Ammonium dihydrogen phosphate | 1.0 | กรัม |
| - di-Potassium hydrogen phosphate | 1.0 | กรัม |
| - Sodium chloride | 5.0 | กรัม |
| - Sodium citrate | 2.0 | กรัม |
| - Magnesium sulfate | 0.2 | กรัม |
| - Bromthymol blue | 0.08 | กรัม |
| - Agar | 13.0 | กรัม |
| - น้ำกลั่น | 1.0 | ลิตร |

pH 6.8 + 0.2

วิธีการเตรียม

ละลายน้ำส่วนผสมด้วยน้ำกลั่น ต้มจนวุ่นละลายปรับ pH เป็น 6.8 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร ด้วยน้ำกลั่น บรรจุหลอดแก้วขนาด 13×100 มิลลิเมตร หลอดละ 3 มิลลิลิตร นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที วางหลอดในลักษณะวุ่นอุ่น

11.10.1.10 Veal Infusion Agar and Broth

ส่วนผสม

- Proteose peptone No. 3	10.0	กรัม
- NaCl	5.0	กรัม
- Agar	15.0	กรัม
- น้ำก泠ั่น	1.0	ลิตร

pH 7.3 + 0.2

วิธีการเตรียม

ละลายส่วนผสมด้วยน้ำก泠ั่น ต้มจนวุ่นละลายปรับ pH เป็น 7.3 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตรด้วยน้ำก泠ั่น บรรจุหลอดแก้วขนาด 16×150 มิลลิเมตร หลอดละ 7 มิลลิลิตร นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที วางในลักษณะวุ่นเยิ่ง

11.10.1.11 Bile Esculin Agar

ส่วนผสม

- Beef extract	3.0	กรัม
- Peptone	5.0	กรัม
- Esculin	1.0	กรัม
- Oxoall	4.0	กรัม
- Ferric citrate	0.5	กรัม
- Agar	15.0	กรัม
- น้ำก泠ั่น	1.0	ลิตร

pH 6.6 + 0.2

วิธีการเตรียม

ละลายส่วนผสมทั้งหมดด้วยน้ำก泠ั่น ต้มจนวุ่นละลาย ปรับ pH เป็น 6.6 ทำให้ปราศจากเชื้อที่ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที ทิ้งให้เย็นในอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ 45 - 50 องศาเซลเซียส เทใส่จานเพาะเชื้อ 20 มิลลิลิตร ทิ้งให้แห้งที่อุณหภูมิห้องก่อนนำไปใช้

10.1.1.12 Trypticase (tryptic) Soy Agar With Yeast Extract (TSAYE)

ส่วนผสม

- Trypticase soy agar	40.0	กรัม
- Yeast extract	6.0	กรัม
- น้ำก泠ั่น	1.0	ลิตร

pH 7.3 + 0.2

วิธีการเตรียม

ละลายส่วนผสมด้วยน้ำกลั่น ต้มจนวุ่นละลายปรับ pH เป็น 7.3 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตรด้วยน้ำกลั่น บรรจุหลอดแก้วขนาด 16×150 มิลลิเมตร หลอดละ 5 มิลลิลิตร นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที วางในลักษณะวุ่นอุ่น

11.10.1.13 Lysine Arginine Iron Agar (LAIA)

ส่วนผสม

- Peptone	5.0	กรัม
- Yeast extract	3.0	กรัม
- Glucose	1.0	กรัม
- L-Lysine	10.0	กรัม
- L-Arginine	10.0	กรัม
- Ferric ammonium citrate	0.5	กรัม
- Sodium thiosulfate	0.04	กรัม
- Bromcresol purple	0.02	กรัม
- Agar	15.0	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH 7.3 + 0.2

วิธีการเตรียม

ละลายส่วนผสมด้วยน้ำกลั่น ปรับ pH เป็น 7.3 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร ด้วยน้ำกลั่น บรรจุหลอดแก้วขนาด 13×100 มิลลิเมตร หลอดละ 5 มิลลิลิตร นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที วางในลักษณะวุ่นอุ่น

11.10.1.14 Congo Red BHI Agarose (CRBHO) Medium*

ส่วนผสม

- Brain heart infusion (M201)	37.0	กรัม
- $MgCl_2$	1.0	กรัม
- Agarose	12.0	กรัม
- Congo Red dye (375 mg/ในน้ำกลั่น 100 ml)	20.0	มิลลิลิตร
- Agar	15.0	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH 7.3 + 0.2

วิธีการเตรียม

ละลายส่วนผสมทั้งหมดด้วยน้ำกลั่น ต้มจนวุ่นละลาย ปรับ pH เป็น 6.6 ทำให้ปราศจากเชื้อที่ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที ทิ้งให้เย็นในอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ 45-50 องศาเซลเซียส เทใส่จานเพาะเชื้อ 20 มิลลิลิตร ทิ้งให้แห้งที่อุณหภูมิห้องก่อนนำไปใช้



11.10.2 วิธีการตรวจวิเคราะห์ *Y. enterocolitica* ในอาหาร


วิธีการ

1. Enrichment


- 1.1 วิเคราะห์ตัวอย่างทันทีหลังจากได้รับตัวอย่างแล้ว ถ้าจำเป็นให้แยกตัวอย่างในตู้เย็น อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส แต่ห้ามนำไปแข่ย์เยือกแข็ง
- 1.2 ดูดตัวอย่าง 10 มิลลิลิตร ใส่ลงใน 90 มิลลิลิตร หรือ ชั่งตัวอย่าง 25 กรัม ใส่ใส่ถุงปลอก เชือก เติม 225 มิลลิลิตร ของอาหารเหลว PSBB ตีป่น 30 วินาที
- 1.3 บ่มพำนี้เชื้อที่ 10 องศาเซลเซียส นาน 10 วัน เพื่อทำ cold enrichment

2. Isolation

- 2.1 ใช้ loop แตะเชื้อจากอาหาร enrichment มา streak ลงบน MacConkey agar, CIN (YSA)
- 2.2 บ่มพำนี้เชื้อ 30 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง
- 2.3 ลักษณะโคโลนี *Y. enterocolitica* บนอาหารเลี้ยงเชื้อ MacConkey agar แสดงดังภาพ 11.1 และ YSA (CIN) ภาพ 11.2



11.1 ลักษณะโคโลนี *Y. enterocolitica* บน MacConkey Agar



ภาพ 11.2 ลักษณะโคโลนี *Y. enterocolitica* บน YSA (CIN)

3. ทดสอบทางชีวเคมี ลักษณะทางชีวเคมีของ *Y. enterocolitica* แสดงดังตาราง 11.1

ตาราง 11.1 ลักษณะทางชีวเคมีของ *Y. enterocolitica*

Reaction	<i>Y. enterocolitica</i>
Lysine	-
Arginine	-
Ornithine	+ ^(c)
Motility 22-26 °C	+
Motility 35-37 °C	-
Urea	+
Phenylalanine deaminase	-
Mannitol	+
Sorbitol	+
Cellobiose	+
Adonitol	-
Inositol	+/-(+)
Sucrose	+ ^(c)
Rhamnose	-
Raffinose	-
Melibiose	-
Simmons citrate	-
Voges- Proskauer	+/-(+)
Indole	+/-
Salicin	+/-
Esculin	+/-
Lipase	+/-
Pyrazinamidase	+/-

^a + = positive after 3 days at RT, (+) = positive after 7 days at RT.

^c Some biotype 5 strains are negative.

ที่มา: BAM online. (2001)

วิธีทดสอบทางชีวเคมี

เขียวเข้มต้องสงสัยและจากเชื้อบริสุทธิ์ ปลูกลงในอาหารเพื่อคุณสมบัติของเชื้อในอาหารต่อไปนี้

3.1 Streak เชื้อบนอาหาร CIN agar อธิบายลักษณะโคโลนีที่พบ

3.1.1 บ่มเพาะเชื้อที่ 35 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง

ผลของ *Y. enterocolitica* ทรงกลางโคโลนีมีสีแดงเข้ม และมีเส้นขอบโคโลนีชัดเจน รอบๆ โคโลนีมีลักษณะใส

3.2 LAIA Slant (KA - -)

3.2.1 เพาะโคโลนีลงในอาหารเอียง LAIA Slant โดยขีดลงบนผิวของอาหารเลี้ยงเชื้อ แหงลงไปจนถึงก้นหลอด , Streak เชื้อบนอาหาร Christensen's Agar Plate หรือ Bile Esculin Agar

3.2.2 บ่มเพาะเชื้อที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 ชั่วโมง

ผลของ *Y. enterocolitica* แสดงดังภาพ 11.3, 11.4, 11.5

3.3 ทดสอบการเคลื่อนที่ (Motility) ที่อุณหภูมิ 26 และ 37 องศาเซลเซียส

3.3.1 เพาะโคโลนีลงในหลอดอาหารเลี้ยงเชื้อ Motility test medium (semisolid) with TTC

3.3.2 บ่มเพาะเชื้อที่ 22-26 องศาเซลเซียส และ 35-37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

3.3.3 ดูการเคลื่อนที่ของเชื้อที่อุณหภูมิ 22-26 องศาเซลเซียส และ 35-37 องศาเซลเซียส

ผลของ *Y. enterocolitica* มีการเคลื่อนที่ที่ 22-26 องศาเซลเซียส แต่ไม่มีการเคลื่อนที่ที่ 35- 37 องศาเซลเซียส แสดงดังภาพ 11.6

3.4 การทดสอบอินโดล Methyl red (positive)

3.4.1 เพาะโคโลนีลงในหลอดอาหารเลี้ยงเชื้อ 1% typtone broth

3.4.2 บ่มจำเพาะเชื้อที่ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

3.4.3 เติมสารละลายโคแวร์ส ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ลงในหลอด เขย่าเบา ๆ

ผลของ *Y. enterocolitica* เกิดขันสีแดงด้านบนของขันอาหารเลี้ยงเชื้อ (ผลบวก)

3.5 Sucrose (unusually positive)

3.5.1 เพาะโคโลนีลงในหลอดอาหารเลี้ยงเชื้อ Bromcresol purple broth

3.5.2 บ่มเพาะเชื้อที่ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

3.5.3 ดูการเปลี่ยนสีของอาหารเลี้ยงเชื้อ

ผลของ *Y. enterocolitica* อาหารเลี้ยงเชื้อเปลี่ยนเป็นสีเหลือง (ผลบวก)

3.6 Voges Proskauer (unusually positive) การทดสอบ Autoagglutination test ด้วย เอ็มอาร์ วีพี

3.6.1 เพาะโคโลนีลงในหลอดอาหารเลี้ยงเชื้อ MRVP broth

3.6.2 บ่มเพาะเชื้อที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

ผลของ *Y. enterocolitica* แสดงดังภาพ 11.7

3.7 Congo Red Assay เพื่อตรวจสอบ plasmid -CRMOA agar – Colony สีแดง การทดสอบ Low calcium response Congo Red agarose virulence test.

3.7.1 เพาะเชื้อในอาหาร BHI broth

3.7.2 บ่มเพาะเชื้อที่ 22-26 องศาเซลเซียส และ 35-37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

3.7.3 เจือจางเชื้อด้วยน้ำเกลือสเตอร์ลีฟ์ให้ได้ 1,000 เซลล์/มิลลิลิตร

3.7.4 ปีเปตมา 0.1 มิลลิลิตร สเปรดบนอาหารเลี้ยงเชื้อ CRBHO จำนวน 2 จานเพาะเชื้อ

3.7.5 บ่มเพาะเชื้อที่ 25 และ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

ผลของ *Y. enterocolitica* แสดงดังภาพที่ 11.8



ลักษณะของ *Y. enterocolitica* บนอาหารทดสอบชนิดต่างๆ

LAI Slant

Y. enterocolitica (ซ้าย) = KA --

Salmonella (ขวา) = KKA + -




ภาพ 11.3 ลักษณะโคลนี *Y. enterocolitica* บน LAI slant (ซ้าย)

Christensen's Urea agar

Y. enterocolitica = pink color(urease positive)

E. coli = no color (urease negative)



ภาพ 11.4 ลักษณะโคลนี *Y. enterocolitica* บนอาหาร Christensen's Urea agar


Bile Esculin agar

Y. enterocolitica (except biotype 1A)

= esculin ไม่เปลี่ยนเป็นสีดำสี

Ent. faecalis

= esculin เปลี่ยนเป็นสีดำ (black color)



ภาพ 11.5 ลักษณะโคลนี *Y. enterocolitica* บน Bile Esculin agar

Motility Test Medium with TTC*Y. enterocolitica*

- = เคลื่อนที่ฯ 25 องศาเซลเซียส
(2 หลอด ซ้าย)
- = ไม่มีการเคลื่อนที่ 35 องศาเซลเซียส
(2 หลอด ขวา)

ภาพ 11.6 ลักษณะการเคลื่อนที่ *Y. enterocolitica* ในอาหาร Motility Test Medium with TTC**MRVP Agglutination Test**

แสดงการเจริญของเชื้อในอาหาร MRVP broth

ที่ 25 องศาเซลเซียส

pathogenic *Y. enterocolitica* อาหารเลี้ยง

เชื้อชุน มีตะกอนตกอยู่ด้านล่าง (หลอดซ้าย)

ที่ 35 องศาเซลเซียส

เชลล์ตกตะกอนด้านล่างแต่อาหารเลี้ยงเชื้อ

ไม่ชุน และไม่มีการจับตัวข้างผนังหลอด(หลอดขวา)

ภาพ 11.7 ลักษณะการเจริญของ *Y. enterocolitica* ในอาหาร MRVR broth***Y. enterocolitica* บน CRBHO ที่ 35 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง**Plasmid bearing *Y. enterocolitica*

โคลนีมีสีแดง ทึบแสง และมีลักษณะมนูน

Plasmidless โคลนีมีขนาดใหญ่ แบบ,

และโปร่งแสง

ภาพ 11.8 ลักษณะ Plasmid bearing ของ *Y. enterocolitica* บนอาหาร CRBHO

บทปฏิบัติการที่ 12
การตรวจวิเคราะห์จำนวนแบคทีเรียกรดแลกติกในอาหาร

12.1 ความมุ่งหมาย(Purpose)

เป็นคู่มือในการตรวจวิเคราะห์จำนวน การหาจำนวนแบคทีเรียกรดแลกติกในอาหาร

12.2 การใช้งาน (Application)

เพื่อใช้เป็นวิธีปฏิบัติในการตรวจวิเคราะห์จำนวนแบคทีเรียกรดแลกติกในอาหาร

12.3 เอกสารอ้างอิง (References)

12.3.1 บุญศรี จันทร์เจริญ. (2542). คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาของอาหาร. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

12.3.2 เรณู ปันทอง. (2537). คู่มือจุลชีววิทยาทางอาหาร. ภาควิชาชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 284 หน้า.

12.3.3 ศิริโถม ทุ่งเก้า. (2543). ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา. 158 หน้า.

12.3.4 AOAC. (1995). Official Methods of Analyses of Association of Official Analytical Chemists. 16th ed. Associations of Official Analytical Chemist, Arlington, VA.

12.3.5 Downes, F. P and ITO, K. (2001). Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 4th ed. American Public Health Association, Washington, DC.

12.3.6 ICMSF. (1998). Microorganisms in Foods. Blackie Academic and Professional, London.

12.3.7 Roberts, D., Hooper, W. and Greenwood, W. (1995). Practical food Microbiology (Methods for the examination of food for micro-organism of public health significance, 2nd ed. Public health laboratory service. London. 232 p.

12.3.8 U. S. Food and Drug Administration. (1995). Bacteriological Analytical Manual. 8th ed. AOAC International. Gaithersburg, MD.

12.4 นิยามและคำย่อ (Terminology and abbreviation)

MRS agar = de Man, Rogosa, Sharp agar

12.5 หลักการทางวิทยาศาสตร์ (principle)

แบคทีเรียกรดแลคติก หมายถึง กลุ่มแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติกจากการหมักcarboไฮเดรต ซึ่งได้แก่ กลุ่มแบคทีเรียแกรมบวก รูปกลมหรือรูปหòn ไม่สร้างสปอร์ ไม่เคลื่อนที่ ส่วนใหญ่ไม่ผลิตเอนไซม์คاتาเลส (catalase) ไม่ต้องการออกซิเจนในการเจริญ หรือต้องการปริมาณน้อยแบคทีเรียแลคติก ที่สำคัญได้แก่ *Lactobacillus*, *Lactococcus*, *Pediococcus* และ *Streptococcus* เป็นต้น อาจแบ่งแบคทีเรียแลคติกออกเป็น 2 กลุ่มย่อยตามชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมัก คือ กลุ่มโยโน่ เฟอร์เมนเททีฟ (homofementative) ได้แก่ พวกที่ผลิตกรดแลคติกเป็นส่วนใหญ่จากการหมักน้ำตาล ตัวอย่างของแบคทีเรียแลคติกกลุ่มนี้ ได้แก่ *Lactobacillus* ชนิดต่างๆ เช่น *Lb. bulgaricus*, *Lb. helveticus*, *Lb. casei*, *Lb. plantarum* เป็นต้น รวมทั้ง *Pediococcus*, *Streptococcus* และ *Lactococcus* ทุกชนิด สำหรับแบคทีเรียแลคติกอีกกลุ่มนี้ ได้แก่ กลุ่มเยหเทอโรเฟอร์เมนเททีฟ (heterofermentative) ซึ่งเป็นพวกที่ให้ผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น เช่น เอทานอล กรดอะซีติก กลีเซอรอล แม่นิทอล และคาร์บอนไดออกไซด์ จากการหมักน้ำตาลนอกเหนือจากการหมักแลคติกแบคทีเรียแลคติกที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ *Lactobacillus brevis*, *Lb. fermentum*, *Lb. buchneri* รวมทั้ง *Leuconostoc* บางชนิด เช่น *L. cremoris*, *L. lactis*, *L. mesenteroides* เป็นต้น (ศิริโฉม, 2543)

แบคทีเรียแลคติกพบได้ทั่วไปในธรรมชาติ เช่น ดินและพืชผัก และอาหารดิบ และมีความสำคัญในอาหาร โดยมีบทบาทในการผลิตอาหารหมัก (fermented foods) ชนิดต่าง ๆ เช่น ผักดอง นมเปรี้ยว โยเกิร์ต ไส้กรอก แหنน และเนยแข็ง เป็นต้น การผลิตอาหารหมักบางชนิด เช่น ผักดอง และแหนน อาศัยกิจกรรมของแบคทีเรียแลคติกธรรมชาติหลายชนิดที่ติดมากับวัตถุดิบ ในขณะที่อาหารหมักบางชนิด เช่น นมเปรี้ยว และโยเกิร์ต ใช้หัวเชื้อแลคติกในรูปเชื้อบริสุทธิ์ (starter culture) ในการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ การตรวจสอบชนิด และจำนวนแบคทีเรียแลคติกในผลิตภัณฑ์อาหารหมักมีความสำคัญเพื่อติดตามการดำเนินไปของกระบวนการหมัก เมื่อ จำก แบคทีเรียแลคติกเป็นพวกที่ต้องการสารอาหารซับซ้อน ดังนั้นจึงไม่สามารถเพาะเลี้ยงด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียทั่วไปได้ (ศิริโฉม, 2543) อาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับแบคทีเรียแลคติกมักมีส่วนประกอบของวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ ที่ใช้กันมาก ได้แก่ MRS broth หรือ MRS agar (de Man, Rogosa, Sharp agar) และ lactic agar เป็นต้น (Roberts, et al., 1995) การตรวจนับแบคทีเรียแลคติกอาจนับจำนวนแบคทีเรียกลุ่มนี้ทั้งหมดในตัวอย่าง หรือตรวจนับเฉพาะแบคทีเรียแลคติกบางกลุ่มก็ได้ เช่นนับเฉพาะพวกที่มีเซลล์รูปกลมเรียงต่อกันเป็นสาย (streptococci) หรือพวกเซลล์รูปหòn (lactobacilli) หรือนับเฉพาะแบคทีเรียแลคติกบางชนิด เช่น *Lactobacillus bulgaricus* และ *Streptococcus thermophilus* ในโยเกิร์ต

12.6 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

12.7 ความปลอดภัย (Safety)

12.7.1 ต้องสวมเสื้อคลุมตลอดระยะเวลาปฏิบัติการเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อจุลทรรศน์ติดผิวนังหรือเสื้อผ้า รวมทั้งป้องกันตัวเองและเสื้อผ้าจากการกระเด็นของสารเคมีและสิ่งสกปรกต่างๆ

12.7.2 ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มหรือสูบบุหรี่ในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนห้ามเคี้ยว หรือกัดดินสอ ปากกา

12.7.3 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหน้าหรือตาระหว่างปฏิบัติงาน

12.7.4 ก่อนและหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง ต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อความสะอาดบริเวณปฏิบัติงานทุกครั้ง

12.7.5 ต้องติดฉลาก แสดง ชื่อ วันที่ ตัวอย่าง ชนิด อาหารเลี้ยงเชื้อหรืออื่นๆ ลงบน จาน เพาะ เชื้อหรืออุปกรณ์ ทดลองเพื่อป้องกันการล้างหรือนำไปทิ้งโดยไม่ตั้งใจ

12.7.6 ใช้ตะเกียงบุนเสน หรือตะเกียงแอลกอฮอล์ด้วยความระมัดระวัง ห้ามวางตะเกียง ดังกล่าวไว้ใกล้ภาชนะบรรจุแอลกอฮอล์หรือสารไวไฟต่างๆ รวมทั้งระมัดระวังมือและเส้นผม หรือส่วนต่างๆ ของร่างกายจากการถูกไฟลวก ดับตะเกียงทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

12.7.7 วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ป่นเปื่อย เชื้อต้องนำไปฝ่า เชื้อด้วยวิธีการที่เหมาะสม จานเพาะ เชื้อทดลองทดลองที่เลี้ยง เชื้อต้องนำไปนึ่งฆ่า เชื้อก่อนนำไปล้าง

12.7.8 สไลด์ที่ป่นเปื่อย เชื้อต้องนำไปแข่นน้ำยาฆ่า เชื้อ ก่อนนำไปกำจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสม ต่อไป

12.7.9 ก่อนและหลังปฏิบัติการทุกครั้ง ต้องล้างมือด้วยสบู่ และเช็ดด้วยน้ำยาฆ่า เชื้อ (แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์) ทุกครั้ง

12.8 เครื่องมือเครื่องใช้ (Equipment and supplies)

12.8.1 ตู้บ่ม เชื้อ (Incubator) ควบคุมอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส

12.8.2 หม้อนึ่งฆ่า เชื้อ (Autoclave)

12.8.3 กระดาษวัด pH (pH paper)

12.8.4 เครื่องซั่ง (Balance)

12.8.5 เครื่องแก้ว ไดแก่ Petri dishes, Pipette, dilution bottle, glass rod spreader

12.8.6 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (water bath)

12.8.7 กรรไกรปลอด เชื้อ

12.8.8 เครื่องตีป่นอาหาร (Stomacher)

12.8.9 ถุงพลาสติกปลอด เชื้อ (Stomacher bag)

12.9 สารมาตราฐาน

12.9.1 MRS agar (de Man, Rogosa, Sharp agar)

12.9.2 Lee's agar

12.10 วิธีดำเนินการ (Procedures)

12.10.1 การเตรียมอาหารเพี้ยงเชื้อ

12.10.1.1 MRS agar (de Man, Rogosa, Sharp agar)

ส่วนผสม

- Peptone	10.0	กรัม
- Meat extract	10.0	กรัม
- Yeast extract	5.0	กรัม
- Glucose	20.0	กรัม
- Tween 80	1.0	กรัม
- Dipotassium hydrogen phosphate	2.0	กรัม
- Sodium acetate	5.0	กรัม
- Triammonium citrate	2.0	กรัม
- Manganese sulphate (hydrate)	0.05	กรัม
- Agar	15.0	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร
pH 6.2 ± 0.2		

วิธีเตรียม

ละลายส่วนผสมด้วยน้ำกลั่น ต้มจนน้ำเหลวอยู่ปรับ pH เป็น 6.2 ปรับปริมาณตรเป็น 1 ลิตร ด้วยน้ำกลั่น นำเข้าขึ้นท่ออุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที

12.10.1.2 Lee's agar

ส่วนผสม

- Tryptone	10.0	กรัม
- Yeast extract	10.0	กรัม
- Lactose	5.0	กรัม
- Sucrose	5.0	กรัม
- Calcium carbonate	3.0	กรัม
- Dipotassium phosphate	0.5	กรัม
- Bromcresol purple solution(0.2%)	10.0	มิลลิลิตร

- Agar	18.0	กรัม
- น้ำกําลັນ	1.0	ลิตร
pH 7.0 ± 0.2		

วิธีเตรียม

ละลายส่วนผสมทั้งหมดในน้ำกําลັນ ต้มจนกวุ่นละลายปรับ pH เป็น 7.0 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร ด้วยน้ำกําลັນ นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที ทิ้งให้เย็นลงจนมี อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เติม calcium carbonate เขย่าให้เข้ากัน ก่อนเทใส่จานเพาะเชื้อเติม Bromcresol purple solution(0.2%) 10.0 มิลลิลิตร

12.10.1.3 3% Hydrogen peroxide solution

ส่วนผสม	H ₂ O ₂	3.0 มิลลิลิตร (คำนวนจากคลากข้างขวา ความเข้มข้น 30 %)
	น้ำกําลັນ	100.0 มิลลิลิตร

วิธีเตรียม

ตวง H₂O₂ มา 3 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรเป็น 100 ด้วยน้ำกําลັນ (ปรับปริมาตรด้วย Volumetric flask)

12.10.1.4 Peptone water 0.1%ส่วนผสม

- Peptone	1.0	กรัม
- น้ำกําลັນ	1.0	ลิตร
pH 7.0 ± 0.2		

วิธีการเตรียม


ละลายเปปโตน 1 กรัม ในน้ำกําลັນ ปรับ pH เป็น 7.0 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตรด้วย น้ำกําลັນ นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 15 นาที

12.10.2 วิธีการตรวจวิเคราะห์

การนับจำนวนแบคทีเรียแลคติกทั้งหมด

การนับจำนวนแบคทีเรียกรดแลคติกทั้งหมดในตัวอย่าง ทำได้โดยการเพาะตัวอย่างด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดแข็ง เช่น MRS agar และควรปรับสภาวะการบ่มเชื้อให้เหมาะสม คือ ไม่มีออกซิเจน และมีคาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 5 เบอร์เซ็นต์ โดยการบ่มในโถเพาะเชื้อไร้ออกซิเจน (anaerobic jar) หรือในโถเพาะเชื้อที่เรียกว่า แคนเดลาร์ (candle jar) ก็ได้ หลังจากการบ่มเพาะ เชื้อประมาณ 3 - 4 วัน แบคทีเรียแลคติกจะเจริญเป็นโคโลนีขนาดเล็ก สีขาวหรือครีม ซึ่งควรนำโคโลนีเหล่านั้นมาขยี้สีแกรม เพื่อศึกษาดูรูปร่างและการเรียงตัวของเซล การติดสีแกรม รวมทั้งการทดสอบคะยะเสถียร ขั้นตอนการวิเคราะห์จำนวน แบคทีเรียกรดแลคติกทั้งหมด แสดงดังภาพ 12.1

ก. การวิเคราะห์จำนวนแบคทีเรียแลคติก



ภาพ 12.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์จำนวนแลคติกแบคทีเรีย

การย้อมแกรม

ผลของแบคทีเรียแลคติกเซลล์รูปท่ออนหรือรูปร่างกลม ติดสีแกรมบวก ไม่สร้างสปอร์

การทดสอบคะยะเสถียร

- หยดสารละลายไฮโดรเจน Peroxide ออกไซด์ (H_2O_2) เข้มข้น 3 เบอร์เซ็นต์ ลงบนโคโลนี
- สังเกตการเกิดฟองกําช ผลการทดสอบไม่เกิดฟองกําช (ผลลบ)


หมายเหตุ การนับจำนวนโคโลนีจากจานเพาะเชื้อหาค่าเฉลี่ยจำนวนโคโลนีในจาน และ
คำนวณ CFU /g หรือ CFU /ml

การนับจำนวน *Streptococcus thermophilus* และ *Lactobacillus bulgaricus*

S. thermophilus และ *L. bulgaricus* เป็นหัวเชื้อแลกติกที่ใช้ผลิตโยเกิร์ต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอในแต่ละครั้งของการหมักจะต้องควบคุมปริมาณหัวเชื้อทั้งสองชนิด ให้มีอัตราส่วนเท่าๆ กันตลอดเวลา ดังนั้นจึงควรตรวจสอบจำนวนของแบคทีเรียกรดแลกติกทั้งสองชนิด ในระหว่างกระบวนการผลิตโยเกิร์ตเป็นระยะๆ ซึ่งอาจทำได้โดยการนับเซลล์โดยตรงด้วยกล้องจุลทรรศน์ แต่ว่าในไม่สามารถแยกแยะระหว่างเซลล์ที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตได้ จึงควรใช้วิธีนับโคโลนีบนจานเพาะเชื้อ โดยเพาะเลี้ยงด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อที่แยกความแตกต่างระหว่างแบคทีเรียกรดแลกติกทั้งสองชนิดได้ ซึ่งได้แก่ Lee's agar อาหารเลี้ยงเชื้อชนิดนี้มีปูโรสเป็นส่วนผสมซึ่ง *L. bulgaricus* ใช้ไม่ได้ แต่ *S. thermophilus* ใช้ได้ นอกจากนั้นยังมีแลกโทส ซึ่งแบคทีเรียทั้งสองชนิดใช้ได้ และมีปรอมครีซอลเพอร์เพลเป็นอินดิเคเตอร์ของ pH ถ้าปรับความเข้มข้นของน้ำตาลทั้งสองชนิดในอาหารเลี้ยงเชื้อให้เหมาะสมจะทำให้เห็นความแตกต่างของโคโลนีของแบคทีเรียแต่ละชนิดอันเนื่องมาจากการใช้น้ำตาลได้ กล่าวคือโคโลนีของ *L. bulgaricus* จะมีสีขาวในโคโลนีของ *S. thermophilus* จะมีสีเหลือง วิธีการนับจำนวน *Streptococcus thermophilus* และ *Lactobacillus bulgaricus* แสดงดังภาพ 12.2

ข. การนับจำนวน *Streptococcus thermophilus* และ *Lactobacillus bulgaricus*

วิธีปฏิบัติ



ภาพ 12.2 ขั้นตอนการตรวจนับจำนวน *S. thermophilus* และ *L. bulgaricus*

บทปฏิบัติการที่ 13
การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหารกระป่อง

13.1 ความมุ่งหมาย (Purpose)

เป็นคู่มือในการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหารกระป่อง

13.2 การใช้งาน (Application)

เพื่อใช้เป็นวิธีปฏิบัติในการตรวจจุลินทรีย์ในอาหารกระป่อง

13.3 เอกสารอ้างอิง (References)

- 13.3.1 ธีรพร คงบังเกิด. การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหารกระป่อง. ภาควิชา อุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร, 3 หน้า.
- 13.3.2 สิริพร ชนะเสาวภาคย์. (2541). การตรวจสอบจุลินทรีย์ในอาหารกระป่องที่มีความเป็น กรณ. เอกสารของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, 4 หน้า.
- 13.3.3 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. (2523). วิธีวิเคราะห์อาหารทางจุล ชีววิทยาเล่ม 1 อาหารกระป่อง มอก. 335 เล่ม 1 -2523. กระทรวง อุตสาหกรรม. โรงพิมพ์ครุศภา กรุงเทพฯ.
- 13.3.4 บุญส่ง แสงอ่อน. (2547). คู่มือจุลชีววิทยาทางอาหารภาคปฏิบัติการ. ภาควิชา อุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยนเรศวร. 75 หน้า.
- 13.3.5 AOAC, (1995). Official Methods of Analysis of Association of Official Analytical Chemists. 6th ed. Associations of Official Analytical Chemist, Arlington, VA.
- 13.3.6 Downes, F. P. and Ito, K. (2001). Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 4th ed. American Public Health Association, Washington, DC.

13.4 นิยามและคำย่อ (Terminology and abbreviation)

13.5 หลักการทางวิทยาศาสตร์ (principle)

อาหารกระป๋อง

อาหารกระป๋อง หมายถึงอาหารที่ผ่านกรรมวิธีแปรรูปด้วยความร้อนสูงเพื่อทำลายหรือยับยั้ง การขยายพันธุ์ของจุลทรรศน์ และบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท (hermetically sealed) เนื่องจากกรรมวิธี ในการแปรรูป นอกจากจะคำนึงถึงการถนอมอาหาร และความปลอดภัยในการบริโภคแล้ว คุณภาพ ของอาหารจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด ฉะนั้นการกำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อของอาหาร กระป๋องจึงเป็นการทำให้อาหารอยู่ในสภาพปลอดเชื้อทางการค้า (commercial sterility)

การแปรรูปอาหารด้วยความร้อน มีปัจจัยที่มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ที่สำคัญคือค่าความ เป็นกรด - ด่างของอาหาร เมื่อจะจะเป็นตัวกำหนดอุณหภูมิ และเวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ โดยทั่วไป อาหารกระป๋องแบ่งตามความเป็นกรดดังนี้

1. อาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำคือ อาหารกระป๋องที่มีค่า pH > 4.6 เช่น ผลิตภัณฑ์ อาหารทะเล นม และพิชบานชนิด เช่น ข้าวโพด ถั่ว และอื่นๆ อาหารกระป๋องประเภทนี้มักเน่าเสียโดย แบคทีเรียที่ชอบอุณหภูมิสูงจะทำให้อาหารเน่าเสียแบบไม่มีแก๊ส (กระป๋องไม่บวม) (Thermophilic flat-sour spoilage) จุลทรรศน์ที่เกี่ยวข้องกับการเสียของอาหารที่มีความเป็นกรดต่ำ ได้แก่

- Aerobic sporeformers ที่สำคัญได้แก่ *Bacillus polymyxa*, *B. subtilis* และ *B. macerans* เป็นแบคทีเรียที่ต้องการอากาศ สร้างสปอร์ ทำให้อาหารมีกลิ่นเปรี้ยว ตกตะกอน ข้น หรือหนืด

- Anaerobic mesophiles เช่น *Clostridium botulinum* เจริญได้ดีในสภาพไม่มี ออกซิเจน อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 35 องศาเซลเซียส อาหารจะมีกลิ่นเหม็นเน่า ยุ่ย และจะ กระป๋อง อาจจะบวมถ้ามีการสร้างกําชมาก ถ้าพบ *C. botulinum* อาหารนั้นไม่ปลอดภัยในการบริโภค ดังนั้น อาหารกระป๋องชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำ จึงกำหนดให้ใช้กระบวนการฆ่าเชื้อที่ทำลายสปอร์ของเชื้อ *Clostridium botulinum* ได้หมด

- Thermophile เจริญได้ดีที่อุณหภูมิสูงกว่า 43 องศาเซลเซียส สร้างสปอร์ได้ ทนความ ร้อนได้สูง การเสียของอาหารเนื่องจากแบคทีเรียกลุ่มนี้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่

- Flat sour spoilage กระป๋องจะมีลักษณะปกติ ไม่บวม เนื่องจากเชื้อไม่สร้างกําช pH ของอาหารจะลดต่ำลงกว่าเดิมทำให้อาหารมีรสเปรี้ยว จุลทรรศน์ที่เป็นสาเหตุสำคัญของ Flat sour spoilage ได้แก่ *Bacillus stearothermophilus*

- Thermophilic anaerobe spoilage กระป๋องจะบวม ถ้ามีกําชามากอาจเกิดการ ระเบิดได้ อาหารมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุ เช่น *Clostridium thermosaccharolyticum* ทนความร้อนสูง สร้างสปอร์ เจริญได้ดีในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน

- Sulfide spoilage กระป๋องจะแบบปกติ อาหารมีสีคล้ำ หรือดำ มีกลิ่นกําช H₂S แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุคือ *Clostridium nigrificans* ซึ่งสร้างสปอร์ เจริญได้ดีในสภาพไม่มีออกซิเจน

เจริญได้เฉพาะที่อุณหภูมิสูงเท่านั้น ก๊าซ H_2S ที่สร้างขึ้นจะละลายในอาหาร อาหารจะมีดำเนื่องจากปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างเหล็กกับ H_2S เกิดเป็นเหล็กชัลไฟฟ์ ซึ่งมีสีดำ

2. อาหารกระป๋องที่เป็นกรด (Acid canned food) คือ อาหารกระป๋องที่ค่า pH เท่ากับหรือต่ำกว่า 4.60 อาหารที่มีความเป็นกรด เวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อจะน้อย เช่นไข้ความร้อนเพียง 90 องศาเซลเซียส หรือต้มให้เดือดแล้วทำให้เย็นก็เพียงพอ อาหารประเภทนี้ชั่น ผักและผลไม้ อาหารกระป๋องประเภทนี้มักเกิดการเน่าเสียจากจุลทรีย์ ซึ่งได้แก่

- Aciduric flat sour ได้แก่ *B. coagulans* เป็นแบคทีเรียรูปท่อน สร้างสปอร์ ทนสภาพความเป็นกรดได้ดี สามารถเจริญได้ที่อุณหภูมิสูง 60 องศาเซลเซียส ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนเล็กน้อย

- Butyric anaerobe เช่น *Clostridium butyricum*, *C. pasteurianum* เป็นแบคทีเรียรูปท่อน สร้างสปอร์ เจริญได้ที่อุณหภูมิ 30 - 35 องศาเซลเซียส ในสภาพไม่มีออกซิเจน สร้างกรดบิวทิริก ก๊าซไฮโดรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้กระป๋องบวม อาหารมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว

- Yeast การเสียเนื่องจาก yeast กระป๋องจะบวม มีกลิ่นหมัก เนื่องจาก yeast จะสร้าง酵母孢子 และผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

- Heat-resistant molds ส่วนใหญ่ได้แก่เชื้อ *Byssochlamys fulva*, *Neosartorya jischen* และ *Taratomyces flava* ราเหلنี่สร้าง ascospores ที่ทนความร้อนได้สูง มักพบเป็นปื้นอยู่ในผลไม้ และน้ำผลไม้เข้มข้นก่อนที่จะทำการฆ่าเชื้อ ลักษณะกระป๋องไม่บวม อาหารจะมีกลิ่นอับของรา และอาจพบเส้นใยของรา

13.6 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตาราง การซักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินใจ

13.7 ความปลอดภัย (Safety)

13.7.1 ต้องรวมเสื้อคลุมตลอดระยะเวลาปฏิบัติการเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อจุลทรีย์ติดผิวน้ำ หรือเสื้อผ้า รวมทั้งป้องกันตัวเองและเสื้อผ้าจากการกระเด็นของสารเคมีและสิ่งสกปรกต่างๆ

13.7.2 ห้ามรับประทานอาหาร ดื้อมหรือสูบบุหรี่ในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนห้ามเคี้ยว หรือกัดดินสอ ปากกา

13.7.3 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหน้าหรือตาระหว่างปฏิบัติงาน

13.7.4 ก่อนและหลังปฏิบัติงานทุกครั้งต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อความสะอาด บริเวณปฏิบัติงานทุกครั้ง

13.7.5 ต้องติดฉลาก แสดง ชื่อ วันที่ ตัวอย่าง ชนิด อาหาร เสียงเชื้อหรืออื่นๆ ลงบน จาน เพาะเชื้อหรืออุปกรณ์ ทดลองเพื่อป้องกันการล้างหรือนำไปทิ้งโดยไม่ตั้งใจ

13.7.6 ใช้ตะเกียงบุนเสน หรือตะเกียงแอลกอฮอล์ด้วยความระมัดระวัง ห้ามวางตะเกียง ดังกล่าวไว้ใกล้ภาชนะบรรจุแอลกอฮอล์หรือสารไวไฟต่างๆ รวมทั้งระมัดระวังมือและเส้นผม หรือส่วนต่างๆ ของร่างกายจากการถูกไฟ梧光 ดับตะเกียงทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

13.7.7 วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ป่นเปื่อยเข้าด้วยวิธีการที่เหมาะสม งานเพาะเชื้อทดลองทดลองที่เลี้ยงเข้าต้องนำไปนึ่งฆ่าเชื้อก่อนนำไปล้าง

13.7.8 สไลด์ที่ป่นเปื่อยเข้าต้องนำไปแข่นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนำไปล้าง ก่อนนำไปกำจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสมต่อไป

13.7.9 ก่อนและหลังปฏิบัติการทุกครั้งต้องล้างมือด้วยสบู่ และเช็ดด้วยโต๊ะปฏิบัติการด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ (แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์) ทุกครั้ง

13.7.10 ข้อควรระวัง ห้ามทดลองซึมตัวอย่างอาหารกระป่องที่มีความเป็นกรดตា pH>4.6 ที่ผ่านการบ่ม เชื้อด้วยเด็กขาด เพราะอาจมีเชื้อ *Clostridium botulinum* เจริญและจะก่อให้เกิดอาหารอาหารเป็นพิษถึงตายได้ (เป็นพิษที่รุนแรงที่สุด)

13.8 เครื่องมือเครื่องใช้ (Equipment and supplies)

- 13.8.1 ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) ควบคุมอุณหภูมิ 35 และ 55 องศาเซลเซียส
- 13.8.2 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave)
- 13.8.3 เครื่องวัด pH (pH meter)
- 13.8.4 เครื่องชั่ง (Balance)
- 13.8.5 เครื่องแก้ว ไดแก่ Petridish, Pipette, Dilution bottle, Glass rod Spreader, Slide
- 13.8.6 อุปกรณ์เปิดฝากระป่อง
- 13.8.7 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath)
- 13.8.8 กระไรปลดเชื้อ
- 13.8.9 เครื่องตีปั่น (Stomacher)
- 13.8.10 ถุงพลาสติกปลดเชื้อ (Stomacher bag)
- 13.8.11 ห่วงเชือยเชื้อ (Loop)
- 13.8.12 น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับเช็ดโต๊ะปฏิบัติการ

13.9 สารมาตรฐาน (Standard)

อาหารเลี้ยงเชื้อและสารเคมี

- 13.9.1 Butterfield's phosphate – buffered dilution water
- 13.9.2 Dextrose Tryptone Bromcresol Purple Broth
- 13.9.3 Cook Meat Medium

- 13.9.4 Iron Sulfite Agar
- 13.9.5 Malt Agar
- 13.9.6 Plate Count Agar
- 13.9.7 Potato Dextrose Agar

13.10.วิธีดำเนินการ (Procedures)

13.10.1. การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ

13.10.1.1 Butterfield's phosphate – buffered dilution water

ก. Stock Solution

- KH ₂ PO ₄	34	กรัม
- น้ำกลั่น	500	มิลลิลิตร

วิธีการเตรียม

ละลาย Potassium dihydrogen phosphate (KH₂PO₄) 34 กรัม ในน้ำกลั่น 500 มิลลิลิตร ปรับ pH ให้ได้ 7.2 ด้วย 1 N NaOH และปรับปริมาตรให้ครบ 1 ลิตร ผ่าเชือในหม้อนึ่งความดัน (Autoclave) ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส หรือที่ความดัน 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว นาน 15 นาที ก็จะได้ในตู้เย็น

ข. Dilution Blanks

นำ Stock Solution มา 1.25 มิลลิลิตร ใส่ในน้ำกลั่น 1 ลิตร แบ่งใส่หลอดทดลองบรรจุ 9 มิลลิลิตร บรรจุขวดแก้วทวนร้อน 90 มิลลิลิตร และ 225 มิลลิลิตร นึ่งผ่าเชือที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที

13.10.1.2 Dextrose Tryptone Bromoresol Purple Broth

ส่วนผสม

- Dextrose	10.0	กรัม
- Beef extract	5.0	กรัม
- Peptone	5.0	กรัม
- Bromoresol purple (1.6% in ethanol)	2.0	มิลลิลิตร
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH 7.0 ± 0.2

วิธีการเตรียม

ละลายส่วนผสมด้วยน้ำกลั่น ปรับ pH เป็น 7.0 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร บรรจุใส่หลอดแก้วขนาด 15 x 150 มิลลิลิตร หลอดละ 10 มิลลิลิตร นึ่งผ่าเชือที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที

13.10.1.3. Cook Meat Medium

ส่วนผสมพื้นฐาน

- Beef Heart(from 454)	98.0	กรัม
- Peptone	1.0	กรัม
- Dextrose	2.0	กรัม
- Sodium chloride	5.0	กรัม
- Distilled water	1.0	ลิตร

pH 7.0 ± 0.2

วิธีการเตรียม

ละลายส่วนผสมด้วยน้ำกลั่น ปรับ pH เป็น 7.0 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตรด้วยน้ำบรรจุใส่หลอดแก้วขนาด 15 x 150 มิลลิลิตร หลอดละ 15 มิลลิลิตร นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 15 นาที

13.10.1.4 Iron Sulfite Agar

ส่วนผสม

- Peptone from casein	15.0	กรัม
- Yeast extract	10.0	กรัม
- Sodium sulfite	5.0	กรัม
- Agar	15.0	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH 6.9 ± 0.2

วิธีการเตรียม

ละลายส่วนผสมด้วยน้ำกลั่น ปรับ pH เป็น 6.9 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตรด้วยน้ำกลั่น ทำให้ปราศจากเชื้อที่ 121 องศาเซลเซียส 15 นาที ก่อนใช้ ให้เติม Iron(II) sulfate 7% ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ต่ออาหาร 1 ลิตร

13.10.1.5 Malt agar

ส่วนผสม

- Malt extract	30.0	กรัม
- Peptone from soymeal	3.0	กรัม
- Agar	15.0	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH 5.6 ± 0.2

วิธีการเตรียม

ละลายส่วนผสมด้วยน้ำกลั่น ปรับ pH เป็น 5.6 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตรด้วยน้ำกลั่น ต้มจนวุ่นละลาย ต้มประมาณ 10 นาที ไม่ต้องนึ่งฆ่าเชื้อ เทใส่จานเพาะเชื้อ 15 มิลลิตร

13.10.1.6 Plate Count Agar

ส่วนผสม

- Tryptone	5.0	กรัม
- Yeast extract	2.5	กรัม
- D-glucose	1.0	กรัม
- Agar	15.0	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH 7.0 ± 0.2

วิธีการเตรียม

ละลายส่วนประกอบทั้งหมด บรรจุใส่ภาชนะตามขนาดที่ต้องการ นึ่งฆ่าเชื้อที่ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาทีหรือ ชั่ง PCA 22.5 กรัม (Merck) /น้ำกลั่น 1 ลิตร ละลายและบรรจุใส่ภาชนะและนำไปนึ่งฆ่าเชื้อเข่นเดียวกัน

13.10.1.7 Potato Dextrose Agar

ส่วนผสม

- Potato infusion (infusion from 200 g potatoes)	4.0	กรัม
- D-glucose	20.0	กรัม
- Agar	15.0	กรัม
- น้ำกลั่น	1.0	ลิตร

pH 5.6 ± 0.2

วิธีการเตรียม

ละลายส่วนผสมในน้ำกลั่น ต้มจนวุ่นละลายปรับ pH เป็น 5.6 ปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร ด้วยน้ำกลั่น นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที

13.10.2 วิธีการตรวจสอบในอาหารกระป่อง

1. ขั้นตอนการตรวจสอบจุลินทรีย์ในอาหารกระป่องที่มีความเป็นกรดต่ำ

1.1 การซักตัวอย่าง ทำการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารกระป่องที่ผลิตขึ้นในรุ่น (Lot) เดียวกัน โดยปฏิบัติตามตารางการซักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (ตารางที่ 13.1)

1.2 ทำการ Incubation test ทำการตรวจลักษณะภายนอกของกระป่อง ก่อนที่จะลอกคลากออกให้บันทึกรายละเอียดบนฉลากได้แก่ ชื่ออาหาร วันเดือนปีที่ผลิต ลักษณะตัวอย่าง ลักษณะภาชนะบรรจุเป็นต้น ไว้ก่อน พร้อมทั้งทำเครื่องหมายไว้บนกระป่อง เช่น การเป็นสนิม การบุบ การบวม กระป่องที่บวมไม่ต้องทำ Incubation test แบ่งตัวอย่างเป็นสามส่วน นำส่วนหนึ่งไปบ่มในตู้อบเพาเชื้ออุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส นาน 14 วัน อีกส่วนเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 14 วัน และอีกส่วนบ่มในตู้อบเพาเชื้ออุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส นาน 7 - 10 วัน ถ้ากระป่องบวมระหว่างการบ่มเชื้อไม่ต้องนำมายังเครื่อง

1.3 การเตรียมตัวอย่างกระป่อง เมื่อครบกำหนดเวลาในการบ่มให้เตรียมการตรวจสอบดังนี้

การเปิดกระป่องด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ วิธีการ

- ดึงฉลากออก : ตรวจความบกพร่องของกระป่อง บันทึกผล จากนั้นทำความสะอาดกระป่อง ถ้ามีสิ่งสกปรก หรือน้ำมันติดอยู่ อาจต้องล้างด้วยผงซักฟอก ล้างน้ำเข้มให้แห้งด้วยกระดาษ ทำความสะอาด


- กรณีกระป่อง : ให้ล้างกระป่องให้สะอาด เข้มให้แห้ง เซ็ตฝ่ากระป่องด้านหนึ่งด้วย เอทานอล 95% เพื่อถ่ายไฟเพื่อฆ่าเชื้อ ทิ้งให้เย็น เปิดฝ่ากระป่องด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ

- กรณีภาชนะแก้ว : ให้ทำความสะอาดฝ่าเปิดฝานฝ่าเปิดด้วยเบลวไฟเล็กน้อย จากนั้น เปิดฝ่าด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ (อุปกรณ์ที่ใช้เปิดฝ่าต้องลับ ด้วยเบลวไฟเช่นกัน)

- กรณีภาชนะที่ไม่แข็ง (ถุง) : ทำความสะอาดผิวภายนอกของภาชนะบรรจุ ด้วยผงซักฟอก ที่ทำลายเชื้อได้ ทำให้แห้งด้วยผ้าทำความสะอาดที่เรียบร้อยแล้วรีบด้วยเบลวไฟ ตัดปลายด้านบนของภาชนะให้แนวที่ปิดผนึกให้เปิดกว้างประมาณ 2-3 นิ้ว (อาจตัดที่มุมถุง) จากนั้นนำไปเพาเชื้อทันที

1.4 วิธีการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหารกระป่องที่มีความเป็นกรดตា


1.4.1 วิธีวิเคราะห์จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total Plate Count) ในอาหารกระป่องชนิดกรดตា ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ แสดงดังภาพ 13.1



ภาพ 13.1 ขั้นตอนวิธีวิเคราะห์ จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total Plate Count) ในอาหารกระป่องชนิดกรดตា


1.4.2 การวิเคราะห์ Flat Sour ชนิด Thermophilic และ Mesophilic ในอาหารกระป่องชนิดกรดตា

ขั้นตอนการวิเคราะห์ แสดงดังภาพ 13.2




ภาพ 13.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ Flat Sour ชนิด Thermophilic และ Mesophilic ในอาหาร
กระป่องชนิดกรดตា

**1.4.3 การวิเคราะห์ Flat Sour ชนิด Mesophilic (Putrefactive) anaerobes ในอาหาร
กระป่องชนิดกรดตា วิธีวิเคราะห์แสดงดังภาพ 13.3**



**ภาพ 13.3 การวิเคราะห์ Flat Sour ชนิด Mesophilic (Putrefactive) anaerobes ในอาหาร
กระป่องชนิดกรดตា**

**1.4.4 การวิเคราะห์ Sulfide spoilage ในอาหารกระป่องชนิดกรดตា วิธีวิเคราะห์แสดง
ดังภาพ 13.4**



ภาพ 13.4 ขั้นตอนการวิเคราะห์ Sulfide spoilage ในอาหารกระป่องชนิดกรดตា

2. การตรวจสอบจุลินทรีย์ในอาหารกระป่องที่มีความเป็นกรด มีขั้นตอนดังนี้

2.1 การซักตัวอย่าง ทำการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารกระป่องที่ผลิตขึ้นในรุ่น (Lot) เดียวกัน โดยปฏิบัติตามตารางการซักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (ตารางที่ 13.1)


2.2 ทำการ Incubation test ทำการตรวจลักษณะภายนอกของกระป่อง ก่อนที่จะลอกฉลากออกให้บันทึกรายละเอียดบนฉลากได้แก่ ชื่ออาหาร วันเดือนปีที่ผลิต ลักษณะตัวอย่าง ลักษณะภาชนะบรรจุเป็นต้น ไว้ก่อน พร้อมทั้งนำเครื่องหมายไว้บนกระป่อง เช่น การเป็นสนิม การบุบ การบวม กระป่องที่บวมไม่ต้องทำ Incubation test แบ่งตัวอย่างเป็น 2 ส่วน นำส่วนหนึ่งไปบ่มในตู้อบเพาเช่อุณหภูมิ 35 -37 องศาเซลเซียส นาน 14 วัน อีกส่วนเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 14 วัน ถ้ากระป่องบวมระหว่างการบ่มเข้าไม่ต้องนำมายังเคราะห์

2.3 การเตรียมตัวอย่างกระป่อง ปฏิบัติเช่นเดียวกับการวิเคราะห์อาหารกระป่องที่มีความเป็นกรดต่อ

2.4 วิธีวิเคราะห์

2.4.1 จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total Plate Count) ใช้วิธีวิเคราะห์เช่นเดียวกับการวิเคราะห์อาหารกระป่องที่มีความเป็นกรดต่อ

2.4.2 การวิเคราะห์ Flat Sour ชนิด Thermophilic และ Mesophilic ในอาหารกระป่องที่มีความเป็นกรด ขั้นตอนการวิเคราะห์แสดงดังภาพ 13.5



ภาพ 13.5 ขั้นตอนวิเคราะห์ Flat Sour ชนิด Thermophilic และ Mesophilic ในอาหารกระป่องที่มีความเป็นกรด

2.4.3 ยีสต์และรา (Yeast and Mold) วิเคราะห์ เช่นเดียวกับจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดในอาหารชนิดกรดต่อ แต่ใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ Malt Agar หรือ Potato Dextrose Agar ที่ปรับ pH เป็น 3.5 แล้ว และปั่มน้ำเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 35-37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3-5 วัน นับจำนวนโคโลนีของยีสต์และรา คำนวณเป็นโคโลนีต่อกรัมหรือมิลลิลิตร

ตาราง 13.1 การขักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

ขนาดรุ่นกระปอง	ระดับการตรวจสอบ					
	ระดับที่ 1		ระดับที่ 2		ขนาดตัวอย่าง	เลขจำนวนที่ยอมรับ
	ขนาดตัวอย่าง	เลขจำนวนที่ยอมรับ	ขนาดตัวอย่าง	เลขจำนวนที่ยอมรับ		
1. อาหารกระปองที่มีน้ำหนักสุทธิน้อยกว่า หรือเท่ากับ 1 กิโลกรัม						
ไม่เกิน 4,800	6	1	13	2		
4,801 ถึง 24,000	13	2	21	3		
24,001 ถึง 48,000	21	3	29	4		
48,001 ถึง 84,000	29	4	48	6		
84,001 ถึง 144,000	48	6	84	9		
144,001 ถึง 240,000	84	9	126	13		
240,000 ขึ้นไป	126	13	200	19		
2. อาหารกระปองที่มีน้ำหนักสุทธิเกิน 1 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 4.5 กิโลกรัม						
ไม่เกิน 2,400	6	1	13	2		
2,401 ถึง 15,000	13	2	21	3		
15,001 ถึง 24,000	21	3	29	4		
24,001 ถึง 42,000	29	4	48	6		
42,001 ถึง 72,000	48	6	84	9		
72,001 ถึง 120,000	84	9	126	13		
120,001 ขึ้นไป	126	13	200	19		
3. อาหารกระปองที่มีน้ำหนักสุทธิเกิน 4.5 กิโลกรัม						
ไม่เกิน 600	6	1	13	2		
601 ถึง 2,000	13	2	21	3		
2,001 ถึง 7,200	21	3	29	4		
72,001 ถึง 15,000	29	4	48	6		
15,001 ถึง 24,000	48	6	84	9		
24,001 ถึง 42,000	84	9	126	13		
42,001 ขึ้นไป	126	13	200	19		

บรรณานุกรม

- จากรุรรณ ศิริพรวณพร. (ผู้บรรยาย). (16-17 กุมภาพันธ์ 2541). เทคนิคปฏิบัติการตรวจคุณภาพ ทาง จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร ในเอกสารประกอบการฝึกอบรมเรื่อง “เทคนิคปฏิบัติการตรวจ คุณภาพทางจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร” สำหรับบุคลากรบริษัทวันไทยอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด . หน้า 1-11. กรุงเทพฯ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- บุญศรี จงเสรีจิตต์. (2542). คู่มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาของอาหาร ภาควิชาชีววิทยา คณะ วิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
- บุญส่ง แสงอ่อน. (2547). คู่มือจุลชีววิทยาทางอาหารภาคปฏิบัติการ. ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยราชภัฏ. 75 หน้า.
- มาลัย บุญรัตนกรกิจ. (ผู้บรรยาย). (16 - 17 กุมภาพันธ์ 2541). เทคนิคปฏิบัติการตรวจ คุณภาพทางจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร ในเอกสารประกอบการฝึกอบรมเรื่อง “เทคนิค ปฏิบัติการตรวจคุณภาพทางจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร” สำหรับบุคลากรบริษัทวันไทย อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด. หน้า 37- 54. กรุงเทพฯ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- เรณู ปันทอง. (2537). คู่มือจุลชีววิทยาทางอาหาร ภาควิชาชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 242 หน้า
- วัลย์รัตน์ จันทรปานนท์ และเพ็ญชวัญ ชมประดิ. (2545). คู่มือปฏิบัติการ การวัดค่าปัจจัย คุณภาพทางชีวภาพ. ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์. 44 หน้า.
- สร้อยทอง สายหยุดทอง. (ผู้บรรยาย). (16-17 กุมภาพันธ์ 2541). เทคนิคปฏิบัติการตรวจ คุณภาพทางจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร ในเอกสารประกอบการฝึกอบรมเรื่อง “เทคนิค ปฏิบัติการตรวจคุณภาพทางจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร” สำหรับบุคลากรบริษัทวันไทย อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด. หน้า 51 - 62. กรุงเทพฯ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. (2523). วิธีวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา เล่ม 1 อาหาร กระป่อง มอง. 335 เล่ม 1 -2523. กระทรวงอุตสาหกรรม. โรงพิมพ์ครุสภาก กรุงเทพฯ.
- AOAC. (1995). Official Methods of Analyses of Association of Official Analytical Chemists. 16th ed. Associations of Official Analytical Chemist, Arlington, VA.
- Difco Laboratories. (2009). Difco & BBL Manual of Microbiological Culture Media and Reagents . 2nd ed., Sparks, Maryland 211152 USA.
- Downes, F.P. and K. It O. (2001). Compendium of Methods for the Microbiological

- Examination of Foods, 4th ed. American Public Health Association.
Washington D.C. 676 p.
- Granum, P.E. (1994). *Bacillus cereus* and its toxins. J. Appl. Bacteriol. Symp. Suppl. 76: 61S-66S.
- ICMSF. (1998). Microorganisms in Foods. Blackie Academic and Professional, London.
- Merck company. (2002). Merck Microbiological Manual. KGaA, Darmstadt, Germany.
From : [www. http://service.merck.de/microbiology/](http://service.merck.de/microbiology/)
- Rhodehamel, E.J. and Harmon, S.M. (2001). *Clostridium perfringens*. Bacteriological Analytical Manual (BAM) [online]. Available: <http://www.fda.gov/Food/ScienceResearch/LaboratoryMethods/BacteriologicalAnalyticalManualBAM/ucm070878.htm> [2009, May 29].
- Roberts, D., Hooper, W. and Greenwood, W. (1995). Practical food microbiology (Methods for the examination of food for micro-organism of public health significance), 2nd ed. Public health laboratory service. London. 232 p.
- Sacks, L.E. and Thompson, P.A. (1978). "Clear, Defined Medium for the Sporulation of *Clostridium perfringens*." Journal Applied and environmental microbiology. Vol.35. pp. 405-410.
- Shinagawa, K. (1993). Serology and characterization of *Bacillus cereus* in relation to Toxin production. Bull. Int. Dairy Fed. 287: 42-49.
- Tallent, S.M., Kotewicz, K.M. and Bennett, R.W. (2002). *Bacillus cereus*. Bacteriological Analytical Manual (BAM) [online]. Available : <http://www.fda.gov/Food/ScienceResearch/LaboratoryMethods/BacteriologicalAnalyticalManualBAM/ucm064948.htm> [2009, May 29].
- Weagant, S.D., Feng P. and Stanfield J.T. (2001) Chapter 8: *Yersinia entercolitica* and *Yersinia pseudotuberculosis*. In Bacteriological Analytical Manual Online.
Available : <http://www.fda.gov/Food/>
- Zimbro M.J. and Power D.A. (2003). Difco & BBL Manual of Microbiological Culture Media. Maryland USA.
- U.S. Food and Drug Administration. (1995). Bacteriological Analytical Manual. 8th ed. AOAC International. Gaithersburg, MD.

ภาคผนวก

ตารางภาคผนวก 1. MPN สำหรับ 3 หลอด ความเข้มข้น 0.1, 0.01, และ 0.001 MPN/กรัม ที่ระดับนัยสำคัญ 95%

Pos. tubes			MPN/g	Conf. lim.		Pos. tubes			MPN/g	Conf. lim.	
0.10	0.01	0.001		Low	High	0.10	0.01	0.001		Low	High
0	0	0	<3.0	-	9.5	2	2	0	21	4.5	42
0	0	1	3.0	0.15	9.6	2	2	1	28	8.7	94
0	1	0	3.0	0.15	11	2	2	2	35	8.7	94
0	1	1	6.1	1.2	18	2	3	0	29	8.7	94
0	2	0	6.2	1.2	18	2	3	1	36	8.7	94
0	3	0	9.4	3.6	38	3	0	0	23	4.6	94
1	0	0	3.6	0.17	18	3	0	1	38	8.7	110
1	0	1	7.2	1.3	18	3	0	2	64	17	180
1	0	2	11	3.6	38	3	1	0	43	9	180
1	1	0	7.4	1.3	20	3	1	1	75	17	200
1	1	1	11	3.6	38	3	1	2	120	37	420
1	2	0	11	3.6	42	3	1	3	160	40	420
1	2	1	15	4.5	42	3	2	0	93	18	420
1	3	0	16	4.5	42	3	2	1	150	37	420
2	0	0	9.2	1.4	38	3	2	2	210	40	430
2	0	1	14	3.6	42	3	2	3	290	90	1,000
2	0	2	20	4.5	42	3	3	0	240	42	1,000
2	1	0	15	3.7	42	3	3	1	460	90	2,000
2	1	1	20	4.5	42	3	3	2	1100	180	4,100
2	1	2	27	8.7	94	3	3	3	>1100	420	-

ตารางภาคผนวก 1. MPN สำหรับ 5 หลอด ความเข้มข้น 0.1, 0.01, และ 0.001 MPN/กรัม ที่
ระดับนัยสำคัญ 95%

Pos. Tubes			MPN/g	Conf. lim.		Pos. tubes			MPN/g	Conf.lim.	
0.1	0.01	0.001		Low	High	0.1	0.01	0.001		Low	High
0	0	0	<1.8	-	6.8	4	0	2	21	6.8	40
0	0	1	1.8	0.09	6.8	4	0	3	25	9.8	70
0	1	0	1.8	0.09	6.9	4	1	0	17	6	40
0	1	1	3.6	0.7	10	4	1	1	21	6.8	42
0	2	0	3.7	0.7	10	4	1	2	26	9.8	70
0	2	1	5.5	1.8	15	4	1	3	31	10	70
0	3	0	5.6	1.8	15	4	2	0	22	6.8	50
1	0	0	2	0.1	10	4	2	1	26	9.8	70
1	0	1	4	0.7	10	4	2	2	32	10	70
1	0	2	6	1.8	15	4	2	3	38	14	100
1	1	0	4	0.7	12	4	3	0	27	9.9	70
1	1	1	6.1	1.8	15	4	3	1	33	10	70
1	1	2	8.1	3.4	22	4	3	2	39	14	100
1	2	0	6.1	1.8	15	4	4	0	34	14	100
1	2	1	8.2	3.4	22	4	4	1	40	14	100
1	3	0	8.3	3.4	22	4	4	2	47	15	120
1	3	1	10	3.5	22	4	5	0	41	14	100
1	4	0	11	3.5	22	4	5	1	48	15	120
2	0	0	4.5	0.79	15	5	0	0	23	6.8	70
2	0	1	6.8	1.8	15	5	0	1	31	10	70
2	0	2	9.1	3.4	22	5	0	2	43	14	100
2	1	0	6.8	1.8	17	5	0	3	58	22	150
2	1	1	9.2	3.4	22	5	1	0	33	10	100
2	1	2	12	4.1	26	5	1	1	46	14	120
2	2	0	9.3	3.4	22	5	1	2	63	22	150
2	2	1	12	4.1	26	5	1	3	84	34	220

ตารางภาคผนวก 2 (ต่อ)

2	2	2	14	5.9	36	5	2	0	49	15	150
2	3	0	12	4.1	26	5	2	1	70	22	170
2	3	1	14	5.9	36	5	2	2	94	34	230
2	4	0	15	5.9	36	5	2	3	120	36	250
3	0	0	7.8	2.1	22	5	2	4	150	58	400
3	0	1	11	3.5	23	5	3	0	79	22	220
3	0	2	13	5.6	35	5	3	1	110	34	250
3	1	0	11	3.5	26	5	3	2	140	52	400
3	1	1	14	5.6	36	5	3	3	180	70	400
3	1	2	17	6	36	5	3	4	210	70	400
3	2	0	14	5.7	36	5	4	0	130	36	400
3	2	1	17	6.8	40	5	4	1	170	58	400
3	2	2	20	6.8	40	5	4	2	220	70	440
3	3	0	17	6.8	40	5	4	3	280	100	710
3	3	1	21	6.8	40	5	4	4	350	100	710
3	3	2	24	9.8	70	5	4	5	430	150	1,100
3	4	0	21	6.8	40	5	5	0	240	70	710
3	4	1	24	9.8	70	5	5	1	350	100	1100
3	5	0	25	9.8	70	5	5	2	540	150	1700
4	0	0	13	4.1	35	5	5	3	920	220	2600
4	0	1	17	5.9	36	5	5	4	1600	400	4600
									5	5	>1600
									5	700	

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	นางสาวเพชรรัตน์ เสนานุช
วันเดือนปีเกิด	22 กันยายน 2516
สถานที่เกิด	อำเภอชาติธรรม จังหวัดพิษณุโลก
ที่อยู่ปัจจุบัน	68 ม. 2 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติธรรม จังหวัดพิษณุโลก โทร.081-727-72579 E-mail: Petrungs@nu.ac.th
สถานที่ทำงาน	ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเรศวร 99 ม.9 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • พ.ศ. 2553 วุฒิ วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร จากคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเรศวร • พ.ศ. 2539 วุฒิ วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม • พ.ศ. 2535 วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์) จากโรงเรียนชาติธรรมการวิทยา จังหวัดพิษณุโลก
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • 16 เมษายน 2539 – ปัจจุบัน ปฏิบัติงานตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์